



G·U·M®

DBAMY O TO, CO WAŻNE!



“POZOSTAŁOŚCI BAKTERII W JAMIE USTNEJ MOGĄ DOSTAĆ SIĘ DO KRWIOBIEGU I ROZPRZESTRZENIĆ SIĘ PO CAŁYM ORGANIZMIE POWODUJĄC REAKCJE ZAPALNE.”

Sunstar Foundation: Expert Co-ordination Meeting on Oral Health and Systemic Health - Periodontal Medicine: Health Policy Implications. Geneva, December 2002.

SUNSTAR

Spełniamy obietnicę SUNSTAR o lepszym zdrowiu i lepszym życiu

W SUNSTAR wierzymy, że stan zdrowia jamy ustnej ma głęboki związek ze zdrowiem całego organizmu. Byliśmy pionierami tej idei i nadal ją propagujemy we współpracy ze specjalistami z dziedziny stomatologii i medycyny na całym świecie. Ostatnie badania podkreślają prawdopodobne powiązania pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a poważnymi schorzeniami, takimi jak choroby serca, cukrzyca i komplikacje w czasie ciąży. Wraz z innymi głównymi markami SUNSTAR, GUM® realizuje tę misję, dbając o zdrowe ciało poprzez zdrowe dziąsła.

Choroby przyzębia a inne poważne problemy zdrowotne

W ostatnich latach badania wykazały, że bakterie z jamy ustnej mogą przedostawać się do krwiobiegu i przemieszczać się po całym organizmie. Reakcja organizmu na bakterie, w tym wytwarzanie cytokin, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, nasilenie cukrzycy, zapalenie płuc i inne choroby układu oddechowego, udar mózgu, a nawet powikłania ciąży. Jednak pomimo opublikowanych badań temat ten jest mało doceniany przez media, rządy państw i pracowników służby zdrowia.

Zapewniając ZDROWE DZIAŚŁA, wspieramy ZDROWE ŻYCIE.

GUM® wspiera konsumentów w ich dążeniu do zdrowego stylu życia i holistycznego wellness poprzez pomoc w ochronie zdrowia dziąseł, niezależnie od ich stanu i wieku. Oferujemy kompleksowe linie produktowe o szerokim spektrum działania oraz wartościowe materiały edukacyjne ułatwiające konsumentom utrzymanie zdrowych dziąseł przez całe życie poprzez stworzenie codziennych prawidłowych rytuałów pielęgnacji jamy ustnej.

Ochrona Dziąseł	4
GUM® PAROEX® Leczenie krótkoterminowe	6
GUM® PAROEX® Codzienna ochrona	7
GUM® TRAV-LER® Szczoteczka międzyzębowa	8
GUM® BI-DIRECTION Szczoteczki międzyzębowe	9
GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL	10
GUM® SOFT-PICKS® PRO	11
GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX	12
GUM® PerioBalance®	13
GUM® PRO Szczoteczka	14
GUM® Technique®+ Szczoteczka	15
GUM® Szczoteczka pooperacyjna	15
GUM® BUTLERWEAVE® Nić	16
GUM® FINE FLOSS Nić	16
GUM® EXPANDING FLOSS Nić	17
GUM® EASY FLOSS Nić	17
Codzienna Ochrona	18
GUM® ActiVital® Pasta	19
GUM® ActiVital® Płyn do płukania	20
GUM® SONIC DAILY Szczoteczka Soniczna	21
GUM® TWISTED FLOSS Nić	22
GUM® BIO Pasta	23
GUM® BIO Płyn do płukania	23
Przebarwienia	24
GUM® Original White Pasta	25
GUM® Original White Płyn do płukania	26
GUM® Original White Nić	27
GUM® Original White Szczoteczka	27
Opieka Ortodontyczna	28
GUM® ORTHO Pasta Żel	29
GUM® ORTHO Płyn do płukania	30
GUM® ORTHO Wosk	31
GUM® ORTHO Szczoteczka	32
GUM® ORTHO Nić	32
Nadwrażliwość	33
GUM® SensiVital® + Pasta Żel	34
GUM® SensiVital® + Płyn do płukania	34
GUM® SensiVital® Szczoteczka	35
GUM® SONIC SENSITIVE	35
Suchość w jamie ustnej	36
GUM® HYDRAL Żel	37
GUM® HYDRAL Spray	37
GUM® HYDRAL Pasta	37
GUM® HYDRAL Płyn do płukania	37
Afty	38
GUM® AftaClear Żel	39
GUM® AftaClear Spray	39
GUM® AftaClear Płyn	39
Produkty Dziecięce	40
GUM® KIDS Pasta	42
GUM® KIDS Szczoteczka	42
GUM® JUNIOR Pasta	43
GUM® JUNIOR Szczoteczka	43
GUM® LIGHT-UP Szczoteczka	44
GUM® JUNIOR Płyn do płukania	44
GUM® BABY Szczoteczka	45
GUM® RED-COTE® Tabletki	45
Zestawy dla pacjentów	46
Dodatkowe akcesoria	47
GUM® EASY-FLOSSERS	48
GUM® Szczoteczka podróżna	48
GUM® Szczoteczka do języka	49
GUM® ACCESS FLOSS Nić	49
GUM® Zestaw podróżny	50
GUM® End-Tuft Szczoteczka kątówka	50
Odnośniki do badań klinicznych	51



PIELĘGNACJA DZIĄSEŁ

Płytką nazębną jest głównym czynnikiem etiologicznym w schorzeniach przyzębia. Oprócz płytki nazębnej, inne czynniki, takie jak: zła higiena jamy ustnej, palenie tytoniu, czynniki genetyczne, choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, AIDS) i niektóre leki jak: sterydy, leki terapii nowotworowej itp. zwiększają podatność na choroby przyzębia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 6 na 10 osób cierpi na choroby przyzębia. (Dane dot. higieny jamy ustnej z Globalnego Banku Danych Genewa: WHO, 2002).

Leczenie zapalenia dziąseł:


- Pierwsza linia działania: profilaktyka zaczyna się w domu, poprzez utrzymanie podstawowej higieny jamy ustnej - szczotkowanie zębów, płukanie jamy ustnej, nitkowanie.
- Druga linia działania: kiedy domowa profilaktyka nie wystarcza, przeprowadza się skalowanie dentystryczne. Profesjonalna profilaktyka jest zalecana raz na 6 miesięcy.

NAJLEPSZA FORMUŁA TESTOWANA KLINICZNIE
 Zaawansowane działanie antybakteryjne i antygrzybiczne przeciwko mikroorganizmom tworzącym płytkę nazębną zarówno nad jak i pod linią dziąseł. ¹



Linia GUM* PAROEX® - Profesjonalna kontrola płytki bakteryjnej w celu zapewnienia optymalnego poziomu zdrowia dziąseł

GUM PAROEX® łączy klinicznie dowiedzioną skuteczność chlorheksydyny z neutralizującym toksyny działaniem CPC, tworząc podwójny system antyseptycznego działania, skierowany zarówno na zwalczanie bakterii tworzących płytkę, jak i zwalczania endotoksyn.



CPC katalizuje antybakteryjne działanie CHX:

- Niższe stężenia CHX w połączeniu z CPC jest tak skuteczne, jak wyższe stężenia samej CHX
- Ograniczone efekty uboczne w porównaniu do działania wyższych stężeń samego CHX



0% ALKOHOLU



NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ TESTOWANA KLINICZNIE

- Mieszanka 0.12% CHX + 0.05% CPC jest co najmniej tak skuteczna, jak 0.20% CHX w czystej postaci.¹
- Testy nie wykazały istotnej różnicy pomiędzy płynem do płukania 0,12% CHX a 0,20% CHX w gromadzeniu się płytki nazębnej i stanem przyzębia.^{2, 3, 4}
- Płyn do płukania jamy ustnej z zawartością 0.12% CHX zapewnia te same kliniczne korzyści, co płyn zawierający 0.20% CHX.⁵

Płyn do płukania oraz pasta GUM® PAROEX® Kuracja krótkoterminowa : 0.12% CHX + 0.05% CPC

- Zmniejsza stan zapalny dziąseł oraz ogranicza narastanie płytki nazębnej
- Optymalna koncentracja CHX zmniejsza skutki uboczne, gwarantując zadowolenie pacjenta
- Bezalkoholowy preparat o przyjemnym smaku
- Pasta odżywia, łagodzi i rewitalizuje dziąsła, dzięki witaminie E, Aloe Vera oraz prowitaminie B5
- Pasta nie zawiera SLS, SLES, ani drażniącej anionowej piany dzięki czemu łagodnie działa na błonę śluzową jamy ustnej oraz umożliwia uzyskanie maksymalnej bio-dostępności dla CHX

NO: 1784
NO: 1782
NO: 1790

Płyn do płukania GUM PAROEX 0.12%
Płyn do płukania GUM PAROEX 0.12%
Pasta Żel GUM PAROEX 0.12%

300 ml
5000 ml
75 ml

0% ALKOHOLU


NAJLEPSZA FORMUŁA TESTOWANA KLINICZNIE
Chlorek cetylopirydyny reaguje synergistycznie z
diglukonianem chlorheksydyny, co jeszcze bardziej
zwiększa antybakteryjne i antygrzybiczne działanie. ¹



Płyn do płukania oraz pasta GUM® PAROEX® Codzienna ochrona : 0.06% CHX + 0.05% CPC

- Zapewnia długoterminową ochronę przed problemami periodontologicznymi
- Bezalkoholowy preparat o przyjemnym smaku
- Pasta chroni przed próchnicą dzięki zawartości fluoru w stężeniu 1450ppm
- Pasta odżywia, łagodzi i rewitalizuje dziąsła, dzięki witaminie E, Aloe Vera oraz prowitaminie B5
- Pasta nie zawiera żadnych SLS, SLES, ani drażniącej anionowej piany i łagodnie działa na błonę śluzową jamy ustnej oraz umożliwia uzyskanie maksymalnej bio-dostępności dla CHX

7



Zginana główka

Ułatwia dotarcie do tylnych zębów



Ochronna nakładka

Gwarantuje ochronę czystości włosia




Szczoteczka GUM® TRAV-LER®

- Dzięki zastosowaniu innowacyjnego trójkątnego ukształtowania włosia usuwa do 25% więcej płytki bakteryjnej w porównaniu z tradycyjnym nylonowym włosiem
- Nowa ergonomiczna rączka i elastyczna główka ułatwiają dostęp do tylnych przestrzeni
- Drucik pokryty jest miękką warstwą ochronną, w celu uniknięcia podrażnień dziąseł czy szklivi oraz polepszenia komfortu psychicznego pacjenta
- Wentylowane zamknięcie służy ochronie szczoteczki, jak i przedłużeniu rączki, ułatwiając dostęp do tylnych zębów
- Szeroka linia 10 różnych rozmiarów zapewnia dopasowanie do każdego rodzaju przestrzeni międzyzębowych
- Włosie posiada ochronę antybakteryjną (CHX dla ISO 0 do ISO 6; jony srebra i cynku dla ISO 7), aby utrzymać szczoteczkę w czystości po każdym użyciu

NO: 1312	●	GUM TRAV-LER Walec	0.6 mm	ISO 0
NO: 1314	●	GUM TRAV-LER Walec	0.8 mm	ISO 1
NO: 1412	●	GUM TRAV-LER Walec	0.9 mm	ISO 2
NO: 1414	●	GUM TRAV-LER Stożek	1.1 mm	ISO 3
NO: 1512	●	GUM TRAV-LER Walec	1.2 mm	ISO 3
NO: 1514	●	GUM TRAV-LER Stożek	1.3 mm	ISO 4
NO: 1612	●	GUM TRAV-LER Walec	1.4 mm	ISO 4
NO: 1614	●	GUM TRAV-LER Stożek	1.6 mm	ISO 5
NO: 1618	●	GUM TRAV-LER Walec	2.0 mm	ISO 6
NO: 1619	●	GUM TRAV-LER Stożek	2.6 mm	ISO 7

Ruchoma główka szczoteczki



90°

Antybakteryjna* ochrona włosa

*Pokryte chlorheksydyną



Udowodniona skuteczność

Usuwać do 25%
więcej płytki bakteryjnej

Wyższy komfort użycia

Rączka pokryta miękką
powłoką gumową

GUM® BI-DIRECTION

- Łatwy dostęp do tylnych zębów: szczoteczka zgina się pod kątem 90°, aby ułatwić dostęp zarówno do przednich, jak i trudno dostępnych tylnych zębów
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z miękką gumową rączką zapewnia wygodę i kontrolę podczas użytkowania
- Udowodniona skuteczność: usuwa do 25% więcej płytki nazębnej dzięki innowacyjnej trójkątnej konstrukcji włókien (w porównaniu do zwykłych włókien nylonowych)
- Ochrona antybakteryjna* włosa: pomaga utrzymać czystość pomiędzy kolejnymi użyciami
- Zmniejsza ryzyko urazów i ułatwia pacjentom stosowanie się do zaleceń dzięki powlekanemu drutowi i zaokrąglonej końcówce, co pozwala uniknąć uszkodzenia szklawi zębów, dziąseł i implantów.
- W zestawie z nakładką na główkę dla lepszej ochrony szczoteczki
- Dostępne w 5 rozmiarach dla różnych przestrzeni międzyzębowych



9


NO: 2014		GUM BI-DIRECTION (Walec)	0.6 mm/ISO size 0	6 szt.
NO: 2114		GUM BI-DIRECTION (Walec)	0.7 mm/ISO size 1	6 szt.
NO: 2314		GUM BI-DIRECTION (Walec)	0.9 mm/ISO size 2	6 szt.
NO: 2614		GUM BI-DIRECTION (Stożek)	1.2 mm/ISO size 3	6 szt.
NO: 2714		GUM BI-DIRECTION (Stożek)	1.4 mm/ISO size 4	6 szt.

GUM® SOFT-PICKS®



Preferowane przez pacjentów

Pacjenci preferują miękkie, gumowe szczoteczki, ponieważ są łatwiejsze i wygodniejsze w użyciu oraz powodują mniejszy dyskomfort (Hennequin-Hoenderdos, 2018)



Udowodniona skuteczność

Zaprojektowane, aby stymulować przepływ krwi w dziąsłach i usuwać płytkę bakteryjną (Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015)





GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL

- Prosty uchwyt
- Dyskretne i łatwe w użyciu
- Delikatnie masują brodawki dziąsłowe
- Usuwają płytkę nazębną i resztki jedzenia, w szczególności z przednich przestrzeni międzyzębowych
- Dostępne w trzech rozmiarach : Medium (Średnie), Large (Duże) oraz Extra-Large (Bardzo duże).




Zdrowe przyzębie

Implanty, mosty, korony




Aparaty ortodontyczne

NO: 632	GUM® SOFT-PICKS ORIGINAL Medium	50szt.
NO: 634	GUM® SOFT-PICKS ORIGINAL Large	50szt.
NO: 636	GUM® SOFT-PICKS ORIGINAL X-Large	40szt.



Delikatne dla dziąseł

Czyszczą przestrzeń międzyzębowe nie powodując podrażnień. Nie zawierają lateksu i są bezpieczne nawet dla pacjentów z alergiami.




Zwiększają motywację pacjenta

Mniej wymagające metody czyszczenia przestrzeni międzyzębowych zwiększają motywację pacjenta, jego motywację i osiągnięte rezultaty. (Needleman, 2005; Wilder, 2016)

GUM® SOFT-PICKS® PRO



- Nowa generacja bestsellerowych GUM SOFT-PICKS ADVANCED
- Innowacyjna główka czyszcząca inspirowana szczoteczką międzyzębową posiada aż 152 gumowe włókna czyszczące
- Najwygodniejsze narzędzie do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
- Dostosowana do naturalnego kształtu szczęki, jej kształt ułatwia dotarcie do każdego obszaru jamy ustnej, w tym do trudno dostępnych miejsc, takich jak tylne zęby
- Dostępne w 3 rozmiarach: Small (Małe), Medium (Średnie), Large (Duże)



NO: 689	GUM® SOFT-PICKS® PRO Small	30szt.
NO: 690	GUM® SOFT-PICKS® PRO Regular	30szt.
NO: 691	GUM® SOFT-PICKS® PRO Large	30szt.




S-M-L



GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX

- Odświeżający miętowy smak sprawia, że czyszczenie pomiędzy zębami jest jeszcze bardziej przyjemne
- Zginana, elastyczna rączka poprawia kontrolę i komfort oraz ułatwia dotarcie do tylnych zębów
- Dyskretne i łatwe w użyciu
- Szersza rączka pokryta materiałem TPE zwiększa komfort chwytu
- Dostępne w 3 rozmiarach

NO: 669	GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX Small	40szt.
NO: 670	GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX Regular	40szt.
NO: 671	GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX Large	40szt.



GUM® PerioBalance®


- Probiotyk zawierający *Limosilactobacillus reuteri* Prodentis® w postaci tabletek do ssania
- Pomaga utrzymać korzyści płynące z profesjonalnej higienizacji zębów
- Każda pastylka zawiera co najmniej 200 milionów aktywnych *Limosilactobacillus reuteri* Prodentis
- Bezpieczne dla dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży
- Dawkowanie: 1-2 tabletki dziennie (1 rano, 1 wieczorem) po szczotkowaniu zębów
- Nie przebarwia zębów, nie zmienia smaku, nie podrażnia błony śluzowej jamy ustnej, ani nie wpływa szkodliwie na szkliwo zębów
- Przyjemny miętowy smak



KLINICZNIE POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
Usuwa płytkę delikatnie i bardziej efektywnie w
trudnodostępnych miejscach:



7x lepiej
wzdłuż linii
dziąseł




1.6x lepiej
pomiędzy
zębami




7x lepiej
poniżej
linii dziąseł







Dwupoziomowe
włosie



Pęczki pod
różnymi kątami



Opatentowana
rączka Quad-Grip



Szczoteczka GUM® PRO

- Delikatnie i głęboko oczyszcza poprawiając kondycję dziąseł
- PROfesjonalna szczoteczka rekomendowana dla osób ze spuchniętymi, krwawiącymi i zaczerwienionymi dziąsłami
- Stożkowe włosie dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe i poniżej linii dziąseł
- Pęczki włosia pod różnymi kątami lepiej czyszczą zęby docierając w trudno dostępne miejsca z wielu stron
- Rączka Quad-Grip ułatwia szczotkowanie pod kątem 45 stopni dla optymalnego oczyszczenia poniżej linii dziąseł
- Dostępna również w wersji SENSITIVE z ultramiękką główką dla wrażliwych zębów oraz dziąseł
- W zestawie z higienicznym etui na główkę szczoteczki

NO: 525
NO: 528
NO: 510

GUM PRO
GUM PRO
GUM PRO SENSITIVE

Compact
Compact
Compact

Miękka
Średnia
Ultra-miękka



Szczoteczka GUM® Technique®+

- Specjalne ścięcie włosa umożliwia dotarcie do przestrzeni międzyzębowych
- Wydłużona końcówka ułatwia usuwanie płytki nazębnej z trudnodostępnych miejsc
- Opatentowana rączka Quad-Grip pozwala na utrzymanie odpowiedniego kąta szczotkowania
- W zestawie z higienicznym etui na główkę szczoteczki



Pooperacyjna szczoteczka GUM®

- Ultramiękkie włosie 0.10 mm idealnie nadaje się do szczotkowania po operacjach, osadzeniu implantów, ekstrakcji zębów oraz w trakcie chorób dziąseł

NO: 490	GUM Technique+	Full	Miękka
NO: 491	GUM Technique+	Compact	Miękka
NO: 492	GUM Technique+	Full	Średnia
NO: 493	GUM Technique+	Compact	Średnia

NO: 317	GUM Szczoteczka pooperacyjna
---------	------------------------------



SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA KLINICZNIE

- Redukuje zapalenie dziąseł (o 32% w całej jamie ustnej i o 36% w części proksymalnej) po 5 tygodniach od pierwszego użycia.
- Redukuje krwawienie dziąseł (o 56% w całej jamie ustnej) po 5 tygodniach od pierwszego użycia. ⁸

Niść GUM® BUTLERWEAVE®

- Unikatowa "tkana" niść jest wytrzymała i łatwo rozpręża się między zębami
- Opatentowana "tkana" konstrukcja: niść rozprzestrzenia się między zębami, efektywnie czyszcząc i usuwając płytkę nazębną
- Szeroki płaski profil: łatwo wprowadza się w ciasne przestrzenie międzyzębowe

NO: 1155
NO: 1855

GUM BUTLERWEAVE - Woskowana
GUM BUTLERWEAVE - Woskowana, Miętowa

55 m
55 m




Niść GUM® FINE FLOSS

- Tradycyjna, cienka, odporna na strzępienie niść dentystyczna do higieny ciasno ustawionych zębów oraz poniżej linii dziąseł
- Specjalne S-skrętne włókna zapewniają wytrzymałość oraz pokrywają większą powierzchnię zęba efektywnie usuwając płytkę nazębną


NO: 1555

GUM FINE FLOSS - Woskowana

55 m



przed użyciem



w trakcie użycia


Niść GUM® EXPANDING FLOSS

- Cienka i łatwa do przeprowadzenia nawet przez najcieńsze przestrzenie międzyzębowe
- Pęcznieje podczas używania, dostosowując się do różnych rozmiarów przestrzeni międzyzębowych oraz zwiększając powierzchnię kontaktu nici z zębami
- Doskonała dla wrażliwych zębów, łagodna dla dziąseł

NO: 2030

GUM EXPANDING FLOSS

30 m



Niść GUM® EASY FLOSS

- Nić z teflonem łatwa do wprowadzenia między zęby i poniżej linii dziąseł dzięki zastosowaniu specjalnego materiału PTFE czyniąc z niej optymalną nić dla początkujących użytkowników
- Jednowłóknowa struktura jest wyjątkowo silna i odporna na strzępienie
- Satynowe wykończenie czyni ją miękką i delikatną dla dziąseł

NO: 2000

GUM EASY FLOSS

30 m



CODZIENNA OCHRONA

Problemy ze zdrowiem jamy ustnej są bardzo powszechne: 3 na 4 osoby na pewnym etapie życia cierpią na problemy z dziąsłami takie jak krwawienie czy zapalenie.

Różne czynniki środowiskowe i tryb życia mogą mieć wpływ na zdrowie zębów oraz dziąseł: stres, palenie, zmiany hormonalne, niezdrowa dieta itp.

Prawidłowa codzienna higiena pomaga zapobiegać problemom zanim pojawią się pierwsze objawy.

Niezależnie od tego, czy masz zdrowe zęby i dziąsła, czy borykałeś się z problemami w przeszłości, ważna jest ochrona i ciągłe utrzymywanie zdrowia dziąseł oraz zębów.



Pasta GUM® ActiVital®

- Wielofunkcyjna pasta zaprojektowana aby dbać o zdrowie zębów oraz dziąseł
- Zawiera koenzym Q10 oraz wyciąg z granatu - znane antyoksydanty
- Opatentowane połączenie fluoru (1450ppm) i izomaltu wzmacnia remineralizację szkliwa
- Wzmacnia dziąsła oraz zęby dzięki zastosowaniu imbiru oraz bisabololu (rumianek)
- Świeży miętowy smak
- Pasta w formie żelu



Płyn do płukania GUM* ActiVital*

- Wielofunkcyjny płyn do płukania zaprojektowany aby dbać o zdrowie zębów oraz dziąseł
- Zawiera koenzym Q10 oraz wyciąg z granatu - znane antyoksydanty
- Opatentowane połączenie fluoru (248ppm) i izomaltu wzmacnia remineralizację szkliwa i chroni przed próchnicą
- Zwalcza płytkę bakteryjną dzięki innowacyjnemu składnikowi - LAE (Ethyl Lauroyl Arginate) który zapobiega przywieraniu bakterii do powierzchni zębów
- Wzmacnia dziąsła oraz zęby dzięki zastosowaniu imbiru oraz bisabololu (rumianek)



Bateria i higieniczne
etui na główkę w
zestawie

Szczoteczka Soniczna GUM® SONIC DAILY

- Klinicznie udowodniona wyższa skuteczność – stożkowe, zwężające się włosie usuwa do 50% więcej płytki bakteryjnej z przestrzeni międzyzębowych, oraz dociera 47 krotnie głębiej poniżej linii dziąseł (w porównaniu ze szczoteczką manualną)
- Wibracje soniczne o częstotliwości 12 000 cykli na minutę zapewniają efektywne, ale delikatne oczyszczenie oraz stymulują dziąsła
- Wymienna główka oraz bateria
- W zestawie 3 kolorowe pierścienie na szczoteczkę umożliwiające personalizację
- Dostępna biała oraz czarna
- Smukła i ergonomiczna rączka ułatwiająca uchwyt
- Wymienne końcówki dostępne w opakowaniach po 2 szt.



Nić GUM* TWISTED FLOSS

- O unikatowym, odświeżającym smaku miętowej zielonej herbaty
- Dwa splecione włókna pokrywają o 30% więcej powierzchni nitkowania*
- Woskowana, dla łatwego wprowadzenia w przestrzeń międzyzębową
- Delikatna dla dziąseł

*w porównaniu z pojedynczym włóknem



Pasta GUM* BIO

- Certyfikat COSMOS ORGANIC przyznany przez ECOCERT i COSMEBIO: 99% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego, a 22% pochodzi z upraw ekologicznych.
- Fluor (1'450ppm) chroni i wzmacnia zęby oraz pozwala na skuteczne zapobieganie próchnicy i remineralizację szkliwa.
- Z Aloe Vera znanym z właściwości łagodzących.
- Chroni i wzmacnia dziąsła*.
- Odświeża oddech dzięki atrakcyjnemu i świeżemu miętowemu smakowi*.
- Certyfikat Vegan
- Opakowanie wykonane w 80% z papieru pochodzącego z recyklingu

*Potwierdzone testem konsumenckim: 19 uczestników, 28 dni, pod kontrolą odontologa

Płyn do płukania GUM* BIO

- Delikatna formuła składająca się w 99% z naturalnych składników
- Organiczny aloes i mięta pieprzowa zapewniają długotrwałe uczucie świeżości w jamie ustnej
- Odpowiednia ilość fluoru wzmacnia zęby i chroni je przed próchnicą, jednocześnie wspomagając remineralizację szkliwa
- Produkt jest certyfikowany, organiczny i wegański
- Nie zawiera alkoholu, glutenu i laktozy



PRZEBARWIENIA

Plamy nazębne można podzielić na dwie kategorie:

Zewnętrzne plamy - znajdujące się na zewnętrznej powierzchni struktury zębów, zwykle brązowe, pomarańczowe lub żółte.

Wewnętrzne plamy - znajdujące się w wewnętrznej strukturze zębów, zwykle czarne, szare lub zielone. Plamy zębów mogą być uwarunkowane przyczynami miejscowymi lub ustrojowymi.

Jeśli przebarwienie zęba nie jest leczone, może mieć wpływ na uśmiech oraz na ogólny wygląd twarzy.

Leczenie przebarwień zębowych:

Profilaktyka zaczyna się w domu poprzez utrzymanie podstawowej higieny jamy ustnej - szczotkowanie, płukanie oraz nitkowanie.

JAKOŚĆ TESTOWANA KLINICZNIE
Bardziej efektywna w usuwaniu przebarwień
niż inne popularne pasty wybielające. ¹⁷



Płytką przed zabarwieniem



Zabarwiona płytką* zanurzona tylko w wodzie



Płytką po zanurzeniu w rozcieńczonym roztworze pasty GUM* Original White - Roztwór 4X

**Hydroksyapatytowe płytki barwione są roztworami CHX i żelaza, herbatą oraz substytutem śliny*



Pasta GUM* Original White

- Przywraca naturalną biel zębów, delikatna dla dziąseł
- Działanie mechaniczne: usuwa powierzchnie przebarwienia przez zastosowanie czyszczącej, delikatnej krzemionki
- Działanie chemiczne: system Stain-Clear rozpuszcza przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Nie zawiera związków wybielających lub chelatujących
- Piana z mikropęcherzykami poprzez zwiększoną zawartość czynnika Stain-Clear, zapewnia najwyższy kontakt z powierzchnią zęba
- Fluor w stężeniu 1490ppm oraz Izomalt zapewniają remineralizację zębów
- Witamina E oraz prowitamina B5 witalizują i odżywiają dziąsła



FORMUŁA TESTOWANA KLINICZNIE
System StainClear delikatnie rozpuszcza i usuwa przebarwienia oraz tworzy powłokę chroniącą przed nawrotami przebarwień.¹⁹


0% ALKOHOLU

Płyn do płukania GUM® Original White

- Przywraca naturalną biel zębów, jest delikatna dla dziąseł
- Opatentowana formuła StainClear delikatnie rozpuszcza oraz wmywa przebarwienia z trudno dostępnych miejsc. Tworzy powłokę chroniącą przed ponownym gromadzeniem się zabrudzeń
- Prowitamina B5, witamina E oraz alantoina odżywiają dziąsła
- Połączenie Fluoru (226 ppm) oraz Izomaltu zapewnia zaawansowaną remineralizację zębów oraz chroni przed próchnicą

JAKOŚĆ TESTOWANA KLINICZNIE

Przebarwienia między zębami usuwane są znacznie lepiej niż przy użyciu innych nici wybielających. ²⁰



Niść GUM® Original White

- Usuwa przebarwienia między zębami
- Zapewnia efektywną kontrolę płytki nazębnej zarówno powyżej, jak i poniżej linii dziąseł
- Zawiera drobną krzemionkę oraz fluor



Szczoteczka GUM® Original White

- Doskonale zwalcza przebarwienia dzięki specjalnym włóknom pokrytym elastomerem
- Efektywnie usuwa płytkę nazębną wzdłuż linii dziąseł i z trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej poprzez odpowiednie ustawienie włosów oraz kształtu główki
- Modny design



OPIEKA ORTODONTYCZNA

Pacjenci podczas leczenia ortodontycznego są bardziej narażeni na problemy jamy ustnej:

- Płytką nazębną - gromadzi się 2 do 3 razy szybciej niż u pacjentów bez aparatu.
- Białe przebarwienia na zębach - u jednej trzeciej pacjentów w czasie leczenia pojawiają się nowe przebarwienia.
- Zapalenie dziąseł - szybszy wzrost bakterii w jamie ustnej może powodować zapalenie oraz krwawienie dziąseł.
- Podrażnienia błony śluzowej - problem podrażnień dotyczy ponad trzech czwartych pacjentów stosujących aparat ortodontyczny.

Ochrona zębów dla pacjentów ortodontycznych:

- Pierwsza linia działania: profilaktyka zaczyna się w domu poprzez przestrzeganie podstawowej higieny jamy ustnej - szczotkowanie, płukanie, nitkowanie zębów oraz stosowanie wosku ortodontycznego w celu uniknięcia podrażnień.
- Druga linia działania: pod koniec leczenia ortodontycznego dentysta zazwyczaj przeprowadza profesjonalną profilaktykę.



Pasta Żel GUM® ORTHO

- Zapewnia zaawansowaną profilaktykę przeciw próchnicy oraz ochronę dziąseł
- Doskonale remineralizuje szkliwo zębowe, zapobiega powstawaniu białych plam oraz próchnicy. Fluor (1490ppm) + Izomalt
- Chlorek cetylopirydyny (0,05%) zapobiega budowaniu się płytki nazębnej oraz działa przeciwbakteryjnie
- Naturalne składniki zapewniają działanie kojące (Bisabolol, ekstrakt z imbiru, aloes, witamina E)
- Niewielka pianistość ułatwia dłuższe szczotkowanie
- Forma żelowa zapewnia lepszy przepływ wokół elementów aparatu ortodontycznego
- Delikatny miętowy aromat odświeża oddech



0% ALKOHOLU


Płyn do płukania GUM® ORTHO

- Zapobiega próchnicy zębów oraz chroni dziąsła
- Wyższa niż w normalnych płynach do płukania zawartość fluoru (400 ppm) wspomaga remineralizację zębów
- 0,05% Chlorek cetylopirydyny zapobiega budowaniu się płytki nazębnej oraz działa przeciwbakteryjnie
- Naturalne składniki koją podrażnienia (Bisabolol, wyciąg z imbiru, Aloe Vera, Witamina E)
- Delikatny miętowy smak
- 0% Alkoholu
- Delikatna dla błony śluzowej jamy ustnej




Wosk GUM® ORTHO

- Pomaga zapobiegać bolesnym owrzodzeniom oraz łagodzi podrażnienia policzków i dziąseł
- Zapobiega powstawaniu nowych podrażnień powodowanych przez ostre druty oraz zamki
- Fabrycznie pocięty na mniejsze fragmenty zapewnia wygodne użycie oraz higienę
- Lusterko w zestawie



V-Trim cut



Szczoteczka GUM® ORTHO

- Włosie wycięte w literę V czyści zęby dookoła aparatu ortodontycznego
- W zestawie z higienicznym etui na główkę szczoteczki

Niść GUM® ORTHO

- Niść 2 w 1 idealna do stosowania przy aparacie ortodontycznym, mostach oraz szerokich przestrzeniach międzyzębowych
- Z wbudowaną plastikową przewłeczką ułatwiającą przeprowadzenie nici pomiędzy przestrzeniami oraz częścią gąbczastą usuwającą resztki jedzenia i płytkę bakteryjną



NADWRAŻLIWOŚĆ

33

Jama ustna nie jest odporna na procesy starzenia. Z czasem dźiąsta cofają się, uzewnętrzniając szyjki zębowe, gdzie ochronna powłoka szkliwa jest szczególnie wrażliwa. Zęby mogą również cierpieć z powodu braku witamin, co przyczynia się do stopniowej erozji szkliwa. Bez ochrony dostarczanej przez dźiąsta i szkliwo, powierzchnia korzeni zębów staje się wrażliwa na bodźce zewnętrzne takie jak:

ciepło, zimno, słodczye, produkty kwaśne i gorzkie, które działają na nerwy zębowe przez mikroskopijne otwory (kanaliki zębowe).

Takie działanie wywołuje uczucie bólu i dyskomfortu. Wokół tego bardziej delikatnego, niechronionego miejsca może również rozwijać się próchnica.

Około 1/3 ludzkości cierpi na nadwrażliwość zębów.

DZIAŁANIE DOWIEDZONE KLINICZNIE

- Pasta GUM SensiVital+ przynosi długotrwałą ulgę w nadwrażliwości już po 3 dniach szczotkowania 2 razy dziennie ²⁴

DZIAŁANIE DOWIEDZONE KLINICZNIE

- Płyn do płukania GUM SensiVital+ przynosi ulgę w nadwrażliwości zębów aż do 12 godzin od zastosowania ²⁴

0% ALKOHOLU




Pasta Żel GUM® SensiVital® +

- Codzienna ulga oraz ochrona wrażliwych zębów i dziąseł
- Cząsteczki hydroksyapatytu zatykają otwarte kanaliki zębinowe
- Dodatkowa warstwa kopolimerowa uszczelnia zatkane kanaliki
- Połączenie fluoru (1450ppm) i izomaltu remineralizuje i wzmacnia szkliwo
- Azotan potasu znieczula zakończenia nerwowe szybko uśmierzając ból
- Hesperydyna (wyciąg ze skórki pomarańczy) zapobiega próchnicy korzeni zębów
- Chlorek Cetylopirydyny (CPC) ogranicza odkładanie się płytki nazębnej

Płyn do płukania GUM® SensiVital® +

- Chroni i przynosi ulgę w nadwrażliwości zębów
- Glicerofosforan wapnia, fluor (250ppm) i izomalt remineralizują i wzmacniają szkliwo chroniąc przed próchnicą
- Azotan potasu znieczula zakończenia nerwowe szybko uśmierzając ból
- Chlorek Cetylopirydyny (CPC) ogranicza odkładanie się płytki nazębnej
- Świeży miętowy smak
- Nie zawiera alkoholu



Szczoteczka GUM® SensiVital®

- Ultramiękkie włosie (0.15 mm) o stożkowej końcówce (0.035 mm) jest bardzo delikatne dla zębów i dziąseł
- Dwie różne długości włosia zapewniają dwa poziomy czyszczenia, pozostawiając uczucie czystych i gładkich zębów
- Dłuższe, bardzo cienkie włosie dociera głęboko pomiędzy zęby oraz czyści je wzdłuż i poniżej linii dziąseł bez ich podrażniania
- Krótsze włosie ułatwia dokładne umycie całej powierzchni zęba, pozostawiając uczucie absolutnej czystości
- Drobną główką ułatwia dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej
- W zestawie z higienicznym etui



Bateria i higieniczne etui na główkę w zestawie

Szczoteczka GUM® SONIC SENSITIVE

- Podwójnie stożkowe włosie zapewnia maksymalny komfort szczotkowania nawet zębów z nadwrażliwością
- Dociera o 88% głębiej w trudno dostępne miejsca w porównaniu z miękką szczoteczką z płaskim włosiem
- Delikatne vibracje soniczne o częstotliwości 12 000 cykli na minutę zapewniają efektywne oczyszczenie oraz stymulują dziąsła
- Wymienna główka oraz bateria
- W zestawie 3 kolorowe pierścienie na szczoteczce umożliwiające personalizację
- Smukła i ergonomiczna rączka ułatwiająca uchwyt
- Wymienne końcówki dostępne w opakowaniach po 2 szt.



SUCHOŚĆ W USTACH (KSEROSTOMIA)

Ksereostomia - to medyczna nazwa suchości w jamie ustnej, problemu z którym zmagają się około 25% populacji. Suchość w jamie ustnej spowodowana jest zaburzeniami w produkcji śliny, która w przypadkach skrajnych, może zostać całkowicie zatrzymana.

Przyczyny ksereostomi mogą być zarówno przejściowe (lekarstwa, stres, zmiany hormonalne,...) jak i stałe (wiek, niektóre przewlekłe choroby, operacje głowy oraz szyi, ...)

Poza objawami fizycznymi (ciągłe odczuwanie pragnienia, utrata smaku, pieczenie, popękane usta, trudności w mówieniu, jedzeniu, żuciu, połykaniu), osoby cierpiące na suchość w jamie ustnej są często nieświadome możliwych szkodliwych skutków dla zdrowia jamy ustnej: halitoza, uszkodzenie tkanek w jamie ustnej, zwiększone ryzyko próchnicy i demineralizacji szkliwa, choroby przyzębia, ...

GUM® HYDRAL™ - Natychmiastowe i długotrwałe uczucie ulgi od suchości jamy ustnej

Działająca od pierwszego użycia, innowacyjna formuła zapewnia znaczną ulgę przy suchości w ustach dla lepszego komfortu i dobrego samopoczucia, poprawiając jakość życia. Gama produktów GUM® HYDRAL™ odpowiada na potrzeby wszystkich osób cierpiących na suchość jamy ustnej (łagodną, średnią, silną), bez względu na ich wiek i nadaje się do użycia przy każdej okazji: w dzień, w nocy i w biegu.

Składniki aktywne zastosowane w produktach GUM® HYDRAL™ to między innymi betaina, tauryna, hialuronian sodu oraz cytrynian sodu.



GUM* HYDRAL*

- Trwale nawilżają jamę ustną dla większego komfortu, dzięki substancjom nawadniającym
- Chronią śluzówkę jamy ustnej przed podrażnieniami dzięki innowacyjnym składnikom i tworzeniu powłoki ochronnej na suchych tkankach jamy ustnej
- Natychmiastowo łagodzą oznaki i objawy suchości jamy ustnej, takie jak trudności w jedzeniu, ból, zapalenia
- Chronią śluzówkę jamy ustnej przed podrażnieniami dzięki innowacyjnym składnikom i tworzeniu powłoki ochronnej na suchych tkankach jamy ustnej
- Żel GUM HYDRAL - do stosowania na dziąsła, język i błonę śluzową jamy ustnej. Sprzyja regeneracji tkanek miękkich jamy ustnej. Używać przynajmniej pięć razy dziennie i tak często, jak to konieczne.
- Spray GUM HYDRAL - zaprojektowany specjalnie do używania w biegu dzięki swojemu wygodnemu, małemu i bardzo dyskretnemu opakowaniu. Stosować kilka razy dziennie, tak często, jak to konieczne.
- Pasta do zębów GUM HYDRAL - bardzo delikatna, do codziennej pielęgnacji, szczególnie zalecana dla osób o wrażliwej jamie ustnej. Stosować od dwóch do trzech razy dziennie, lub po każdym posiłku.
- Płyn do płukania GUM HYDRAL - idealny do włączenia do codziennej rutyny higieny jamy ustnej, powleka tkanki jamy ustnej dla dodatkowego nawilżenia i komfortu dzięki swojej wysokiej lepkości. Do stosowania do pięciu razy dziennie.

NO: 6000	Żel GUM HYDRAL	50 ml
NO: 6010	Spray GUM HYDRAL	50ml
NO: 6020	Pasta GUM HYDRAL	75 ml
NO: 6030	Płyn do płukania GUM HYDRAL	300 ml



AFTY

Owrzodzenia jamy ustnej to bolesne rany, które pojawiają się na języku, dziąsłach, podniebieniu lub na wewnętrznej części warg lub policzków. Są one bardzo powszechne, szacuje się, że 20% ogólnej populacji będzie cierpieła na owrzodzenia jamy ustnej w pewnym momencie swojego życia^{41,42}.

Owrzodzenie jamy ustnej usuwa górną warstwę błony śluzowej jamy ustnej, dzięki czemu komórki nerwowe zostają odsłonięte.

Żywność, napoje, powietrze i ślina mogą podrażniać te odsłonięte zakończenia nerwowe i powodować jeszcze większy ból i spowalniać gojenie się wrzodu. Dlatego wrzody mogą wpływać na zdolność pacjenta do koncentracji, jedzenia, picia, a nawet normalnej mowy⁴³

Bariera chroniąca odsłonięte zakończenia nerwowe może pomóc w leczeniu i zapewnić natychmiastową ulgę.

Seria produktów GUM® AftaClear:

- Zapewnia skuteczną ulgę od pierwszej aplikacji
- Zapewnia długotrwałą i natychmiastową ulgę w bólu
- Ułatwia szybkie gojenie
- Nie podrażnia
- Nie piecze, nie pali, nie powoduje drętwienia ani suchości w jamie ustnej.

Spray GUM® AftaClear™

- Idealny do użytku poza domem i do trudno dostępnych miejsc, takich jak tył jamy ustnej.
- Łatwa w użyciu i wielokierunkowa pompka gwarantuje ukierunkowane i dokładne nakładanie cieczy
- Preparat bezalkoholowy
- Może być używany przez dorosłych i dzieci

NO: 2420

GUM AftaClear Spray

15 ml

Płyn do płukania GUM® AftaClear™

- Łatwy w użytku, idealny do leczenia wielu, nawracających i trudno dostępnych aft
- Pomaga zapobiegać pogorszeniu się lub rozprzestrzenianiu się wrzodów, aft i innych zmian w jamie ustnej
- Wygodna miarka do łatwego dozowania
- Preparat bezalkoholowy
- Może być używany przez dorosłych i dzieci (najlepiej powyżej 6 lat)

NO: 2410

GUM AftaClear Płyn

120 ml

Żel GUM® AftaClear

- Najbardziej odpowiedni w intensywnym leczeniu do miejscowego stosowania przy pojedynczych aftach
- Łatwy do nakładania dzięki długiemu aplikatorowi.
- Preparat bezalkoholowy
- Może być używany przez dorosłych i dzieci

NO: 2400

GUM AftaClear Żel

10 ml



PRODUKTY DZIECIĘCE

Szklivo zapewnia naturalną ochronę zębów. Jednakże szkliwo zębów mlecznych jest cienkie i bardziej podatne na rozpad. Połączenie złych nawyków żywieniowych (częste spożywanie słodzonych produktów) oraz trudności wynikających z zagęszczenia zębów podczas wzrostu zębów stałych, gdy zęby mleczne są nadal obecne, może prowadzić do wielostronnych problemów z próchnicą.



Rozwiązanie problemu próchnicy zębów

- Pierwsza linia działania:
Profilaktyka rozpoczyna się w domu poprzez regularne (dwa razy dziennie) usuwanie płytki nazębnej (szczotkowanie oraz płukanie jamy ustnej). Rodzice zazwyczaj muszą uświadomić dzieci jak ważne są takie nawyki.
- Druga linia działania:
Gdy domowa profilaktyka nie wystarcza dentysta może usunąć próchnicę z zębów przy pomocy wiertła i wypełnić ubytek. W niektórych przypadkach dzieci mogą mieć problem z szerzącą się próchnicą, wymagane może być intensywne leczenie.



Pasta GUM* KIDS (3+ lat)

- Zaprojektowana pod kątem ochrony mlecznych zębów
- Opatentowane połączenie fluoru z izomalem zapewnia dwukrotnie lepszą remineralizację szkliwa niż sam fluor
- Obniżone stężenie fluoru (500ppm) odpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia
- Bardzo delikatna formuła dla najlepszej ochrony i opieki nad mlecznymi zębami - bazą dla zdrowych zębów stałych
- Truskawkowy smak
- W formie żelu

Szczoteczka GUM* KIDS (3+ lat)

- Mała i delikatna główka szczoteczki jest przystosowana do wieku dziecka chroniąc zęby oraz dziąsła
- Miękkie włosie delikatnie usuwa płytkę bakteryjną, a środkowe kolorowe włosie wskazuje odpowiednią ilość pasty
- Ergonomiczna rączka ułatwiająca odpowiedni chwyt szczoteczki
- Zabawny design z przyssawką ułatwiającą utrzymanie czystości główki szczoteczki



Pasta GUM® JUNIOR (6+ lat)

- Zaprojektowana pod kątem ochrony młodego stałego uzębienia
- Opatentowane połączenie fluoru z izomaltem zwiększa remineralizację szkliwa dla silniejszych nowych stałych zębów
- Maksymalne stężenie fluoru (1450ppm) dla zaawansowanej ochrony przed próchnicą
- Mniej ścierna niż pasty dla dorosłych w celu ochrony wciąż delikatnego szkliwa na młodych zębach stałych
- Truskawkowy smak
- W formie żelu

Szczoteczka GUM® JUNIOR (6+ lat)

- Delikatna główka szczoteczki jest przystosowana do wieku dziecka chroniąc zęby oraz dziąsła
- Miękkie włosie delikatnie usuwa płytkę bakteryjną, a środkowe białe włosie wskazuje odpowiednią ilość pasty
- Ergonomiczna rączka ułatwiająca odpowiedni chwyt szczoteczki
- Zabawny design z przysawką ułatwiającą utrzymanie czystości główki szczoteczki



Szczoteczka GUM® LIGHT-UP (6+ lat)

- Kolorowa szczoteczka błyska przez minutę aby ułatwić dziecku dłuższe szczotkowanie
- Przyssawka ułatwia utrzymanie szczoteczki w czystości
- Delikatne miękkie włosie



Płyn do płukania GUM® JUNIOR (6+ lat)

- Skutecznie zapobiega powstawaniu ubytków poprzez remineralizację szkliwa dzięki opatentowanej kombinacji fluoru (226ppm) i izomaltu
- Zapobiega gromadzeniu się płytki nazębnej, która może zaszkodzić nowym zębom stałym
- Bez alkoholu
- Pyszny truskawkowy smak



Szczoteczka GUM® BABY (0+ lat)

- Bardzo mała główka dostosowana do dziecięcej buzi
- Dłuższa rączka ułatwia rodzicowi trzymanie szczoteczki
- Delikatne włosie dokładnie usuwa płytkę nazębną z powierzchni zębów, przestrzeni międzyzębowych oraz linii dziąseł
- Podzielone końcówki włosia docierają do zagłębień oraz szczelin na zębach, gdzie łatwo może rozwijać się próchnica



Tabletki GUM® RED-COTE®

- Wybarwiają płytkę bakteryjną na powierzchni zębów ukazując pacjentowi miejsca gdzie potrzebne jest dokładniejsze szczotkowanie oraz nitkowanie.

Nietoksyczne. Przyjemny, wiśniowy smak.



ZESTAWY DLA PACJENTÓW

Kompleksowa ochrona pacjenta nawet poza gabinetem stomatologicznym

- Zestaw ORTHO - przeznaczony dla pacjentów ze stałym aparatem ortodontycznym
W skład zestawu wchodzi: szczoteczka ortodontyczna, szczoteczka międzyzębowa, płyn do płukania ORTHO (30ml), pasta ORTHO (12ml), tabletki RED-COTE, nić ORTHO oraz wosk ORTHO
- Zestaw pozabiegowy - przeznaczony dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych
W skład zestawu wchodzi: płyn do płukania PAROEX 0,12%CHX (300ml), pasta PAROEX 0,12% CHX (12ml) oraz szczoteczka pooperacyjna

Zestawy pakowane są w estetyczną, praktyczną kosmetyczkę.





Niść GUM* EASY-FLOSSERS

- Wygodna, jednorazowa niść dentystyczna łatwa do wprowadzenia w przestrzeń międzyzębową jest odporna na strzępienie, pęknięcie oraz wiotczenie
- Nitka pokryta fluorem i witaminą E, o przyjemnym miętowym smaku
- Liczne włókna o specjalnej fakturze zwiększają kontakt z powierzchnią zęba zapewniając efektywniejsze usuwanie płytki nazębnej
- Nachylona pod kątem rączka pozwala na łatwiejszy dostęp do tylnych zębów
- Specjalne zakończenie pełni rolę wykałaczki
- Dla osób z problemami manualnymi

NO: 890

GUM EASY-FLOSSERS z wygodnym podróznym etui

30 szt.



Szczoteczka podróżna GUM*

- Antybakteryjna powłoka na włosiu utrzymuje je w czystości pomiędzy użyciami
- Otwory wentylacyjne w rączce pozwalają na odparowanie wilgoci
- Potrójnie składana: główka łatwo chowa się w rączce pozostając czystą w podróży
- Wygodne antypoślizgowe miejsce na kciuk ułatwia kontrolę nad szczoteczka

NO: 158

Szczoteczka podróżna GUM

Soft






Szczoteczka do języka GUM®

- Zostało udowodnione, że codzienne oczyszczanie języka jest efektywnym narzędziem w walce z nieświeżym oddechem
- Dwa rzędy pęczków docierają do niewielkich rowków na powierzchni języka usuwając płytkę bakteryjną
- Dwa rzędy drapaczek usuwają pozostały osad oraz bakterie
- Wąska główka ogranicza odruchy wymiotne

NO: 760

Szczoteczka do języka GUM



GUM® ACCESS FLOSS

- Nić do przestrzeni międzyzębowych zawierająca część gąbczastą, która efektywnie czyści zęby dookoła implantów, pod mostami oraz w bardzo szerokich przestrzeniach międzyzębowych
- Sztwna końcówka po obu stronach nici pozwala na przeprowadzenie jej bez użycia dodatkowej przewłoczki
- Rekomendowana przez dentyistów do higieny prac stomatologicznych



Szczoteczka kątówka GUM® End-Tuft

- Mała główka rozwiązuje problemy z higieną aparatów ortodontycznych, implantów, najdalszych zębów czy innych trudno dostępnych miejsc

NO: 308

Szczoteczka kątówka GUM End-Tuft



Zestaw podróżny GUM®

- W skład zestawu wchodzi szczoteczka składana, pasta 12ml, nić dentystyczna, 2x GUM SOFT-PICKS

NO: 156

Zestaw podróżny GUM

1. In-vitro comparative evaluation of anti-microbial efficacy of commercially available prescribed mouthrinses: Mígues Vinas, Teresa Vinuesa – University De Barcelona, Department of Pathology & Experimental Therapeutics, Dental School, Spain – May 2010.
2. Comparison of 2 commercially available chlorhexidine mouthrinses - Keijsjer et al (2003) - J Clin Periodontol 2010; 37: 829-839
3. Comparative analysis of the effect of two chlorhexidine mouthrinses on plaque accumulation and gingival bleeding - Neto et al. (2008) - J Clin Periodontol 2010; 37: 829-839
4. The effects of antimicrobial sprays and mouthrinses on supragingival plaque regrowth: a comparative study - Pizzo et al. (2006) - J Clin Periodontol 2010; 37: 829-839
5. A comparison of mouthrinses containing two concentrations of CHX-V.A. Segreto, E. M. Collins, et al.- Journal of Periodontal Research Supplement 1986: 23-32
6. A clinical study of bacterial contamination of chlorhexidine-coated filaments of an interdental brush: H. Suido, S. Offenbacher, R. Arnol - J. Clin. Dentistry Vol. IX, No. 4:105-109, 1998
7. Interproximal gingivitis and plaque reduction by four interdental products: Yost KG et al - The Journal of Clinical Dentistry, Vol. XVIII, N.3, 2006
8. Clinical evaluation of the effect of two types of floss on plaque and gingival health: Report on file, Sunstar Butler
9. 4 week study on plaque removal efficacy and gingivitis reduction of 3 toothbrushes: Y Li, SS Lee, and J Stephens - Loma Linda University, Loma Linda, CA - IADR, 2009
10. Clinical data based on a study conducted at the University of Louisville, KY 09/01-12/01
11. Microbiological and Clinical Alterations from using Butler GUM toothbrushes: HS Reynolds, and JJ Zambon - J Dent Res 76 (IADR Abstracts) 1997
12. A comparison of partial and full mouth scoring of plaque and gingivitis in oral hygiene studies: CD Bently, JA Disney - J Clin Periodontol 1995; 22:131-135
13. Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic *Lactobacillus reuteri*: T. Krasse P et al - University of Malmo, Sweden - Swed Dent J 2006; 30: 55-60
14. Short - term effect of chewing gums containing probiotic *Lactobacillus reuteri* on the levels of inflammatory mediators in gingival crevicular fluid: Twetman S et al - Acta Odonto Scand 2008
15. Data on file
16. Data on file
17. Laboratory Investigation of Dental Stain Removal Dentifrices: Michael H Moore, Health Science Research Centre, Indiana University
18. Data on file
19. Data on file
20. In-vitro study Stain Removal Using Ora2 Stain Clear Floss: K Fujisawa, Product Research and Development, Sunstar Japan - Feb 2003
21. Clinical Trial of Dentin Desensitizing Agent: E Steven Duke, Indiana University School of Dentistry Clinics - June 2003
22. Clinical evaluation of dentinal hypersensitivity treatment with 5% potassium nitrate dentifrice: Tzanova S, Ivanova Z, Velinova S - PMID: 16544852 [PubMed - indexed for MEDLINE] - Folia Med (Plovdiv). 2005;47(2):65-9
23. Anti-inflammatory activity of extracts from Aloe Vera gel: Vazquez B, Avila G, Segura D, Escalante B. - PMID: 9121170 [PubMed - indexed for MEDLINE] - J Ethnopharmacol. 1996 Dec;55(1):69-75
24. Internal report. Inovapotek clinical investigation, 12 2017.
25. Efficacy of a 3% potassium nitrate desensitizing mouthwash in the treatment of dentinal hypersensitivity: Pereira R, Chava VK - PMID: 11811508 [PubMed - indexed for MEDLINE] - J Periodontol. 2001 Dec;72(12):1720-5
26. Inhibition of dentine demineralization by zinc oxide: In vitro and in situ studies: Tsutomu Takatsukaa, Keiko Tanakab, Yoichi Iijimac - www.int.elsevierhealth.com/journals/dema -78th General Session of the IADR, 2000 - Washington, DC, USA
27. Enamel Remineralisation by Isomalt toothpaste in situ: T Takatsuka - Sunstar Inc, Osaka, Japan
28. Effects of Isomalt on bovine demineralisation and remineralisation - T Takatsuka, J. M. Ten Cate et al - 50 ORCA Congress, Germany, 2003
29. Effects on remineralization of a Calcium-containing Mouthwash after using fluoridated toothpaste. In Situ Study: T Takatsuka *, N Nishimura, Y Iijima - 54th ORCA Congress, Denmark, July 2007
30. Enamel remineralisation by Isomalt toothpaste in situ: T Takatsuka, Sunstar Osaka, Japan - 50th General Session IADR, San Diego, March 2002
31. Data on file
32. Pendryns, Stamm, et. al, 1990),(Horowitz,1992, (Eugenio, 1988)
33. Plaque removal efficacy test: Sunstar R&D lab in Japan
34. A double-blind, crossover study of biotène Oralbalance® and bioXtra® systems as salivary substitutes in patients with post-radiotherapy xerostomia. Shahdad S A, Taylor C, Barclay SC, Steen I N & Preshaw P M, (2005) European Journal of Cancer Care 1, 319-326.
35. BioXtra gel – Consumer study – July 2000, Data on file Bio-X Healthcare
36. Efficacy of the BioXtra® Dry Mouth Care System in the Treatment of Radiotherapy-induced Xerostomia: Piet Dirix, Sandra Nuyts, Vincent Vander Poorten, Pierre Delaere, Walter Van den Bogaert, Support Care Cancer (2008) 16:171-179
37. A Novel Treatment of Infectious Diseases Involving Microbial Biofilms: Dr. J-P Perraudin and Dr. P Courtois, Université Libre de Bruxelles - Journ. Int. Acad. Pério. 2001 ; 3 (4) : 120 (Abstract)
38. Comparative in-vitro study of GUM® Aftamed® and a leading competitor for cellular Irritation and inhibitory effect from external stimulation – Akiko Morito, Sunstar R&D, Japan. March 2010
39. The efficacy of topical hyaluronic acid in the management of recurrent aphthous ulceration: A. Nlan, C. Baillie et al, School of Dental Sciences, University of Newcastle upon Tyne
40. The effect of topical 0.2% hyaluronic acid gel on recurrent oral ulcers: Ju Hee Lee, Kyu-yeop Lee, Jin Young Jung, Dongsik Bang, Department of Dermatology and Cutaneous Biology Research Institute, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea
41. Axell T, Henricsson V. The occurrence of recurrent aphthous ulcers in an adult Swedish population. Acta Odontol Scand 1985; 43: 121-125.
42. Stanley HR. Aphthous lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1972;33: 407-416.
43. Recurrent aphthous stomatitis: genetic aspects of etiology. Szponar, Anna Kowalska. Postep Derm Alergol. 2013; XXX, 2: 96-102

Wejdź na stronę GUM dla profesjonalistów
i zarejestruj się do naszego newslettera!



Sunstar Europe S.A.

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

kom. +48 790 444 128

professional.SunstarGUM.pl

biuro@pl.sunstar.com

