



BROSSES À DENTS

ÉLECTRIQUES

SONIC SENSITIVE

1 à 15/100*



- 4101 | 627 569 3 | Sonique - Ultra-souple - Compacte - à pile
- 4111 | 627 569 4 | Recharges - x2 têtes

PowerCARE™

Brins internes

15/100*

Brins externes effilés

1 à 18/100*

- 4210 | 610 312 2 | Recharges - Souple - x2 têtes

SONIC DAILY Blanche

1 à 18/100*



- 4100WH | 628 127 0 | Sonique - Souple - Compacte - à pile
- 4110WH | 628 035 0 | Recharges - x2 têtes

SONIC DAILY Noire

1 à 18/100*



- 4100BK | 623 318 0 | Sonique - Souple - Compacte - à pile
- 4110BK | 623 318 1 | Recharges - x2 têtes

ADULTES

PRO Sensitive

1 à 15/100*



Brins effilés à 1/100*

- 510 | 632 186 4 | Ultra-souple - Brins effilés

PRO

18/100*



20/100*

Brins effilés à 1/100*

- 525 | 201 888 9 | Souple - Compacte
- 528 | 201 889 5 | Medium - Compacte

Technique® +

18/100*



20/100*

- 490 | 779 679 8 | Souple - Normale
- 492 | 779 681 2 | Medium - Normale
- 491 | 779 680 6 | Souple - Compacte
- 493 | 779 682 9 | Medium - Compacte

Original White Brins élastomères

15 à 18/100*



18 à 20/100*

- 561 | 600 095 1 | Souple - Compacte
- 563 | 600 095 3 | Medium - Compacte

Classic

20/100*



- 311 | 622 427 8 | Souple - 3 rangs
- 409 | 664 273 9 | Souple - 4 rangs
- 407 | 632 264 4 | Souple - 4 rangs
- 411 | 622 428 4 | Souple - 4 rangs

ActiVital®

15 à 20/100*



18 à 20/100*

- 581 | 481 833 5 | Souple - Compacte
- 583 | 481 834 1 | Medium - Compacte
- 585 | 968 966 4 | Souple - Ultra Compacte

SPÉCIFIQUES

SensiVital®



- 509 | 467 680 0 | Ultra-souple - Brins effilés

1 à 15/100*

Post-Opération



- 317 | 793 064 7 | Extra-souple

10/100*

Prothèse

20/100*



- 201 | 707 499 3 |

Monotouffe



- 308 | 622 642 6 | Zones difficiles d'accès

VOYAGE

Voyage



- 158 | 707 796 8 | Souple - Brins imprégnés de chlorhexidine

TRAVEL Kit



- 156 | 257 177 0 | Brosse de voyage + SOFT-PICKS + Fil et dentifrice Original White

ENFANTS

BABY 0 et + Long manche adapté à la main des parents

- 213 | 968 552 5 | Souple - Tête ultra compacte adaptée à la bouche de bébé



KIDS 2 ans et + Brins soyeux

- 901 | 601 526 2 | Souple - Petite tête ultra compacte




JUNIOR 6 ans et + Brins soyeux

- 902 | 601 526 3 | Souple - Petite tête compacte



TIMER-LIGHT 6 ans et + Brins soyeux

- 903 | 601 526 4 | Souple - Timer lumineux



ORTHODONTIE

ORTHO

- 124 | 724 724 1 | Brosse à dents Souple - Coupe en V
- 125 | 702 861 6 | Brosse à dents ambulatoire



- 3080 | 993 057 4 | Gel dentifrice 75 ml (1490 ppm)
- 3090 | 993 058 0 | Bain de bouche - Sans alcool - 300 ml



Protection des tissus

- 723 | 664 292 3 | Cire Translucide**
- 724 | 607 114 2 | Cire Translucide et mentholée**



DENTIFRICES & BAINS DE BOUCHE

BIO

Protection quotidienne

- 7020 | 624 991 9 | Dentifrice 75 ml
- 7030 | 634 402 4 | Bain de bouche - Sans alcool - 300 ml

NOUVEAU



ActiVital

Protection quotidienne

- 6050 | 601 406 0 | Gel dentifrice 75 ml
- 6061 | 601 682 7 | Bain de bouche - Sans alcool - 300 ml



SensiVital®+

Dents sensibles

- 6070 | 608 841 0 | Dentifrice 75 ml
- 6081 | 608 841 2 | Bain de bouche - Sans alcool - 300 ml



Original White

Anti-colorations

- 1745 | 439 942 4 | Dentifrice 75 ml



GUM® PAROEX® 0,12% CHX

Gencives enflammées / Soins d'attaque

- 1770 | 720 843 6 | Gel dentifrice 75 ml



GINGIDEX® 0,06% CHX

Gencives fragiles / Maintenance

- 1755 | 797 322 0 | Dentifrice 75 ml
- 1704 | 952 476 2 | Bain de bouche - Sans alcool - 300 ml



KIDS 3 ans et +

NOUVEAU Fluor (1000 ppm) - Goût fraise

- 3000 | 634 740 9 | Gel dentifrice 50 ml



JUNIOR 6 ans et +

Fluor (1450 ppm) - Goût fraise

- 3004 | 968 965 8 | Gel dentifrice 50 ml



ACCESSOIRES

- 824 | 745 659 4 | RED-COTE® Révélateur de plaque 12 comprimés
- 760 | 792 531 0 | Gratte-langue Double action



BOUCHE SÈCHE

- 6000 | 630 163 6 | Gel humectant 50 ml
- 6010 | 630 172 5 | Spray humectant - Sans alcool - 50 ml
- 6020 | 630 164 2 | Dentifrice 75 ml



APHTES

- AftaClear*** Acide Hyaluronique - Sans alcool
- 2400 | 827 760 0 | Gel 10 ml
- 2410 | 827 758 6 | Bain de Bouche 120 ml
- 2420 | 827 759 2 | Spray 15 ml



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

PerioBalance®

- 7010 | 462 624 5 | Probiotiques - 30 comprimés



* Données Openhealth - Janvier 2024 - CAM - Segments brosseuse interdendaire, bâtonnet interdendaire et fil dentaire.

** Dispositif médical de classe I.

*** Dispositif médical de classe IIA. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Non pris en charge par l'Assurance Maladie.



NETTOYAGE INTERPROXIMAL

FILS DENTAIRES

- TWISTED FLOSS** Élimine la plaque en profondeur. Fil torsadé aromatisé au thé vert à la menthe. 3500 | 632 215 2
- BUTLERWEAVE®** Fil super résistant. 1155 | 717 752 3 (Nature), 1855 | 769 275 1 (Mentholé)
- FINE FLOSS** Espaces étroits. 1555 | 622 437 3 (Cylindrique fin - Ciré)
- EXPANDING FLOSS** Se dilate / Doux pour les gencives. 2030 | 789 165 7 (Fin, comprimé, légèrement ciré)
- Original White** Fluoré (1400 ppm) et anti-colorations. 2040 | 448 711 1 (Ciré)
- ACCESS FLOSS** Spécifique implants, bridges et couronnes. 3200 | 206 742 2 (Mousse + extrémités rigides)
- EASY FLOSS** Glisse facile. 2000 | 486 289 1 (Non ciré et ultra-résistant)
- EASY-FLOSSERS** 890 | 622 040 1 (Ciré)

TRAV-LER® Ambulatoire : le capuchon sert de manche

1312	520 341 7	0,6 mm	ISO 0
1314	478 864 0	0,8 mm	ISO 1
1412	767 750 4	0,9 mm	ISO 2
1414	767 751 0	1,1 mm	ISO 3
1512	767 752 7	1,2 mm	ISO 3
1514	767 753 3	1,3 mm	ISO 4
1612	767 755 6	1,4 mm	ISO 4
1614	767 756 2	1,6 mm	ISO 5
1618	478 865 7	2,0 mm	ISO 6
1619	624 371 0	2,6 mm	ISO 7
1699	627 429 6	Multipack (10 brosettes)	

CLASSIC

605	632 292 8	Manche plastique Porte brosette
412	767 744 4	0,9 mm ISO 2
414	767 745 0	1,1 mm ISO 3
612	767 746 7	1,4 mm ISO 4
614	767 747 3	1,6 mm ISO 5

SOFT-PICKS® PRO Pointe caoutchouc

689	634 570 9	Small	NOUVEAU
690	634 571 5	Medium	NOUVEAU
691	634 571 2	Large	NOUVEAU

SOFT-PICKS COMFORT FLEX MINT Pointe caoutchouc

669	632 672 1	Small
670	621 489 3	Medium
671	632 672 0	Large

SOFT-PICKS ORIGINAL Pointe caoutchouc

632	631 171 3	Medium
634	631 171 2	Large

BI-DIRECTION Brossette orientable en 2 positions

2014	628 083 5	0,6 mm	ISO 0
2114	450 734 5	0,7 mm	ISO 1
2314	435 688 6	0,9 mm	ISO 2
2614	435 689 2	1,2 mm	ISO 3
2714	628 083 4	1,4 mm	ISO 4

Enfin une CLASSIFICATION CLAIRE des TAILLES de BROSSETTES !

	Espaces interdentaires ÉTROITS		DIAMÈTRE de PASSAGE entre les dents						Espaces interdentaires LARGES		
	ISO 0	ISO 1	ISO 2	ISO 3	ISO 4	ISO 5	ISO 6	ISO 7			
DIAMÈTRE de l'espace interdentaire	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,6 mm	2 mm	2,6 mm
TRAV-LER Concept Innovant	1312	1314	1412	1414	1512	1514	1612	1614	1618	1619	
DIAMÈTRE de la brosette	2	2,3	2,3 / 2,8	2,3 / 3,8	3,1	3,1 / 5,1	3,8	3 / 6,6	6,9	5,8 / 11,4	
BI-DIRECTION	2014	2114	2314	2614	2714						
DIAMÈTRE de la brosette	1,8 / 2	2 / 2,2	2 / 2,5	2,8 / 4,6	2,9 / 5,5						
CLASSIC Se fixant sur le manche réf. 605			412	414	612	614					
DIAMÈTRE de la brosette			2,2	2,2 / 3,7	3,5	3,5 / 6,5					

