



GUM® SOFT-PICKS®

Metallfreie
Interdentalraum-
reinigung



SUNSTAR

G·U·M
SOFT-PICKS®

	GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX	GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Gründliche Plaque-Entfernung • Weiche Gummiborsten reinigen sanft, sicher und gründlich – auch bei empfindlichem Zahnfleisch • Förderung der Durchblutung durch Massageeffekt 	
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Implantat- und KFO-Pflege • Für Einsteiger in die Interdentalraumreinigung 	
Größen	Small (PZN 15870304) Regular (PZN 14382146) Large (PZN 15870267)	Small (PZN 13360585) Regular (PZN 11160184) Large (PZN 13360591)
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders angenehmes Anwendungsgefühl • Für unterschiedliche Zwischenraumgrößen geeignet (durch konische Form und flexible Gummiborsten) • Mit Reisetui • Geringere Verletzungsgefahr gegenüber drahtgebundenen Interdentalbürsten • Einfachere Handhabung gegenüber Zahnseide 	
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibler Griffbereich für eine bessere Erreichbarkeit aller Interdentalräume • Rutschsicherer Griff für eine bessere Kontrolle während der Anwendung 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Erreichbarkeit der hinteren Interdentalräume durch die gebogene Form 

Latex- und silikonfrei: Sicher für Allergiker

GUM® TRAV-LER®



Interdentalraumpflege
leicht gemacht



SUNSTAR

G·U·M®
TRAV-LER®

GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten											
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Gründliche Plaque-Entfernung – klinisch getestet • Reduktion von Zahnfleischentzündungen 										
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Implantat- und KFO-Pflege • Gingivitis und Parodontitis 										
Größen	<table border="0"> <tr> <td>• hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)</td> <td>• gelb (0,6 mm; PZN 9714356)</td> </tr> <tr> <td>• rot (0,46 mm; PZN 9714445)</td> <td>• pink (0,7 mm; PZN 9714439)</td> </tr> <tr> <td>• orange (0,5 mm; PZN 9714422)</td> <td>• blau (0,7 mm; PZN 9714333)</td> </tr> <tr> <td>• grün (0,5 mm; PZN 9714391)</td> <td>• grau (0,8 mm; PZN 9714362)</td> </tr> <tr> <td>• violett (0,6 mm; PZN 9714416)</td> <td>• dunkelgrau (0,8 mm; PZN 16333293)</td> </tr> </table>	• hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)	• gelb (0,6 mm; PZN 9714356)	• rot (0,46 mm; PZN 9714445)	• pink (0,7 mm; PZN 9714439)	• orange (0,5 mm; PZN 9714422)	• blau (0,7 mm; PZN 9714333)	• grün (0,5 mm; PZN 9714391)	• grau (0,8 mm; PZN 9714362)	• violett (0,6 mm; PZN 9714416)	• dunkelgrau (0,8 mm; PZN 16333293)
• hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)	• gelb (0,6 mm; PZN 9714356)										
• rot (0,46 mm; PZN 9714445)	• pink (0,7 mm; PZN 9714439)										
• orange (0,5 mm; PZN 9714422)	• blau (0,7 mm; PZN 9714333)										
• grün (0,5 mm; PZN 9714391)	• grau (0,8 mm; PZN 9714362)										
• violett (0,6 mm; PZN 9714416)	• dunkelgrau (0,8 mm; PZN 16333293)										
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Anwendungscomfort: Flexibler ergonomischer Griff und rutschsichere Fingerauflage • Hohe Reinigungsleistung: Durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur • Bürstenhals kann um 45 Grad gebogen werden: Schwer zugängliche Bereiche werden einfach erreicht • Sichere Anwendung: Nylonummantelter Draht verhindert Zahnfleischverletzungen und Implantatschädigungen • Patentierter Borstenschutz mit CHX: Kein Bakterienwachstum auf der Interdentalbürste • Jede Bürste mit Schutzkappe: Schützt die Interdentalbürste und dient als Griffverlängerung 										
Sonstiges	In Tannenform (für Frontzähne und KFO-Apparaturen) und Kerzenform (für Seiten- und Backenzähne) erhältlich										



Bis zu 25% bessere
Plaqueentfernung
durch innovative
Dreiecks-Borsten-
struktur.



Antibakterieller
Schutz mit CHX

SUNSTAR

Sunstar Deutschland GmbH · Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Tel. +49 7673 885 10855 · Fax +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com · professional.sunstargum.com/de

SUNSTAR Produktinformation GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten