

SUNSTAR

G·U·M®

Piccoli gesti, grandi risultati

L'IMPORTANZA della pulizia interdentale



#1 brand in
interdentals

Nielsen, AT giugno 2021, totale Italia

Promuoviamo la compliance:


PRENDIAMOCI CURA DEL CLIENTE non solo del suo cavo orale

La prevenzione e il controllo della salute orale sono un impegno per tutta la vita: le malattie gengivali possono essere gestite solo con una buona compliance.

EFP/ORCA workshop in Jepsen S, J Clin Periodontol, 2017

Il rispetto di una corretta routine quotidiana di igiene orale domiciliare è uno dei maggiori problemi nella cura dei denti.

Wilder RS, Periodontol 2000, 2016; Poklepovic T, Cochrane Database Syst Rev, 2013




Un ottimo **FILO INTERDENTALE** può essere efficace ma non tutti hanno una buona manualità nell'utilizzarlo

Asadoorian J, J Dent Educ, 2006; Ng E, Dent J (Basel), 2019

Gli **SCOVOLINI INTERDENTALI** e i **PICKS IN GOMMA** sono più facili da usare e spesso sono associati a maggiore compliance ed efficacia e risultati migliori

Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018; Graziani F, Int J Dent Hyg 2018; Needleman I, J Clin Periodontol 2005; Wilder RS, Periodontol 2000, 2016



LA FACILITÀ D'USO GARANTISCE L'UTILIZZO

PICKS IN GOMMA PREFERITI DAI CONSUMATORI

particolarmente facili da usare e causano meno abrasioni gengivali



Progettati per stimolare il flusso sanguigno gengivale e rimuovere la placca interdentale

Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015

Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018



- GUM® SOFT-PICKS®
- Setole in gomma morbida, flessibile scorrono comodamente tra i denti per rimuovere placca e particelle di cibo
- Disponibili in 3 misure diverse
- Delicati e sicuri per le gengive sensibili
- Stimolano e micro-massaggiano delicatamente le gengive
- Privi di lattice, legno e metallo



GUM BI-DIRECTION

La testina può essere ruotata di 90 gradi: la posizione dritta è ideale per i denti anteriori, mentre nella posizione "L" può facilmente raggiungere i denti posteriori




- I filamenti super forti delle setole garantiscono una maggiore durata
- Manico più lungo per raggiungere facilmente tutte le aree della bocca
- Disponibile in 5 diverse misure



PIÙ FACILI DA USARE

del filo interdentale: le persone sono più propense ad utilizzarli

Christou V, J Periodontol 1998; Imai P, Can J Dent Hygiene 2010



Sono in grado di scorrere tra gli spazi interdentali e rimuovono più placca rispetto al filo interdentale

Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015



SCOVOLINI GUM® TRAV-LER®

Migliorano la compliance del cliente grazie al maggior comfort e alla facilità di utilizzo

BUON CONTROLLO

Collo flessibile fino a 90° (senza bisogno di piegare il filo) per raggiungere facilmente i denti posteriori

COMFORT E PRATICITÀ SUPERIORI*

- Impugnatura ergonomica in gomma morbida
- Creste antiscivolo per una migliore presa
- Tappo igienico incluso, utilizzabile per allungare il manico
- Lunghezza preferita dal consumatore

SENSAZIONE DELICATA

Punta arrotondata, rivestita e delicata
Riduzione del rischio di traumi gengivali, danneggiamento dello smalto o degli impianti

PROTEZIONE ANTIBATTERICA DELLE SETOLE

Setole rivestite di CHX, argento e zinco

RIMUOVE PIÙ PLACCA GRAZIE ALLE SETOLE TRIANGOLARI BREVETTATE

Fino al 25% in più di rimozione della placca (rispetto a un normale filamento di nylon)

% RIMOZIONE DELLA PLACCA IN VITRO

73%

FILAMENTO REGOLARE

93%

FILAMENTO GUM® TRAV-LER®

* Sunstar, test per uso domestico USA 2012, dati in archivio.

** Sunstar, studio in vitro sulla rimozione della placca 2012, dati in archivio.

