



GUM® SOFT-PICKS®

Interdentalreinigung – metallfrei



	GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX MINT	GUM® SOFT-PICKS® PRO
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Gründliche Plaque-Entfernung • Weiche Filamente reinigen sanft, sicher und gründlich – auch bei empfindlichem Zahnfleisch • Förderung der Durchblutung durch Massageeffekt 	
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet zur Implantat- und KFO-Pflege • Für Einsteiger in die Interdentalreinigung 	
Größen	Small (PZN 18061812) Medium (PZN 15738579) Large (PZN 18061841)	Small (PZN 18468318) Medium (PZN 18468347) Large (PZN 18468293)
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders angenehmes Anwendungsgefühl • Für unterschiedliche Zwischenraumgrößen geeignet (durch konische Form und flexible Elastomerfilamente) • Mit Reiseetui • Geringere Verletzungsgefahr gegenüber Interdentalbürsten mit Draht • Einfachere Handhabung gegenüber Zahnseide 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibler Griffbereich für eine bessere Erreichbarkeit aller Interdentalräume • Rutschtoter Griff für eine bessere Kontrolle während der Anwendung • Mit erfrischendem Minzgeschmack 	<ul style="list-style-type: none"> • 152 flexible Elastomerfilamente sorgen für eine sanfte und gründliche Reinigung • Einfache Erreichbarkeit der hinteren Interdentalräume durch die gebogene Form 
Sonstiges	Latex- und silikonfrei: Sicher für Allergiker	




Art.-Nr. T36 09/2023

GUM® TRAV-LER®

Interdentalraumpflege
leicht gemacht



GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten											
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Interdentalbürsten zur gründlichen Plaque-Entfernung – klinisch getestet • Reduktion von Zahnfleischentzündungen 										
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Implantat- und KFO-Pflege • Bei Gingivitis und Parodontitis 										
Größen	<table border="0"> <tr> <td>● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)</td> <td>● gelb (0,6 mm; PZN 9714356)</td> </tr> <tr> <td>● rot (0,46 mm; PZN 9714445)</td> <td>● pink (0,7 mm; PZN 9714439)</td> </tr> <tr> <td>● orange (0,5 mm; PZN 9714422)</td> <td>● blau (0,7 mm; PZN 9714333)</td> </tr> <tr> <td>● grün (0,5 mm; PZN 9714391)</td> <td>● grau (0,84 mm; PZN 9714362)</td> </tr> <tr> <td>● violett (0,6 mm; PZN 9714416)</td> <td>● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293)</td> </tr> </table>	● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)	● gelb (0,6 mm; PZN 9714356)	● rot (0,46 mm; PZN 9714445)	● pink (0,7 mm; PZN 9714439)	● orange (0,5 mm; PZN 9714422)	● blau (0,7 mm; PZN 9714333)	● grün (0,5 mm; PZN 9714391)	● grau (0,84 mm; PZN 9714362)	● violett (0,6 mm; PZN 9714416)	● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293)
● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)	● gelb (0,6 mm; PZN 9714356)										
● rot (0,46 mm; PZN 9714445)	● pink (0,7 mm; PZN 9714439)										
● orange (0,5 mm; PZN 9714422)	● blau (0,7 mm; PZN 9714333)										
● grün (0,5 mm; PZN 9714391)	● grau (0,84 mm; PZN 9714362)										
● violett (0,6 mm; PZN 9714416)	● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293)										
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Anwendungskomfort: Flexibler, ergonomischer Griff und rutschsichere Fingerauflage • Hohe Reinigungsleistung: Durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur • Bürstenhals kann um 45 Grad gebogen werden: Schwer zugängliche Bereiche können einfach erreicht werden • Sichere Anwendung: Nylonummantelter Draht verhindert Zahnfleischverletzungen und Implantatschädigungen • Patentierter Borstenschutz mit CHX: Kein Bakterienwachstum auf der Interdentalbürste • Jede Bürste mit Schutzkappe: Schützt die Interdentalbürste und dient als Griffverlängerung 										
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • In Tannenform (für Frontzähne und KFO-Apparaturen) und Kerzenform (für Seiten- und Backenzähne) erhältlich 										



Bis zu 25% bessere Plaqueentfernung durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur.



Antibakterieller Schutz mit CHX

SUNSTAR Deutschland GmbH
Tel. +49 7673 885 10855 · Fax +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com

professional.SunstarGUM.com/de