


# GUM® SOFT-PICKS®

Interdentalreinigung - metallfrei




	GUM® SOFT-PICKS® MINTY	GUM® SOFT-PICKS® PRO
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gründliche Plaque-Entfernung</b></li> <li>• Weiche Filamente reinigen sanft, sicher und gründlich - <b>auch bei empfindlichem Zahnfleisch</b></li> <li>• <b>Förderung der Durchblutung</b> durch Massageeffekt</li> </ul>	
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gut geeignet zur Implantat- und KFO-Pflege</li> <li>• Für Einsteiger in die Interdentalreinigung</li> </ul>	
Größen	Small (PZN 18855469) Medium (PZN 18855475) Large (PZN 18855498)	Small (PZN 18468318) Medium (PZN 18468347) Large (PZN 18468293)
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders <b>angenehmes Anwendungsgefühl</b></li> <li>• Für <b>unterschiedliche Zwischenraumgrößen</b> geeignet (durch konische Form und flexible Elastomerfilamente)</li> <li>• Mit <b>Reiseetui</b></li> <li>• <b>Geringere Verletzungsgefahr</b> gegenüber Interdentalbürsten mit Draht</li> <li>• <b>Einfachere Handhabung</b> gegenüber Zahnseide</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibler Griffbereich für eine <b>bessere Erreichbarkeit aller Interdentalräume</b></li> <li>• <b>Rutschsicherer Griff</b> für eine bessere Kontrolle während der Anwendung</li> <li>• <b>Mit erfrischendem Minzgeschmack</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>152 flexible Elastomerfilamente</b> sorgen für eine softe und gründliche Reinigung</li> <li>• <b>Einfache Erreichbarkeit der hinteren Interdentalräume</b> durch die gebogene Form</li> </ul> 
Sonstiges	Latex- und silikonfrei: Sicher für Allergiker	



Art.-Nr. T36 08/2025

# GUM® TRAV-LER®

Interdentalraumpflege  
leicht gemacht



GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten	
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdentalbürsten zur gründlichen Plaque-Entfernung – klinisch getestet</li> <li>• Reduktion von Zahnfleischentzündungen</li> </ul>
<b>Weitere Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Implantat- und KFO-Pflege</li> <li>• Bei Gingivitis und Parodontitis</li> </ul>
<b>Größen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114)</li> <li>● rot (0,46 mm; PZN 9714445)</li> <li>● orange (0,5 mm; PZN 9714422)</li> <li>● grün (0,5 mm; PZN 9714391)</li> <li>● violett (0,6 mm; PZN 9714416)</li> <li>● gelb (0,6 mm; PZN 9714356)</li> <li>● pink (0,7 mm; PZN 9714439)</li> <li>● blau (0,7 mm; PZN 9714333)</li> <li>● grau (0,84 mm; PZN 9714362)</li> <li>● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293)</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hoher Anwendungskomfort:</b> Flexibler, ergonomischer Griff und rutschsichere Fingerauflage</li> <li>• <b>Hohe Reinigungsleistung:</b> Durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur</li> <li>• <b>Bürstenhals kann um 45 Grad gebogen werden:</b> Schwer zugängliche Bereiche können einfach erreicht werden</li> <li>• <b>Sichere Anwendung:</b> Nylonummantelter Draht verhindert Zahnfleischverletzungen und Implantatschädigungen</li> <li>• <b>Patentierter Borstenschutz mit CHX:</b> Kein Bakterienwachstum auf der Interdentalbürste</li> <li>• <b>Jede Bürste mit Schutzkappe:</b> Schützt die Interdentalbürste und dient als Griffverlängerung</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Tannenform (für Frontzähne und KFO-Apparaturen) und Kerzenform (für Seiten- und Backenzähne) erhältlich</li> </ul>



Bis zu 25% bessere Plaqueentfernung durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur.



Antibakterieller Schutz mit CHX

SUNSTAR Deutschland GmbH  
Tel. +49 7673 885 10855 · Fax +49 7673 885 10844  
service.sde@sunstar.com

[professional.SunstarGUM.com/de](http://professional.SunstarGUM.com/de)