


SUNSTAR

G·U·M[®]

ORTHO

Tratamiento de ortodoncia



**Gama de higiene completa
para el uso de ortodoncia.**

Tratamiento de ortodoncia.

Mantener la boca limpia durante el tratamiento de ortodoncia puede ser más difícil y lento de lo habitual. Pero si no se hace correctamente, podría conducir a problemas graves, ya que los aparatos de ortodoncia también atrapan partículas de alimentos y bacterias.

Para garantizar una higiene completa y eficaz, debes establecer una rutina de higiene de 3 pasos:



CEPILLADO

Elige un cepillo de dientes especialmente indicado y adaptado para ortodoncia. Cepilla durante dos minutos, dos o tres veces al día.



LIMPIEZA INTERDENTAL

Utiliza un hilo dental adaptado con un enhebrador incorporado o los palillos interdentes.



ENJUAGUE

Termina tu rutina de cuidado bucal usando un enjuague bucal que contenga flúor para prevenir caries y un agente antibacteriano para evitar que la placa se acumule.

Sigue nuestra guía paso a paso para obtener consejos profesionales que te ayudarán a limpiar los dientes durante el tratamiento de ortodoncia.

GUM® Ortho: La gama completa para el uso de ortodoncia.

1



El **cepillo de dientes GUM® Ortho** dispone de filamentos en forma de V que permiten eliminar eficazmente la placa bacteriana de *brackets*, alambres y soportes.

GUM® Ortho dentífrico refuerza la prevención de la caries y la protección de las encías.



3



GUM® Ortho Floss lleva un enhebrador incorporado para una mayor facilidad en la limpieza de la ortodoncia.




Utilizar un **palillo interdental suave** que se ajuste al espacio entre dientes para eliminar los restos de alimentos y placa.

Disponible en 3 tamaños.

GUM® Ortho colutorio contiene flúor para prevenir caries y un agente antibacteriano para evitar que la placa se acumule.



En este kit también encontrarás la **cera de ortodoncia GUM® Ortho**, cera de abeja natural e hipoalergénica para minimizar las rozaduras del aparato.



G·U·M®

ORTHO



C.N: 161453.7
GUM® ORTHO GEL DENTÍFRICO 75 ML

C.N: 161447.6
GUM® ORTHO COLUTORIO 300 ML

C.N: 306472.9
GUM® CEPILLO DE ORTODONCIA

C.N: 339587.8
GUM® ORTHO SEDA DENTAL (50 UDS)

C.N: 356949.1
GUM® CERA DE ORTODONCIA

C.N: 185160.4
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED SMALL (30 UDS)

C.N: 176771.4
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED REGULAR (30 UDS)

C.N: 185161.1
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED LARGE (30 UDS)



Descubre más sobre cada producto de la línea y dónde encontrarlos.

Sepa.

COLABORADOR PLATINO

EFP
European Federation of Periodontology

EFP EuroPerio Gold Sponsor