

INTERDENTAAL / INTERDENTAIRE



- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| GUM® Soft-Picks® Original | <input type="checkbox"/> | medium x 40 |
| | <input type="checkbox"/> | large x 40 |
| | <input type="checkbox"/> | x-large x 40 |
| GUM® Soft-Picks® Comfort Flex | <input type="checkbox"/> | small x 40 |
| | <input type="checkbox"/> | medium x 40 |
| | <input type="checkbox"/> | large x 40 |
| | <input type="checkbox"/> | mint medium x 40 |
| GUM® Soft-Picks® Advanced | <input type="checkbox"/> | small x 30 |
| | <input type="checkbox"/> | medium x 30 |
| | <input type="checkbox"/> | large x 30 |

zi

CNK

15797538	2657377
15658139	2763704
15903060	3013737
16811399	3960341
16731794	3786647
16811410	3960358
16798120	3950284
16580311	3597572
16193849	3297421
16580338	3597630



- | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------|--|---------------------------|--------------|
| GUM® Trav-Ler® ragers | <input type="checkbox"/> | 0,6 mm | | cylandrisch / cylindrique | ø 1,8 |
| | <input type="checkbox"/> | 0,8 mm | | cylandrisch / cylindrique | ø 2,0 |
| | <input type="checkbox"/> | 0,9 mm | | conisch / conique | ø 2,1 - 2,8 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,1 mm | | conisch / conique | ø 2,3 - 3,8 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,2 mm | | cylandrisch / cylindrique | ø 3,1 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,3 mm | | conisch / conique | ø 3,1 - 5,1 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,4 mm | | cylandrisch / cylindrique | ø 3,8 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,6 mm | | conisch / conique | ø 3,0 - 6,6 |
| | <input type="checkbox"/> | 2,0 mm | | cylandrisch / cylindrique | ø 6,9 |
| | <input type="checkbox"/> | 2,6 mm | | conisch / conique | ø 6,6 - 11,4 |

15904008	2955912
15362051	2657351
15089479	1152156
15089509	1152172
15089525	1345057
15089533	1345065
15089541	1180744
15089576	1180751
15362078	2657369
16864131	4136792



- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|--|---------------------------|-------------|
| GUM® Bi-Direction ragers | <input type="checkbox"/> | 0,6 mm x 6 | | cylandrisch / cylindrique | ø 1,8 - 2,0 |
| | <input type="checkbox"/> | 0,7 mm x 6 | | cylandrisch / cylindrique | ø 2,0 - 2,1 |
| | <input type="checkbox"/> | 0,9 mm x 6 | | cylandrisch / cylindrique | ø 2,1 - 2,5 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,2 mm x 6 | | conisch / conique | ø 2,9 - 4,8 |
| | <input type="checkbox"/> | 1,4 mm x 6 | | conisch / conique | ø 2,9 - 5,7 |

16975162	4279865
15558959	2657138
15558940	2274447
15558932	2274454
16975170	4279873



- | | | |
|------------|--------------------------|----------------------|
| GUM® Floss | <input type="checkbox"/> | access floss x 50 |
| | <input type="checkbox"/> | butler weave 55 m |
| | <input type="checkbox"/> | easy-flossers x 30 |
| | <input type="checkbox"/> | expanding floss 30 m |

15924408	3013711
15090248	2266914
16316347	2355766
15090221	2072577

CHLOORHEXIDINE / CHLORHEXIDINE



- | | | |
|----------------|--------------------------|---|
| GUM® Paroex® | <input type="checkbox"/> | 0,12% CHX tandpasta / dentifrice 75 ml |
| | <input type="checkbox"/> | 0,12% CHX mondspoelmiddel / bain de bouche 300 ml |
| GUM® Gingidex® | <input type="checkbox"/> | 0,06% CHX tandpasta / dentifrice 75 ml |
| | <input type="checkbox"/> | 0,06% CHX mondspoelmiddel / bain de bouche 300 ml |

15088340	2267011
15217469	2763712
15088324	2263747
15558924	2665792

ACTIEVE ZUURSTOF / OXYGÈNE ACTIF



- | | | |
|------------|--------------------------|--|
| O7 active® | <input type="checkbox"/> | mondspoelmiddel / bain de bouche 500 ml |
| | <input type="checkbox"/> | tandpasta / dentifrice 75 ml |
| | <input type="checkbox"/> | tandpasta whitening / dentifrice blancheur 75 ml |
| | <input type="checkbox"/> | PRO mondwater / bain de bouche 250 ml* |

15620387	3178340
15528913	3644903
16528956	3644929
16849434	4135232



MONDSPOELMIDDELEN / BAINS DE BOUCHE

GUM® ActiVital®	<input type="checkbox"/>	300 ml
GUM® Ortho	<input type="checkbox"/>	300 ml
GUM® SensiVital®+	<input type="checkbox"/>	300 ml

zi

CNK

16324587
15924289
16652479

3437076
2901791
3739828



TANDPASTA'S / DENTIFRICES

GUM® ActiVital®	<input type="checkbox"/>	75 ml
GUM® Bio	<input type="checkbox"/>	75 ml
GUM® Original White	<input type="checkbox"/>	75 ml
GUM® Ortho	<input type="checkbox"/>	75 ml
GUM® SensiVital®+	<input type="checkbox"/>	75 ml

16324579
16898125
15185044
15924297
16652460

3401726
4185609
2265676
2901817
3739935



TANDENBORSTEL / BROSSES À DENTS

GUM®	<input type="checkbox"/>	end-tuft / monotouffe
GUM® HaliControl®	<input type="checkbox"/>	tongreiniger / gratte-langue
GUM® Ortho	<input type="checkbox"/>	borstelharen in V-vorm / brins en "V"
GUM®	<input type="checkbox"/>	post operation / opération
GUM® PowerCARE™	<input type="checkbox"/>	elektrisch / électrique
GUM®	<input type="checkbox"/>	prothese - prothèse
GUM® SensiVital®	<input type="checkbox"/>	ultra soft / ultra souple
GUM® Sonic	<input type="checkbox"/>	elektrisch met batterij soft / électrique à pile souple
GUM® Technique® Pro	<input type="checkbox"/>	medium
GUM® Technique® Pro	<input type="checkbox"/>	soft / souple

15093026
15090086
15090043
15090078
16653327
15090051
15798631
naar keuze
16057988
16057996

0894113
2263754
1233048
2266856
3745528
2266872
2298750
au choix
3083433
3083425



TABLETTEN / COMPRIMÉS

GUM® PerioBalance®	<input type="checkbox"/>	x 30
GUM® Red-Cote®	<input type="checkbox"/>	plakverklidders / révélateurs de plaque x 12

16630211
15088391

3623691
1083450



WAX / CIRE

GUM® Ortho	<input type="checkbox"/>	voorgesneden / pré-découpée
------------	--------------------------	-----------------------------

15089126

3363041



AFTEN / APHTES

GUM® AftaClear®	<input type="checkbox"/>	gel 10 ml
	<input type="checkbox"/>	spray 15 ml
	<input type="checkbox"/>	mondwater / bain de bouche 120 ml

16175638
16175611
16175603

3289683
3289709
3289691



DROGE MOND / BOUCHE SÈCHE

GUM® Hydral®	<input type="checkbox"/>	gel 50 ml
	<input type="checkbox"/>	spray 50 ml
	<input type="checkbox"/>	tandpasta / dentifrice 75 ml
	<input type="checkbox"/>	mondspoelmiddel / bain de bouche 300 ml

16175646
16175662
16175670
16175654

3348711
3348729
3348737
3348703

Het voorschrift is gebaseerd op de specifieke kenmerken van de GUM® en O7 active® producten. Gelieve niet af te wijken van het voorgeschreven merk.
La prescription est basée sur les caractéristiques spécifiques des produits GUM® et O7 active®. Prière de ne pas modifier la marque prescrite.