


SPAZZOLINI A BATTERIA

G.U.M[®] SONIC

Indicazioni: rimozione della placca


- **SETOLE:** morbide, bi-livello, coniche.
- **VIBRAZIONI SONICHE:**
 - 12.000 vibrazioni/min, gestibili in qualsiasi condizione e tipo di utilizzo, anche per utenti poco abituati al sonico (inclusi i bambini 6+)
 - muovono le setole da un lato all'altro e aiutano a disgregare più placca e a massaggiare le gengive
- **TESTINA PICCOLA** in grado di essere efficace in tutti i distretti della bocca, anche i meno accessibili.
- **PLURI PREMIATO:** vincitore di 4 premi per i consumatori in Italia (Eletto Prodotto dell'Anno 2019), Francia, Polonia e Spagna.
- **TESTINE SOSTITUIBILI**, per ridurre i rifiuti di plastica, compatibili con le altre testine della linea SONIC.
- **CAPPUCCIO DI PROTEZIONE e 3 ANELLI COLORATI** per personalizzare lo spazzolino inclusi.
- **DESIGN** elegante, compatto e senza cavo, con 1 batteria AAA inclusa con un'autonomia fino a 3 mesi*, ideale anche in viaggio.

G.U.M[®] SONIC DAILY



1. Offre una pulizia extra profonda e delicata per la cura quotidiana di denti e gengive
2. +50% di efficacia** nella pulizia delle aree interprossimali dove l'accumulo di placca può causare infiammazioni
3. Rimuove fino a 47 volte più placca sotto il bordo gengivale**
4. Diametro delle setole:
 - 0,18 mm alla base
 - 0,02 mm punte cilindriche bianche
 - 0,01 mm punte coniche viola

G.U.M[®] SONIC SENSITIVE



1. Progettato per denti e gengive sensibili, gonfie e sanguinanti (rimuove il sanguinamento)
2. Grazie alle setole bi-livello ultra morbide e con punte ultra sottili rimuove la placca:
 - fino all'88% più in profondità nelle aree difficili da raggiungere***
 - fino al 121% più in profondità nelle aree sottogengivali
3. Diametro delle setole:
 - 0,15 mm alla base
 - 0,035 mm punte coniche rosa

G.U.M[®] SONIC ORTHO



1. Progettato per portatori di apparecchi ortodontici
2. Le setole lunghe e dalla punta ultrasottile puliscono efficacemente le aree difficili da raggiungere, gli spazi interprossimali e sottogengivali. Le setole corte e arrotondate consentono una pulizia efficace sulle superfici dei denti e attorno agli attacchi
3. Grazie alle setole bi-livello con incavo centrale a U****:
 - offre un +45% di efficacia
 - pulisce 6 volte meglio negli spazi interprossimali
 - pulisce il 93% della superficie lungo il margine gengivale
4. L'86% degli utenti afferma che garantisce una pulizia accurata di denti, apparecchi e brackets e desidera continuare a utilizzarlo dopo il test
5. Il 95% degli utenti lo trova delicato su denti e gengive*****
6. Diametro delle setole:
 - 0,18 mm alla base e punte interne cilindriche viola
 - 0,02 mm punte esterne coniche bianche

COSA DIFFERENZIA GLI SPAZZOLINI GUM SONIC?

- Numero di **vibrazioni ridotte al minimo** per favorire la disgregazione della placca con la massima delicatezza anche su gengive sottili e bambini.
- **Arriva ovunque** grazie al suo design.
- **Riduzione degli sprechi** (minor plastica) grazie alle testine intercambiabili e alle diverse applicazioni.
- **Ottimale per la pulizia di tutti i giorni**, per le gengive sensibili e per i pazienti ortodontici tra cui bambini su cui si ha riduzione delle white spot (abrasione dello smalto causata da apparecchi ortodontici).
- **Ottimale in viaggio.**
- **Durata elevata della batteria** e può comunque essere usato come uno spazzolino manuale grazie alla caratteristiche delle setole e alla testina compatta.

*basato su una sessione di spazzolamento di 2 minuti due volte al giorno

**rispetto a uno spazzolino manuale a setole piatte

***rispetto a uno spazzolino manuale per denti sensibili

****rispetto a uno spazzolino ortodontico manuale

*****test su 22 consumatori

amazon



G.U.M[®]