



Le Nettoyage INTERDENTAIRE, 1^{ère} étape du RITUEL bucco-dentaire pour une bouche saine*



CONSEILLER UN ACCESSOIRE INTERDENTAIRE

1

GENCIVES SAINES ?

NON

2

DÉBUTANT OU DEXTÉRITÉ LIMITÉE ?

OUI

BÂTONNET INTERDENTAIRE GUM SOFT-PICKS®

Brins en caoutchouc **ULTRA-DOUX**

NON

BROSSETTE INTERDENTAIRE GUM TRAV-LER®

Manche **PLIABLE**

OUI

BROSSETTE INTERDENTAIRE GUM BI-DIRECTION

Tête orientable en **2 POSITIONS**



3

Consultez le **TABLEAU AU VERSO** pour plus de détails

* Recommandations de la Fédération Européenne de Parodontologie



Quel accessoire interdentaire GUM® conseiller ?



| | | GUM® SOFT-PICKS® PRO | GUM® SOFT-PICKS® MINTY | GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL | GUM® TRAV-LER® | GUM® BI-DIRECTION | |
|---------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| Présentation et référence | | 689 690 691 | 669 670 671 | 632 634 | 1312 1314 1412 1414 1512 1514 1612 1614 1618 1619 | 2014 2114 2314 2614 2714 | |
| Profil patient | | <ul style="list-style-type: none"> • Gencives saines • Débutant | | | <ul style="list-style-type: none"> • Problèmes de gencives • Appareil orthodontique • Implant | | <ul style="list-style-type: none"> • Problèmes de gencives • Débutant • Dextérité limitée |
| Tailles disponibles | | 3 tailles : S M L | 3 tailles : S M L | 2 tailles : M L | 10 tailles : ISO 0 0,6mm à ISO 7 2,6 mm | 5 tailles : ISO 0 0,6mm à ISO 7 2,6 mm | |
| Propriétés clés | | Brins ULTRA-DOUX pour un nettoyage 50% plus efficace* | Arôme menthe rafraîchissant Brins en caoutchouc DOUX pour éliminer jusqu'à 30% de plaque en plus que le brossage seul | Brins en caoutchouc DOUX pour éliminer jusqu'à 30% de plaque en plus que le brossage seul | Brins triangulaires uniques qui éliminent jusqu'à 25 % en plus de plaque dentaire par rapport aux brins arrondis classiques** Brins recouverts d'un agent antibactérien (Chlorhexidine, ou ion argent pour la 1619) | Brins triangulaires uniques qui éliminent jusqu'à 25 % en plus de plaque dentaire par rapport aux brins arrondis classiques** Brins recouverts de chlorhexidine | |
| Manche | | Manche incurvé et ergonomique | Pliable | Droit | Pliable et bi-matière pour une prise en main optimale | | |
| Matière | | PP (blanc), TPE (couleur) | | | Toron en acier inoxydable recouvert de nylon | | |
| Durée d'utilisation | | À usage unique | | | Réutilisable jusqu'à une semaine | | |
| Hygiène et mobilité | | Étui de transport inclus dans le format par 30 | Étui de transport inclus dans le format par 40 | Étui de transport inclus dans le format par 50 | Capuchon de protection inclus | | |
| Emballage | | Recyclé à 80% | | | Recyclé à 80% (70% pour la 1619) | Recyclé à 70% | |