

TABELLA DI COMPLIANCE DELLA PULIZIA INTERDENTALE DEL PAZIENTE



	 COMPORAMENTO ATTUALE DEL PAZIENTE	 MOTIVAZIONE DEL PAZIENTE	 STEP 1	 STEP 2
Gengive sane	Solo spazzolino 	Bassa 		
	Solo spazzolino 	Normale 		
A rischio parodontite	Solo spazzolino 	Bassa 		
	Solo spazzolino 	Da normale a elevata 		
	Spazzolino + pulizia interdentale irregolare 	Da normale a elevata 		
	Spazzolino + pulizia interdentale irregolare 	Da normale a elevata Problemi di manualità 		

COME UTILIZZARE LA TABELLA

1. Valuta lo stato di salute parodontale del paziente.
2. Considera il comportamento attuale del paziente: quali strumenti utilizza attualmente il paziente? Solo spazzolino da denti? Spazzolino da denti e filo interdentale?
3. Valuta il livello di motivazione che il paziente manifesta verso la pulizia interdentale: quante volte al giorno si lava i denti? Quante volte al giorno/settimana usa il filo interdentale? Quale espressione assume mentre si parla di questi aspetti con lui?
4. Prendi in considerazione eventuali problemi di destrezza e manualità che può avvertire.

Gli scovolini interdentali in gomma, come GUM® SOFT-PICKS®, sono uno strumento adatto a tutti i pazienti: lo strumento primario per la propria igiene orale quotidiana e lo strumento secondario per i pazienti con patologie parodontali.

Per i pazienti più esitanti e con bassa motivazione, indipendentemente dal loro stato di salute, suggeriamo di iniziare sempre con scovolini interdentali in gomma (spazio interdentale). I pazienti li preferiscono perché sono particolarmente facili da usare e causano meno abrasioni gengivali.

Per questa tipologia di pazienti, suggeriamo quindi GUM® Soft Picks Advanced® o GUM® Soft Picks Comfort Flex®.

Per il paziente con problematiche parodontali, consigliamo sempre gli scovolini interdentali professionali **GUM® TRAV-LER®**

- o come secondo step (dopo quindi l'adozione di scovolini in gomma)
- o subito come primo e unico step, in combinazione con gli scovolini in gomma, così da promuovere la compliance nella pulizia interdentale sia a casa, sia in viaggio.