

Keep vibing everyday



G·U·M®

GUIDA PRODOTTI
PROFESSIONAL

2026



INTERDENTALI

SOFT-PICKS® PRO



- 689PM GUM SOFT-PICKS® PRO S
- 987318072
- 690PM GUM SOFT-PICKS® PRO M
- 987318084
- 691PM GUM SOFT-PICKS® PRO L
- 987318108

SOFT-PICKS® MINTY

GUSTO MENTA FRESCA



- 669PM1 Small 100x2 pcs
- 985824010
- 670PM3 Medium 100x2 pcs
- 978503860
- 671PM1 Large 100x2 pc
- 985824034

BI-DIRECTION



- 2014 ISO 0 - 983696497
- 2114 ISO 1 - 978503896
- 2314 ISO 2 - 978503908
- 2614 ISO 3 - 978503910
- 2714 ISO 4 - 982543985

FLEXI-BOX



- FLEXI-BOX TRAV-LER
- FLEXI BOX PICKS
- FLEXI BOX FLOSS

TRAV-LER®



- 1312 0,6 mm - 935236253
- 1314 0,8 mm - 935236265
- 1412 0,9 mm - 935236277
- 1414 1,1 mm - 935236289
- 1512 1,2 mm - 972036305
- 1514 1,3 mm - 972036317
- 1612 1,4 mm - 972036329
- 1614 1,6 mm - 935236303
- 1618 2,0 mm - 972036331
- 1619 2,6 mm - 980806956



SPAZZOLINI PER ADULTI

Prevenzione giornaliera

CLASSIC



MANICO IN MATERIALE
100% BIO-BASED



409 GUM Classic compatto morbido - 902220298
410 GUM Classic compatto medio - 932121458
411 GUM Classic regolare morbido - 902220312

Prevenzione giornaliera

EASY CLEAN



135 GUM EASY-CLEAN
Compatto Medio
- 989332642

Ipersensibilità

Sonic SENSITIVE



4101MPK GUM SONIC
SENSITIVE
- 982938615
4111 GUM SONIC
SENSITIVE REFILL
- 982938627

PRO SENSITIVE



510 GUM PRO
SENSITIVE
- 986873533

Prevenzione giornaliera avanzata

Sonic DAILY



4100MBK2 SONIC
DAILY black
- 982938490
4100MWH2 SONIC
DAILY white
- 982938538
4110 SONIC DAILY
black REFILL
- 982938591
4110 SONIC DAILY
white REFILL
- 982938603

PRO



525 GUM PRO
compatto morbido
- 934323724
526 GUM PRO
regolare medio -
934323763
528 GUM PRO
compatto medio
- 934323775



SPAZZOLINI PER BAMBINI

Spazzolino elettrico interattivo

GUM playbrush

4310RSMBL GUM PLAYBRUSH
KIDS 3+ blu

4310RSMPK GUM PLAYBRUSH
KIDS 3+ rosa

4320RSMBL GUM PLAYBRUSH
JUNIOR 6+ blu

4320RSMPK GUM PLAYBRUSH
JUNIOR 6+ rosa



spazzolino
intelligente
100%
interattivo



KIDS 3+



JUNIOR 6+



COACH
e GIOCHI
di spazzolamento
INTERATTIVI

STATISTICHE
di spazzolamento per
monitorare i progressi

BABY (0-2)



213 GUM Baby
Monster (0-2 anni)
- 930007416

KIDS (3-6)



901 GUM Kids Monster
(3-6 anni) spazzolino
- 971347087

JUNIOR (6+)



902 GUM Junior Monster (7-9 anni)
spazzolino - 971347099
903 GUM Junior Light Up (7-9 anni)
spazzolino - 971347101



SPAZZOLINI SPECIALI

Prevenzione giornaliera Classic 311



311 GUM Classic
slender morbido
- 902220324

ActiVital®



583 GUM ActiVital®
medio - 937463141
585 GUM ActiVital®
morbido - 930007327



Post-operatorio




317 GUM Post-Operation
- 903026793



Denti bianchi Original WHITE®



563 GUM Original
White - 927383873



Ortodonzia

SONIC ORTHO®



NEW

4102 GUM Sonic
ORTHO - 950988271
4112 GUM Sonic
ORTHO REFILL -
950988283

ORTHO®



124 GUM ORTHO
ortodontico -
902222328



Protesi dentali



201 GUM Denture Brush
per protesi - 902222850



Pulscilingua



760 GUM HaliControl®
pulscilingua - 903760991

Monociuffo



308 GUM End-Tuft
monociuffo conico
- 902222847

Kit da viaggio



156 GUM Travel Kit - 902311606



KIT

KIT ECO Igiene Quotidiana



528KITECOV24

KIT MONSTERS Teeth



902KITMONSTT25

KIT ECO Ortho



124KITECOB25

KIT MONSTERS Jungle



902KITMONSTJ25

SERIGRAFABILI



KIT

KIT PRESTIGE Prevenzione Malattie Sistemiche



528KITPRESTV24

KIT PRESTIGE Post Operation



317KITPRESTA24

KIT PRESTIGE Ortho



124KITPRESTB26


SERIGRAFABILI



FILI



3500 GUM TWISTED
FLOSS - 984881019



2030 GUM Expanding
Floss - 900415100



3220 GUM Ortho Floss
- 933015238



2000 GUM Easy-Floss
- 935689808




PASTIGLIE RIVELA PLACCA



2040 GUM Original White
floss - 904802749



1155 GUM Butlerweave®
cerato - 906668076



890 GUM Easy Flossers -
980501629



800 GUM Red-Cote®
pastiglie rivela placca
- 902224195



PROTEZIONE GENGIVE AZIONE MANTENIMENTO

PAROEX®



1702 GUM PAROEX® 0.06% CHX + 0.05% CPC collutorio 500 ml - 938123142

1750 GUM PAROEX® 0.06% CHX + 0.05% CPC dentifricio 75 ml - 938123167

526 GUM PRO spazzolino regolare medio - 934323763

690PM GUM SOFT-PICKS® PRO - 987318084



PROTEZIONE GENGIVE AZIONE POTENZIATA

PAROEX®



1787 GUM PAROEX® collutorio 0,12% CHX 1 L

1788 GUM PAROEX® collutorio 0,20% CHX 1 L

1782 GUM PAROEX® collutorio 0,12% 5 L

1783 GUM PAROEX® collutorio 0,20% 5 L

1784 GUM PAROEX® 0.12% CHX + 0.05% CPC collutorio 300 ml - 907048247

1785 GUM PAROEX® 0.20% collutorio 300 ml - 931507394

1790 GUM PAROEX® 0.12% CHX + 0.05% CPC dentifricio 75 ml - 908008927

526 GUM PRO spazzolino regolare medio - 934323763

1612 GUM TRAV-LER® 1,4 mm - 972036329



DENTI SENSIBILI

SensiVital®



6081 GUM SensiVital®+ collutorio 300 ml - 975508971

6070 GUM SensiVital®+ dentifricio 75 ml - 975508957

510 GUM PRO SENSITIVE spazzolino - 986873533

4101 GUM SONIC SENSITIVE - 982938615

690PM GUM SOFT-PICKS® PRO - 987318084



IGIENE ORALE QUOTIDIANA

ActiVital®



6060 GUM ActiVital® collutorio 300 ml - 971347075

6050 GUM ActiVital® dentifricio 75 ml - 971347063

4100MBK2 GUM SONIC DAILY black - 982938490

4100MWH2 GUM SONIC DAILY white - 982938538

690PM GUM SOFT-PICKS® PRO - 987318084



IGIENE ORALE BIMBI

BABY (0-2)



213 GUM Baby
Monster (0-2 anni)
- 930007416

KIDS (3-6)



3000 GUM Kids Monster (3+ anni) dentifricio 50 ml
- 930007354

901 GUM Kids Monster (3+) spazzolino - 971347087

4310 GUM Playbrush spazzolino

4311 GUM Playbrush refills

JUNIOR (6+)

SE ILLUMINA



3020 GUM Junior Monster
(6+ anni) collutorio 300 ml - 975039304

3004 GUM Junior Monster (6+ anni) dentifricio 50 ml -
930007392

902 GUM Junior Monster (7-9 anni) spazzolino - 971347099

4320 GUM Playbrush spazzolino

4321 GUM Playbrush refills



BOCCA SECCA

HYDRAL®



6000 GUM HYDRAL® gel 50 ml - 934625878

6010 GUM HYDRAL® spray 50 ml - 934625854

6020 GUM HYDRAL® dentifricio 75 ml - 934625892



SBIANCANTE ANTI-MACCHIA

Original WHITE®



1745 GUM Original White dentifricio 75 ml - 951334717

2040 GUM Original White floss - 904802749

563 GUM Original White spazzolino - 927383873



AFTE

Afta
Clear



- 2420 GUM AftaClear spray 15 ml - 970435830
 2400 GUM AftaClear gel 10 ml - 970435816
 2410 GUM AftaClear collutorio 120 ml - 970435828



BIO



- 7020 GUM BIO dentifricio biologico 75 ml - 981472602
 7030 GUM BIO collutorio biologico 300 ml - 988028369
 409 GUM Classic compatto morbido - 902220298



ORTODONZIA

ORTHO



- 4102 GUM SONIC ORTHO spazzolino a batteria - 950988271
 3090 GUM ORTHO collutorio 300 ml - 931156867
 3080 GUM ORTHO dentifricio 75 ml - 931156879
 124 GUM ORTHO spazzolino - 902222328
 3220 GUM ORTHO floss - 933015238
 723 GUM ORTHO cera - 902224144



PROBIOTICI

PerioBalance



- 7010 GUM PerioBalance® compresse - 905306775



**Contatta il
rappresentante**

SUNSTAR ITALIANA S.R.L.

 /sunstargumitalia

 /gum_italia

 company/sunstar-italiana-s.r.l.

 /sunstargumitalia

