



# GUM® PRODUKTER 2023



SUNSTAR




PROUD TO CARE



### GUM® SONIC DAILY batteritannbørste

- Børst som vanlig - få det ekstra rent
- Batteritannbørste med soniske vibrasjoner
  - Fjerner opptil 50% mer plakk\*
  - Brukes som en vanlig tannbørste

Art. nr: 4100 Tannbørste, finnes i svart & hvit 12 stk.  
 Art. nr: 4110 Refiller, finnes i svart & hvit 12 stk.



\*vs. vanlige manuelle tannbørster (intern rapport)



Refill  
børstehode

Refill  
AAA-batteri



### GUM® PRO

- Designet for enkelt å fjerne plakk fra interproximal og subgingivale områder
- Myk
- Quad-skaft for best børstevinkel
- Finnes i 4 forskjellige farger

Vare nr: 525

96 stk.



### GUM® SONIC SENSITIVE batteritannbørste

- Børst som vanlig - få det ekstra rent
- Batteritannbørste med soniske vibrasjoner
  - For følsomme tenner og tannkjøtt
  - Ultramyke børstestrå, ekstra tynne i endene, som når vanskelige områder lettere
  - Brukes som en vanlig tannbørste

Art. nr: 4101 Tannbørste 12 stk.  
 Art. nr: 4111 Refiller 12 stk.



\* vs en manuell tannbørste for følsomme tenner



Refill  
børstehode

Refill  
AAA-batteri



### GUM® PRO SENSITIVE

- Ultramyke børstestrå, ekstra tynne i endene, som når vanskelige områder lettere
- Meget skånsom mot følsomme tenner og tannkjøtt
- Quad-skaft for best børstevinkel
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 510

96 stk.




### GUM® Classic

Verdens mest solgte tannbørste - still going strong

- Patentert kuppel klippede børstestrå for effektiv plakk fjerning
- Finnes i 6 forskjellige farger

Art. nr: 411

96 stk.



### GUM® ORTHO tannbørste

- "V" trimmet børsteform for bedre rengjøring rundt kjeve-ortopediske hjelpemidler
- Ergonomisk skaft med tommelgrep i gummi for bedre kontroll
- Finnes i 4 forskjellige farger

Vare nr: 124

96 stk.



"V" trimmet  
børsteform



### GUM® Technique® +

- Interdental klippede børstestrå med forlenget tupp
- Quad-grep-skaft for best børstevinkel
- Finnes i 5 forskjellige farger

Art. nr: 491

96 stk.



### GUM® TRAVEL ORTHO reisetannbørste

- "V" trimmet børsteform for bedre rengjøring på og rundt kjeveortopediske hjelpemidler
- Trippelfold-design for praktisk oppbevaring
- Ventilationshull i håndtaket som tillater fukt å fordampe
- Anti-bakterielle børstestrå holder børsten ren mellom hvert bruk
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 125

12 stk.



"V" trimmet  
børsteform





### GUM® TRAVEL reisetannbørste

- Trippelfold-design for praktisk oppbevaring
- Ventilationshull i håndtaket som tillater fukt å fordampe
- Anti-bakterielle børstetrå som holder børsten ren mellom hver bruk
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 158

96 stk.



### GUM® BABY tannbørste 0-2 år

- Ekstra lite hode som enkelt passer i barnets munn
- Lengre håndtak for å hjelpe foreldre å holde et fast grep om børsten
- Myke børstestrå som forsiktig tar bort plakk
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 213

12 stk.



### GUM® Solobørste

- Ekstra lite børstehode for å nå vanskelige områder i munnen
- Perfekt for rengjøring rundt kjeveortopediske apparater og implantater
- Finnes i 4 forskjellige farger

Vare nr: 108

96 stk.



### GUM® KIDS tannbørste 2-6 år

- Lite polstret tandbørstehode med myke strå som skånsomt fjerner plakk
- Markering som viser hvor tannkremen skal plasseres, slik at man påfører korrekt mengde tannkrem
- Ergonomisk håndtak med tommelplate for godt grep
- Praktisk sugekopp som gjør morsomt og enkelt å oppbevare tannbørsten
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 901

96 stk.



### GUM® Post-operation børste

- Ultramyke børstestrå på 0,10 mm, som er ideelle ved postoperativ rengjøring, tannkjøttproblemer, irritasjoner i munnen, ekstraksjoner, implantat og transplantater
- Finnes i 3 forskjellige farger

Art. nr: 317

12 stk.



### GUM® JUNIOR tannbørste 6+ år

- Støtdempende hode med myke strå som skånsomt fjerner plakk
- Markering som viser hvor tannkremen skal plasseres, slik at man påfører korrekt mengde tannkrem
- Ergonomisk håndtak med tommelplate for godt grep
- Praktisk sugekopp som gjør det morsomt og enkelt å oppbevare tannbørsten
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 902

96 stk.



### GUM® Denture protesbørste

- Hard og flat børste som rengjør protesen godt
- Det lille kileformede børsthodet er egnet for å komme til på vanskelige plasser
- Finnes i blått

Art. nr: 201

12 stk.



### GUM® LIGHT-UP tannbørste 6+ år

- Tannbørste som blinker i et minutt
- Myke børstestrå som skånsomt fjerner plakk
- Håndtak som er enkelt å gripe
- Praktisk sugekopp som gjør det morsomt og enkelt å oppbevare tannbørsten
- Finnes i 4 forskjellige farger

Art. nr: 903

12 stk.





NYHET!

### GUM® SOFT-PICKS® PRO

Den nye generasjonen MELLOMRØMSBØRSTER med gummistrå som du og dine pasienter vil elske!

- +50% mer effektiv rengjøring\*. Former seg etter tennenes mellomrom og rengjør et større overflateområde
- Med et unikt tett lag av glatte, supermyke og bøyelige gummistrå av høy kvalitet, fra 6 rader til 12 rader og fra 80 til 152 strå
- Fjerner plakk mellom tennene skånsomt og effektivt
- Den buede formen gjør det enkelt å få tilgang
- Behagelig å bruke
- Miljøvennlig emballasje av 80 % resirkulert papir og PET

Art. nr: 689 Small 30-p, 60-p, 100x1, 100x1  
 Art. nr: 690 Medium 30-p, 60-p, 100x1, 100x1  
 Art. nr: 691 Large 30-p, 60-p, 100x1, 100x1



\*Sammenlignet med GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED

### GUM® SOFT-PICKS® COMFORT FLEX MINT

- Myke gummibørster med mintsmaak
- Fleksibel og bøyelig hals
- Ergonomisk grep

Art. nr: 669 Small MINT 40-p, 100x2  
 Art. nr: 670 Medium MINT 40-p, 100x2  
 Art. nr: 671 Large MINT 40-p, 100x2



### GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL

Myk, fleksibel tannpirker med fleksible gummistrå, som enkelt og bekvemt fjerner plakk og matrester mellom tennene

Art. nr: 632 Medium 50-p, 100-p, 100x2  
 Art. nr: 634 Large 50-p  
 Art. nr: 636 X-Large 40-p, 100x2



### GUM® TRAV-LER®

- Klorhexidin belagte børstestrå
- Halsen kan bøyes i 90° vinkel
- Ventilert hette som beskytter børsten og kan fungere som forlengerskaft
- 10 størrelser

Art. nr: Se under 6-p, 36 stk. prøvepakke, 50 stk. pose



ISO-klasse	0	1	2	3	4	5	6	7
Trådstørrelse	0,4 mm	0,45 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,8 mm	1 mm
Passage Hole Diameter (PHD)	0,6 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,6 mm
GUM® TRAV-LER	1312 konisk	1314 cylindrisk	1412 cylindrisk	1414 konisk	1512 cylindrisk	1514 konisk	1612 cylindrisk	1614 konisk



Boks med 10 forskjellige størrelser art. nr BOXTRAV180SE

### GUM® BI-DIRECTION

- Børstehodet kan bøyes 90 grader. Den rette posisjonen er ideell for de fremre tennene og i "L" -posisjonen og låses i 90 grader, lett å nå de bakre tennene
- Sterk tråd
- Langt skaft
- 5 størrelser

Vare nr: Se under 6-p, 36 stk. prøvepakke



ISO-klasse	0	1	2	3	4
Trådstørrelse	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7
Passage Hole Diameter (PHD)	0,6	0,7	0,9	1,2	1,4
GUM BI-DIRECTION	2014	2114	2314	2614	2714



### GUM® EASY-FLOSSERS

- Vokset og ekstra slitesterk tantråd på bøyle
- Fluor- og E-vitaminbelegget beskytter og lindrer tenner og tannkjøtt
- Ergonomisk håndtak
- Frisk mintsmaak

Art. nr: 890

30-p, 50-p, 90-p

### GUM® ACCESS FLOSS

- Spesialdesignet til å brukes under og rundt kroner, broer, implantat og brede mellomrom
- Tantråden ekspanderer slik den tilpasser seg forskjellige mellomrom
- Innebygget trådfører slik at det blir enklere å føre tråden inn.
- 50 tråder

Vare nr: 3200

12 stk.



### GUM® TWISTED FLOSS

- Unik tvinnet tantråd: 2 tvinnede tråder som dekker 30 % mer av tannens ytre overflate\* og gir dypere plakkfjerning mellom tennene
- De to trådene rengjør uavhengig av hverandre
- Frisk smak av mint og grønn te
- 30 meter

Art. nr: 3500

Vokset

12 stk.

\* sammenlignet med vanlig tantråd



### GUM® EASY FLOSS

- Ekstremt sterk sammenhengende tråd som ikke frysner seg
- Myk og skånsom mot tannkjøttet
- 30 meter

Art. nr: 2000

12 stk.



### GUM® FINE FLOSS

- Tynn tantråd som ikke frynses seg, rengjør i trange mellomrom og under tannkjøttskanten
- Unik "S"-formede trådfibrer som gir en sterk tantråd og tar effektivt bort plakk
- Myk og skånsom mot tannkjøttet
- 30 meter

Art. nr: 1555

Vokset

12 stk.




### GUM® EXPANDING FLOSS

- Tynn og enkel å føre inn mellom tennene
- Utvider seg for mer effektiv rengjøring
- Skånsom mot tannkjøttet
- 30 meter

Art. nr: 2030

12 stk.



### GUM® BUTLERWEAVE FLOSS

- Unik sammanflettet og sterk tantråd som rengjør godt
- Patentert sammenfletting: tråden sprer seg på overflarten av tennene og fjerner effektivt plakk
- Bred og flat tråd som glir lett der det er trangt
- 30 meter

Art. nr: 1115

Vokset

12 stk.

Art. nr: 1855

Vokset, mintsmaak

12 stk.

### GUM® Original White FLOSS

- Tantråd som tar bort flekker mellom tennene
- Med mikronisert silika og fluor
- 30 meter

Art. nr: 2040

12 stk.





### GUM® PAROEX® tannkrem

For et sunnere tannkjøtt

- Tannkrem med 0,06% CHX + 0,05% CPC til daglig bruk
- Forebygger tannkjøttproblemer og plakkdannelse
- Uten SLS
- 1450 ppm fluor
- **God smak**

Vare nr: 1750

75 ml.



### GUM® PAROEX® dentalgel

Klorhexidin med god smak

- Dentalgel med 0,12% CHX + 0,05% CPC til korttidsbruk
- Uten SLS
- **God smak**

Art. nr: 1790

75 ml.



### GUM® PAROEX® munnskyll

For et sunnere tannkjøtt

- Munnskyll med 0,06% CHX + 0,05% CPC til daglig bruk
- Ingen alkohol
- Uten SLS
- **God & mild smak**

Art. nr: 1702

500 ml.



### GUM® PAROEX® munnskyll

Klorhexidin med god smak

- Munnskyll med 0,12% CHX + 0,05% CPC til korttidsbruk
- Ingen alkohol
- Uten SLS
- **God smak**

Vare nr: 1784

300 ml.



## Spesialister på GUM® PAROEX®



Ludwig Hansson  
Tannlege og spesialist i Oral Protetikk

“Jeg anbefaler GUM® PAROEX® munnskyll 0,12% daglig til mine pasienter etter implantatoperasjon. Pasienter liker at PAROEX® er alkoholfri og jeg liker resultatet!”



Ann-Marie Roos Jansåker  
Odont. Dr. Spesialist i Periodonti

“Jeg har jobbet med GUM® PAROEX® munnskyll 0,12% i mange år og jeg anbefaler den jevnlig til min pasienter etter kirugri. Jeg ser en god effekt av GUM® PAROEX® 0,12% med CPC som er tilsvarende som klorhexidin 0,2%”.



Karin Ehrnlund  
Tannhelseleier, Reg. Tannpleier

“Før jeg begynte å jobbe med GUM PAROEX®, var jeg veldig forsiktig med å anbefale klorhexidin til pasientene mine på grunn av misfarging, men siden GUM® PAROEX® gir mindre misfarging, anbefaler jeg det til alle pasientene mine som trenger det.”



Tom Guan  
Spesialist i Periodontii

“Jeg har lang erfaring med å jobbe med hele GUM® PAROEX® klorhexidinserien. Jeg anbefaler alltid min pasienter å skylle munnen med klorhexidin etter en tannoperasjon for å optimere helingen. Jeg synes den gode smaken i PAROEX® klorhexidinserien virkelig bidrar til at mine pasienter fullfører behandlingen.



Susanne Larsson  
Reg. Tannpleier

“Jeg anbefaler GUM® PAROEX® klorhexidinserien daglig til mine pasienter. GUM® PAROEX® klorhexidin-fluortannkremen anbefaler jeg spesielt til mine pasienter med tannkjøttproblem.”







### GUM® Original White tannkrem

Sterke og naturlige hvite tenner

- Tar bort missfarging og gir tennene sin naturlige hvithet
- Uten peroxider
- Mild mintsmaak
- 1450 ppm fluor

Art. nr: 1745

75 ml.



### GUM® Ortho tannkrem

For kjeveortopedi

- Inneholder fluor og isomalt for god remineralisering av tannemaljen
- Forhindrer oppbygging av plakk (cetylpyridinklorid)
- Anti-inflammatoriske ingredienser (ingefærekstrakt, aloe vera og bisabolol) og antioksidanter (vitamin E) for å berolige slimhinnen
- Mild, frisk og behagelig mint smak
- Passer for voksne og barn fra 7 år og oppover
- 1490 ppm fluor

Art. nr: 3080

75 ml.



### GUM® BIO tannkrem

Økologisk og vegansk tannkrem

- Med økologisk Aloe Vera
- Uten SLS og parabener
- 1450 ppm. fluor
- Sertifisert økologisk og vegansk av Ecocert Greenlife (COSMOS ORGANIC) og Cosmebio
- Mintsmaak
- 99% naturlige ingredienser

Art. nr: 7020

75 ml



## GUM® Tannkrem for barn



### GUM® KIDS 3+ tannkrem

- Tilpasset barnemelketenner
- Veldig skånsom formel
- God og barnevennlig jordbærsmak
- Mindre slipende enn voksentannkremer, skader ikke den myke tannemaljen til de nye permanente tennene
- Uten SLS
- 1000 ppm fluor

Art. nr: 3000

50 ml.



### GUM® ActiVital® tannkrem

Naturlig sunne tenner og tannkjøtt - hele livet!

- Med antioksidantene Q10 og granateple
- Ingefær og kamille
- Uten SLS och parabener
- 1450 ppm fluor

Art. nr: 6050

75 ml.



### GUM® JUNIOR 6+ tannkrem

- Veldig skånsom formel
- God og barnevennlig jordbærsmak
- Mindre slipende enn voksentannkremer, skader ikke den myke tannemaljen til de nye permanente tennene
- Uten SLS
- 1450 ppm fluor

Art. nr: 3004

50 ml.



### GUM® SensiVital® tannkrem

Mot isning i tennene

- Rask og langvarig lindring ved ising i tennene
- Forsegler og styrker dentinet og emaljen, beskytter nervene
- 1450 ppm fluor og isomalt styrker emaljen
- Uten parabener, SLS og nanopartikler

Art. nr: 6070

75 ml.



NYHET!



### GUM® BIO munnskyll

Økologisk og vegansk munnskyll

- Naturlig mild med 99% naturlige ingredienser og økologisk Aloe Vera
- Frisk smak av peppermynte
- Fri for alkohol, laktose og gluten
- Sertifisert økologisk og vegansk av Ecocert Greenlife (COSMOS ORGANIC) og Cosmebio
- Med 0,05% NaF

Art. nr: 7030

500 ml



### GUM® AftaClear gel

Effektiv lindring av after (munnskold), blemmer og sår i munnslimhinnen

- Umiddelbar smertelindring
- Fremskynder tilheling (0,3% hyaluronsyre)
- Reduserer inflammasjoner/betennelser

Art. nr: 2400

10 ml.



### GUM® ActiVital® munnskyll

Naturlig sunne tenner og tannkjøtt - hele livet!

- Med antioksidanter Q10 og granateple
- Ingefær og kamille
- Med 0,05% NaF

Art. nr: 6060

500 ml.



### GUM® AftaClear munnskyll

Effektiv lindring av after (munnskold), blemmer og sår i munnslimhinnen

- Umiddelbar smertelindring
- Fremskynder tilheling
- Reduserer inflammasjoner/betennelser
- Beregnet for personer med flere lesjoner/sår samtidig i hele munnen

Art. nr: 2410

120 ml.



### GUM® SensiVital® munnskyll

Mot isning i tennene

- Rask og langvarig lindring av ising i tennene
- Uten alkohol, parabener, SLS og nanopartikler
- 0,05% NaF

Art. nr: 6080

500 ml.



### GUM® AftaClear spray

Effektiv lindring av after (munnskold), blemmer og sår i munnslimhinnen

- Umiddelbar smertelindring
- Fremskynder tilheling
- Reduserer inflammasjoner/betennelser
- Ideell for påføring på vanskelige tilgjengelige områder

Art. nr: 2420

15 ml.







### GUM® HYDRAL® gel

Umiddelbar lindring av muntørhet

- Fukter/beskytter/lindrer/heler
- Umiddelbar og langvarig lindring av muntørhet
- Perfekt om natten

Art. nr: 6000

50 ml.



### GUM® HYDRAL® spray

Umiddelbar lindring av muntørhet

- Fukter/beskytter/lindrer/heler
- Umiddelbar og langvarig lindring av muntørhet
- Perfekt om dagen

Art. nr: 6010

50 ml.



### GUM® HYDRAL® tannkrem

Umiddelbar lindring av muntørhet

- Fukter/beskytter/lindrer/heler
- Uten SLS
- Inneholder 1450 ppm fluor
- Mild smak

Art. nr: 6020

75 ml.



### GUM® HaliControl® tungeskrape

Effektiv rengjøring av tungen

- 2-i-1 børste og skrape
- Fjerner bakterier fra tungen for friskere pust
- Ergonomisk og designet slik at den er lett å holde
- Smalt hode som minimerer brekningsrefleksjonen

Art. nr: 760

12 st



### GUM® RED-COTE® innfargingstabletter

• Fremhever skadelige plakkbakterier bla. på tannoverflatene. Viser hvilke områder som krever mer børsting og bruk av tanntråd

- Kirsebærsmak

Art. nr: 824

12 stk, 248 stk.



### GUM® PerioBalance®

En probiotisk sugetablett for en sunn munn

- Melkesyrebakterier Limosilactobacillus reuteri Prodentis® har klinisk dokumentert effekt!
- Hver tablett inneholder over 200 millioner melkesyrebakterier
- 1-2 sugetabletter per dag
- Behaglig mintsmaak

Art. nr: 7010

30 stk.



### GUM® ORTHO wax

- Beskytter munnslimhinnen mot skader forårsaket av kjeveortopediske hjelpemidler
- Leveres i brukervennlige ferdigkuttete biter på vokspapir (35 stk.)

Art. nr: 723

12 stk.



### GUM® TRAVEL kit

Innhåller:

- GUM® TRAVEL Reisetannbørste (158)
- GUM® Original White Tannkrem 12 ml (1748)
- GUM® Original White Tanntråd 10 m (2040)
- GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL prøve
- Praktisk reiseveske

Art. nr: 156KITF

12 stk.



### GUM® ORTHO kit

Startkit for pasienter med tannregulering

Inneholder:

- GUM® PAROEX® Tannkrem 12 ml (1751)
- GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED prøve
- GUM® AftaClear prøve (2 ml)
- GUM® RED-COTE® Innfargingstablett
- GUM® ORTHO Tannbørste
- GUM® ORTHO Voks
- GUM® End-tuft, solo tannbørste (308)

Art. nr: OrthokitSE5

1 stk.



### GUM® tannbørster med trykk

Flott give away-tannbørste med din logo

Art. nr: 510 GUM® PRO SENSITIVE

480 stk.

Art. nr: 525 GUM® PRO

480 stk.



Flott  
GIVE  
AWAY!



### GUM® Display



### GUM® DISPLAYBOX SensiVital® tannkrem

Inneholder:

- GUM® SensiVital® Tannkrem 12 ml (6071) 50 stk.

Art. nr: DIS6071SE

1 stk.

## Kontakt oss:



**JEANETTE VILBO**  
Sales Representative, Norway  
[jeanette.vilbo@se.sunstar.com](mailto:jeanette.vilbo@se.sunstar.com)  
+47 977 98 503



**THOMAS ELTON**  
Key Account Manager, Norway  
[thomas.elton@se.sunstar.com](mailto:thomas.elton@se.sunstar.com)  
+47 900 93 530

### SUNSTAR SVERIGE AB

Hantverksvägen 15  
436 33 Askim, Sverige

Tel: +46 31-87 16 10

[info@se.sunstar.com](mailto:info@se.sunstar.com)

[www.professional.sunstargum.com/no](http://www.professional.sunstargum.com/no)

OKT. 2023 NO

SUNSTAR



**PROUD TO CARE**