



PROUD TO CARE

Katalog produktów

2025



SUNSTAR

社是
常に人々の
健康の増進と
生活文化の
向上に奉仕する

"Zawsze staramy się pomagać ludziom na całym świecie w osiągnięciu lepszego zdrowia i poprawie jakości ich życia".

Spełnienie obietnicy SUNSTAR dotyczącej lepszego zdrowia i lepszego życia

W SUNSTAR wierzymy, że stan zdrowia jamy ustnej ma głęboki związek ze zdrowiem całego organizmu. Jesteśmy pionierem tej idei i nadal ją promujemy we współpracy ze specjalistami w dziedzinie stomatologii i medycyny na całym świecie. Ostatnie badania wykazały prawdopodobne powiązania między zdrowiem jamy ustnej a poważnymi schorzeniami, takimi jak choroby serca, cukrzyca i powikłania w czasie ciąży. GUM® realizuje tę obietnicę poprzez podtrzymywanie świadomych, przyjemnych rytuałów pielęgnacji jamy ustnej dla prawdziwie holistycznego zdrowia.

Rytuały pielęgnacji jamy ustnej GUM celebrują codzienne zdrowie

Po drodze, wraz z naszą integracją z grupą SUNSTAR, przyjęliśmy holistyczne podejście do zdrowia jamy ustnej. Postrzegamy zdrowie jamy ustnej nie tylko jako cel sam w sobie, ale jako jeden z fundamentów zdrowego ciała. Badania SUNSTAR wykazały, że zdrowie jamy ustnej i ciała są ze sobą ściśle powiązane - tak jak nasza dieta może wpływać na zdrowie naszego serca, tak zdrowie jamy ustnej może wpływać na nasze zdrowie sercowo-naczyniowe i metaboliczne. Obecnie marka GUM jest zaangażowana w pomaganie ludziom na wszystkich etapach życia w poprawie ich holistycznego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Wprowadzenie	4-7
Historia i wizja SUNSTAR	4-5
Filozofia marki GUM	6-7

Zaawansowana pielęgnacja dziąseł	8
Seria GUM PAROEX®	9
Szczoteczki GUM TRAV-LER®	10
Szczoteczki GUM BI-DIRECTION	11
Szczoteczka do zębów GUM PRO	12
Nić GUM TWISTED FLOSS	13
Nić GUM BUTLERWEAVE®	13
Nić GUM ACCESS FLOSS	13
Nić GUM EXPANDING	13

Codzienna pielęgnacja	14
Pasta do zębów GUM ActiVital®	15
Płyn do płukania GUM ActiVital®	15
Szczoteczka GUM SONIC DAILY	16
Pasta do zębów GUM BIO	17
Płyn do płukania GUM BIO	17
Szczoteczka do zębów GUM Technique+	18
Szczoteczka do zębów GUM CLASSIC	19
Szczoteczka do zębów GUM Easy-Clean	20
Nić GUM FINE FLOSS	21
Nić GUM EASY FLOSS	21
GUM EASY-FLOSSERS	21
GUM SOFT-PICKS® ORIGINAL	22-23
GUM SOFT-PICKS® MINTY	22-23
GUM SOFT-PICKS® PRO	22-23

Pielęgnacja jamy ustnej w podróży	24
Podróżna szczoteczka do zębów GUM	25
Zestaw podróżny GUM	25

Przebarwienia	26
Pasta do zębów GUM Original White	27
Nić GUM Original White	27
Szczoteczka GUM Original White	27

Wrażliwe zęby	28
Pasta do zębów GUM SensiVital®+	29
Płyn do płukania GUM SensiVital®+	29
Szczoteczka GUM SONIC SENSITIVE	30
Szczoteczka GUM PRO SENSITIVE	31

Opieka ortodontyczna	32
Pasta do zębów GUM ORTHO	33
Płyn do płukania GUM ORTHO	33
Wosk GUM ORTHO	34
Nić GUM ORTHO FLOSS	35
Szczoteczka GUM ORTHO	34
Szczoteczka GUM TRAVEL ORTHO	35
Szczoteczka GUM SONIC ORTHO	35

NOWOŚĆ

Pielęgnacja jamy ustnej dzieci	36-37
Pasta do zębów GUM KIDS	38
Pasta do zębów GUM JUNIOR	38
Szczoteczka GUM BABY	39
Szczoteczka GUM KIDS	39
Szczoteczka GUM JUNIOR	40
Szczoteczka GUM LIGHT-UP	40
Płyn do płukania GUM JUNIOR	41
Tabletki GUM RED-COTE®	41

Suchość w jamie ustnej	42
Żel GUM HYDRAL® Gel	43
Spray GUM HYDRAL®	43
Pasta do zębów GUM HYDRAL®	43

Afty	44
Spray GUM AftaClear®	45
Żel GUM AftaClear®	45
Płyn do płukania GUM AftaClear®	45

Dodatkowe akcesoria	46
Szczoteczka do protez GUM	47
Szczoteczka pooperacyjna GUM	48
Szczoteczka GUM End-Tuft	48
Szczoteczka do języka GUM	49

Odnośniki	51
Tabele referencyjne produktów	52-55



Rodzina zaangażowana w promowanie holistycznej opieki zdrowotnej

Misja SUNSTAR polegająca na poprawie globalnego zdrowia i dobrostanu konsumentów jest zakorzeniona w historii rodziny Kaneda.

Wszystko zaczęło się, gdy Kunio Kaneda, założyciel firmy, przegrał walkę z cukrzycą. Po jego śmierci jego syn, Hiroo Kaneda, spełnił jego życzenie dotyczące poprawy świadomości społecznej i zapobiegania cukrzycy i jej powikłaniom.

Gdy kilka lat później sam zdiagnozował u siebie cukrzycę i chorobę przyzębia, Hiroo wyczuł, że obie choroby są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Dopiero gdy dr Matsumura, założyciel Osaka University School of Dentistry, zasugerował Hiroo to powiązanie, postanowił on zainicjować i wspierać badania nad związkiem między obiema chorobami.



Firma zakorzeniona w inżynierii, napędzana pomysłowością i oddana dobru konsumentów

Od ponad 90 lat SUNSTAR jest światowym pionierem w dziedzinie wellbeingu 360° i pomaga ludziom na całym świecie prowadzić lepsze życie.

Firma została założona w 1932 roku w Osace w Japonii przez Kunio Kaneda, a jej początki sięgają produkcji kleju rowerowego. Jednak pasja SUNSTAR do innowacji i inżynierii szybko popchnęła firmę na nowe terytoria.

W 1946 roku firma SUNSTAR weszła do branży higieny jamy ustnej z innowacyjną pastą do zębów w tubce, na rynku zdominowanym przez pasty w proszku. Pielęgnacja jamy ustnej szybko stała się podstawową działalnością firmy SUNSTAR, łącząc jej pasję do innowacji ze zdrowiem konsumentów.

Inicjatywy badawcze SUNSTAR mają na celu poszerzenie wiedzy firmy w różnych obszarach w celu opracowania innowacyjnych, opartych na dowodach rozwiązań, które mają duży wpływ na życie ludzi.

Stosując otwarte podejście do innowacji, SUNSTAR współpracował przy wspólnych projektach badawczych ze światowej sławy

instytucjami, w tym: SUNY Buffalo University, Acta, Joslin diabetes Centre, Shizuoka Cancer Centre, Complutense University of Madrid i Gothenburg University.



Naukowcy SUNSTAR są w czołówce innowacji, opracowując najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie biotechnologii, nanotechnologii, chemii polimerów i obróbki metali.



Sunstar Group Długoterminowa Wizja 2032

Sunstar to firma, która przyczynia się do poprawy oczekiwanej długości życia w zdrowiu i jakości życia (QOL), poczynając od dobrego zdrowia jamy ustnej po medycynę prewencyjną i holistyczne wellness. Ważne jest dla nas, abyśmy byli uznawani za najbardziej godną zaufania firmę na świecie, zapewniającą pełne wsparcie dla ludzi, aby żyli zdrowo i komfortowo we wszystkich środowiskach życia.

Będziemy przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych poprzez działalność ukierunkowaną na nasz Idealny Wizerunek w 2032 roku. Jednocześnie będziemy pracować nad inicjatywami środowiskowymi, zwiększaniem zadowolenia pracowników i ulepszaniem platformy zarządzania jako priorytetami wymaganymi przez społeczeństwo, a we współpracy z naszymi interesariuszami będziemy tworzyć nowe wartości dla dobrobytu ludzi i planety.



Zrównoważony rozwój

Grupa Sunstar obchodziła 90. rocznicę powstania w 2022 roku. Patrząc wstecz na naszą historię, była to ciągła seria wyzwań związanych z rozwojem naszej działalności z nowych perspektyw.

W związku z tym, że za 7 lat będziemy obchodzić 100. rocznicę powstania, będziemy dążyć do zarządzania opartego na ESG, aby wypełnić naszą społeczną odpowiedzialność korporacyjną, jaką jest stanie się firmą, która przyczynia się do szczęścia wszystkich ludzi związanych z Sunstar i naszej planety.

Podejmiemy wyzwanie nowych innowacji, aby rozwiązać problemy społeczne, integrując zalety zarówno naszej działalności konsumenckiej, jak i przemysłowej, jednocześnie przekazując DNA Sunstar następnemu pokoleniu.

Sunstar zmniejszył globalną emisję CO² o 22%, zwiększył o 53% udział papieru FSC wykorzystywanego we wszystkich opakowaniach i podniósł do 73% wskaźnik materiałów nadających się do recyklingu, wykorzystywanych m.in. w opakowaniach i pojemnikach.

Odwiedź: <https://www.sunstar.com/sustainability/>





Nasz świat

GUM służy ludziom, którzy chcą wyjątkowo dobrze dbać o swoje zęby i dziąsła. Dla ludzi z różnych środowisk, którzy są **DUMNI, że dbają** o swoje zdrowie.

Troszczymy się **holistycznie**

Jesteśmy pasjonatami zdrowia jamy ustnej, ponieważ wiemy, że jest to brama do zdrowia naszego ciała. Zdrowie jamy ustnej i ciała są ze sobą powiązane w nieoczekiwany sposób - podobnie jak zła dieta może wpływać na sen i nastrój, zdrowie jamy ustnej może mieć wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a także na zdrowie metaboliczne. Holistyczna pielęgnacja jamy ustnej jest ważnym fundamentem zdrowego ciała i zobowiązujemy się dostarczać ją z największą dbałością o szczegóły każdego dnia.

Wierzymy w **RYTUAŁY**

Podobnie jak Ty wierzymy, że codzienne drobne działania mogą przynieść duże zmiany w życiu. Nasze rytuały właśnie to robią. Nasze rytuały, będące naturalnym rozszerzeniem każdej rutyny pielęgnacyjnej, składają się z prostych gestów, które pozwalają nam delikatnie i skutecznie oczyścić całą jamę ustną, w tym tam, gdzie szczoteczka do zębów nie może. Nasze rytuały pozostawiają uczucie zachwycającej świeżości i czystości oraz są dobre dla jamy ustnej i ciała.



Dbamy o rzeczy **MAŁE**, aby dbać o te **DUŻE**

Ponieważ postrzegamy nasze ciało jako jeden duży, wzajemnie połączony system, doskonale zdajemy sobie sprawę, że małe rzeczy mogą przynieść duże zmiany. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc każdemu w kompleksowej pielęgnacji dziąseł i zębów, w tym niewielkich przestrzeni między zębami lub wzdłuż linii dziąseł - tam, gdzie większość konwencjonalnych szczoteczek do zębów nie dociera. Wiemy, że utrzymanie tych przestrzeni w czystości jest niezbędne dla zdrowia dziąseł, a nawet całego organizmu. Ich dobry stan pomoże zapobiec efektowi motyla - łańcuchowi zdarzeń, które mogą wystawić na próbę zdrowie jamy ustnej i ciała.

Dbamy o szczegóły

Nasza ambicja - czyszczenie tam, gdzie nie dociera większość konwencjonalnych szczoteczek do zębów - wymaga dbałości o szczegóły i perfekcji. I mnóstwo pomysłowości - nasze szczoteczki do zębów, szczoteczki międzyzębowe, pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej są umiejętnie

zaprojektowane, aby dotrzeć do większej liczby obszarów jamy ustnej i zapewnić pełne czyszczenie jamy ustnej. Zostały stworzone, aby robić to z łatwością - wierzymy, że dokładność powinna być w zasięgu każdego.



Pragniemy **zachwycić**

Dobre rzeczy w życiu nie tylko przynoszą korzyści, ale także sprawiają przyjemność. Naszą misją jest wprowadzanie radości do pielęgnacji jamy ustnej i sprawianie, by każdy gest i każdy rytuał były przyjemnym, pozytywnym doświadczeniem.



Nasze rytuały pielęgnacji jamy ustnej celebują codzienne zdrowie. Oferują one pełniejszą samoopiekę niż samo szczotkowanie. Zbudowane wokół 3 prostych kroków, pozwalają delikatnie i skutecznie oczyścić całą jamę ustną, w tym małe przestrzenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł, które są źródłem wielu wyzwań związanych ze zdrowiem jamy ustnej.

1. Delikatnie i skutecznie czyść tam, gdzie sama szczoteczka nie jest w stanie, używając delikatnej szczoteczki międzyzębowej

Eliminuje drobne cząstki jedzenia i bakterii ukrywające się między zębami w celu uzyskania wyjątkowo dogłębnego oczyszczenia i zapewnienia uczucia świeżości i czystości w jamie ustnej przez cały dzień. Jest to bardzo łatwy i przyjemny krok, który jest niezbędny, aby zapobiec zapaleniu dziąseł i jego dalekosiężnym skutkom dla zdrowia jamy ustnej i ciała.

2. Szczotkuj by Twoje zęby pozostały czyste, zdrowe i ośniewające.

Eliminuje resztki jedzenia i płytki nazębną, aby nasze zęby były gładkie, a oddech świeży przez cały dzień. Używanie szczoteczki do zębów z miękkim, stożkowym włosiem do czyszczenia poniżej linii dziąseł, gdzie gromadzi się płytka nazębna. Do szczotkowania wykorzystaj jedną z naszych delikatnych past do zębów, które pomagają zwalczać płytkę nazębną i wzmacniają zęby i dziąsła.

3. Płucz delikatnym płynem do płukania jamy ustnej który wzmacnia zęby i dziąsła, przedłużając efekty dobrego szczotkowania

Zakończ rytuał pielęgnacji jamy ustnej wzmacniającym działaniem płynu do płukania ust - dobre dla naszych zębów i dziąseł. Warto wybierać płyny do płukania jamy ustnej o działaniu przeciwnapłylnym i z fluorem, który wzmacnia nasze zęby. Wybierz delikatny i bezalkoholowy preparat, który nie zakłóci naszej naturalnej flory jamy ustnej. Płucz jamę ustną co najmniej raz dziennie po szczotkowaniu.

Rytuały te mogą być praktykowane jako część naszej samoopieki. Szeroka gama rozwiązań GUM, opracowanych we współpracy z ekspertami w dziedzinie higieny jamy ustnej, zaspokaja wszystkie potrzeby związane z pielęgnacją jamy ustnej. Odkryj nasze produkty i wybierz te, które są odpowiednie do stworzenia spersonalizowanych rytuałów pielęgnacji jamy ustnej.



ZAAWANSOWANA PIELEGNACJA DZIASEŁ

Choroby zapalne dziąseł, wynikają z nagromadzenia bakteryjnej płytki nazębnej, która gromadzi się i mineralizuje, przekształcając się w dłuższej perspektywie w kamień nazębny, atakujący zęby, przestrzenie międzyzębowe i dziąsła.

Istnieją 2 rodzaje chorób dziąseł. Gdy ogranicza się tylko do dziąseł, mówimy o zapaleniu dziąseł. Gdy dotyka całego przyzębia (zestawu tkanek otaczających i podtrzymujących ząb), nazywamy ją zapaleniem przyzębia, które może prowadzić do rozchwiania i utraty zębów, jeśli nie jest leczone.

Według danych WHO (Global Oral Health Data Bank, Genewa: WHO, 2002) 6 na 10 osób cierpi na jakąś formę chorób dziąseł.

Profilaktyka rozpoczyna się w domu poprzez utrzymanie podstawowej higieny jamy ustnej, takiej jak czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, szczotkowanie zębów, płukanie jamy ustnej. Gama produktów do zaawansowanej pielęgnacji dziąseł została opracowana specjalnie dla osób dotkniętych chorobami dziąseł lub wymagających większej kontroli nad zdrowiem dziąseł i pozwala dbać o zdrowie jamy ustnej w głębszy i bardziej ukierunkowany sposób.

Gdy sama profilaktyka domowa nie wystarcza, przeprowadza się skaling i profilaktykę stomatologiczną. Profesjonalna profilaktyka zalecana jest raz na 6 miesięcy.

GUM PAROEX - System zwalczający płytkę bakteryjną o podwójnym działaniu

Połączenie Diglukonianu Chlorheksydyny (CHX), profesjonalnego środka do kontroli płytki nazębnej i Chlorku Cetylopirydyniowego (CPC), ma długotrwałą zdolność atakowania struktury istniejącej płytki nazębnej i zapobiegania rozwojowi bakterii i toksyn odpowiedzialnych za jej powstawanie



Codzienna profilaktyka: 0.06% CHX + 0,05% CPC Pasta do zębów i płyn do płukania

Idealny w fazie podtrzymującej po leczeniu periodontologicznym lub w celu przeciwdziałania wczesnym oznakom wrażliwych dziąseł. Zalecany również do kontroli płytki nazębnej w przypadku ortodoncji, implantów, protez lub innych protez.

- Pomaga zmniejszyć gromadzenie się płytki nazębnej
- Pomaga ukoić wrażliwe dziąsła
- Pomaga utrzymać tkanki dziąseł w zdrowym stanie
- Bezalkoholowa formuła o przyjemnym smaku
- Zawiera witaminę E, skuteczny przeciwutleniacz, który pomaga neutralizować wolne rodniki atakujące komórki tkanki dziąseł
- Pasty do zębów zawierają aloes, który pomaga odżywiać i łagodzić podrażnione tkanki jamy ustnej, oraz prowitaminę B5, środek tonizujący, który pomaga ożywić błonę śluzową
- Pasta do zębów GUM PAROEX 0,06% pomaga zapobiegać ubytkom i remineralizować szkliwo dzięki zawartości fluoru (1'450 ppm)

Intensywne Działanie: 0.12% CHX + 0,05% CPC Pasta do zębów i płyn do płukania

Idealny przed i po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej, ekstrakcji zębów i wszczepianiu implantów.

NO: 1702	GUM PAROEX Płyn do płukania jamy ustnej 0,06%	500 ml
NO: 1750	GUM PAROEX Pasta do zębów 0,06%	75 ml
NO: 1784	GUM PAROEX Płyn do płukania ust 0,12%	300 ml
NO: 1782	GUM PAROEX Płyn do płukania jamy ustnej 0,12% z pompką	5 l
NO: 1790	GUM PAROEX Pasta do zębów 0,12%	75 ml



Innowacyjne trójkątne włókna



Włosie pokryte CHX lub jonami srebra



Antypoślizgowa, elastyczna rączka



10 rozmiarów pasujących do wszystkich przestrzeni



Czyści do 40% więcej powierzchni zębów niż samo szczotkowanie



GUM TRAV-LER

- Szczoteczka międzyzębowa wielokrotnego użytku, która może być używana w dowolnym miejscu i czasie dzięki praktycznemu kompaktowemu formatowi
- Udowodniona skuteczność: usuwa do 25% więcej płytki nazębnej dzięki innowacyjnym trójkątnym włóknom (w porównaniu ze zwykłymi włóknami nylonowymi)
- Delikatnie i skutecznie usuwa resztki jedzenia i płytkę nazębną spomiędzy zębów w miejscach, w których szczoteczka nie jest w stanie tego zrobić
- Większy komfort i ochrona dziąseł dzięki zaokrąglonej końcówce i powlekanemu drutowi
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewnia maksymalny komfort i kontrolę, a zginana szyjka ułatwia dotarcie do tylnych zębów
- Włosie pokryte jest chlorheksydyną (dla ISO 0 do ISO 6) i jonami srebra i cynku (dla ISO 7)
- Dostępne w 10 różnych rozmiarach, aby dopasować się do wszystkich rodzajów przestrzeni międzyzębowych

NO: 1312		GUM TRAV-LER Walec	0,6 mm/ISO rozmiar 0	6 szt./36 szt.
NO: 1314		GUM TRAV-LER Walec	0,8 mm/ISO rozmiar 1	6 szt./36 szt.
NO: 1412		GUM TRAV-LER Walec	0,9 mm/ISO rozmiar 2	6 szt./36 szt.
NO: 1414		GUM TRAV-LER Stożek	1,1 mm/ISO rozmiar 3	6 szt./36 szt.
NO: 1512		GUM TRAV-LER Walec	1,2 mm/ISO rozmiar 3	6 szt./36 szt.
NO: 1514		GUM TRAV-LER Stożek	1,3 mm/ISO rozmiar 4	6 szt./36 szt.
NO: 1612		GUM TRAV-LER Walec	1,4 mm/ISO rozmiar 4	6 szt./36 szt.
NO: 1614		GUM TRAV-LER Stożek	1,6 mm/ISO rozmiar 5	6 szt./36 szt.
NO: 1618		GUM TRAV-LER Walec	2,0 mm/ISO rozmiar 6	6 szt./36 szt.
NO: 1619		GUM TRAV-LER Stożek	2,6 mm/ISO rozmiar 7	6 szt./36 szt.



Innowacyjne trójkątne włosie



Zginana główka dosięga do tylnych zębów



Włosie pokryte CHX



5 rozmiarów pasujących do wszystkich przestrzeni



GUM BI-DIRECTION

- Uniwersalna szczoteczka międzyzębowa wielokrotnego użytku zaprojektowana tak, aby łatwo i wygodnie docierać do wszystkich obszarów jamy ustnej: pozycja prosta dla zębów przednich i 90° dla zębów tylnych
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka z miękkim gumowym uchwytem zapewnia wygodę i kontrolę podczas użytkowania
- Udowodniona skuteczność: usuwa do 25% więcej płytki nazębnej dzięki innowacyjnej trójkątnej konstrukcji włosia (w porównaniu do zwykłego włosia nylonowego)
- Czyści do 40% więcej powierzchni zębów niż samo szczotkowanie
- Włosie pokryte chlorheksydyną
- Większy komfort i ochrona dziąseł dzięki zaokrąglonej końcówce i powlekanemu drutowi
- Dostępne w 5 rozmiarach pasujących do różnych przestrzeni międzyzębowych


NO: 2014	● GUM BI-DIRECTION (Walec)
NO: 2114	● GUM BI-DIRECTION (Walec)
NO: 2314	● GUM BI-DIRECTION (Stożek)
NO: 2614	● GUM BI-DIRECTION (Stożek)
NO: 2714	● GUM BI-DIRECTION (Stożek)

0.6 mm/ISO rozmiar 0
0.7 mm/ISO rozmiar 1
0.9 mm/ISO rozmiar 2
1.2 mm/ISO rozmiar 3
1.4 mm/ISO rozmiar 4


6/36 szt.
6/36 szt.
6/36 szt.
6/36 szt.
6/36 szt.



Intuicyjny uchwyt pod kątem 45°



Cienkie włosie



Sięga głębiej pod linię dziąseł



Dociera głębiej między zęby



Szczoteczka do zębów GUM PRO

- Dogłębne czyszczenie zębów i dziąseł dla doskonałej codziennej pielęgnacji¹
- Ultracienkie włosie końcówki dociera 7 razy głębiej pod linię dziąseł*
- Konfiguracja dwupoziomowego włosia zaprojektowana tak, aby fachowo dotrzeć poniżej linii dziąseł i wokół zębów.
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt, naturalnie ustawiający dłoń pod kątem 45° dla optymalnych rezultatów szczotkowania
- Dostępne z miękkim i średnim włosiem
- Nakładka ochronna zapewniająca optymalną higienę w podróży
- Dostępne w 4 kolorach

NO: 525	GUM PRO	Compact
NO: 528	GUM PRO	Compact

Soft
Medium



GUM TWISTED FLOSS

- Głębsze usuwanie płytki nazębnej
- Unikalny orzeźwiający smak miętowej zielonej herbaty sprawia, że czyszczenie nicią dentystyczną jest przyjemne i pomaga wyrobić dobre nawyki
- Dwa skręcone włókna zapewniają o 30% większą powierzchnię nici dentystycznej
- Woskowana
- Świeży smak mięty i zielonej herbaty



GUM ACCESS FLOSS

- Nici posiada puszystą, gąbczastą część zaprojektowaną specjalnie w celu ułatwienia skutecznego czyszczenia wokół implantów, pod mostami i między bardzo szerokimi przestrzeniami międzyzębowymi
- Szywe przewlecжки po obu stronach części czyszczącej ułatwia przeprowadzenie nici przez przestrzeń
- Pojemnik z kółkiem do nawijania zapobiegającym marnowaniu nici



GUM BUTLERWEAVE®

- Opatentowana "tkana" konstrukcja: rozprzestrzania się na powierzchni zębów, aby skutecznie czyścić i usuwać płytkę nazębną
- Szeroki, płaski profil: łatwo przechodzi przez punkty stykowe
- Pojemnik z kółkiem do nawijania zapobiegającym marnowaniu nici dentystycznej
- Dostępne w wersji miętowej i niemiętowej



Przed



Po

GUM EXPANDING FLOSS

- Cienka i łatwa do wprowadzenia nawet w najciaśniejsze przestrzenie
- Pęcznieje podczas użytkowania, umożliwiając dopasowanie nici do różnych rozmiarów przestrzeni międzyzębowych, zapewniając lepszy kontakt z powierzchnią
- Delikatna dla tkanki dziąseł, idealna dla wrażliwych zębów i dziąseł

NO: 3500	GUM Twisted floss - Woskowana, Miętowa zielona herbata	30 m
NO: 1155	GUM Butlerweave - Woskowana	55 m
NO: 1855	GUM Butlerweave - Woskowana, miętowa	55 m
NO: 3200	GUM Access Floss - Niewoskowana	50 szt
NO: 2030	GUM Expanding Floss - Woskowana	30 m



CODZIENNA PIELEGNACJA

Nasza jama ustna zawiera miliony bakterii. Brak regularnej i odpowiedniej higieny jamy ustnej powoduje odkładanie się płytki nazębnej, która w dłuższej perspektywie i poprzez proces powstawania kamienia nazębnego, prowadzi do stanu zapalnego dziąseł.

Wskazówki dotyczące pełnej higieny jamy ustnej:

- Przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne dla szczoteczki do zębów, są miejscem, w którym gromadzi się płytka nazębna. **Nici dentystyczne lub szczoteczki międzyzębowe** pozwalają skutecznie wyeliminować płytkę nazębną.
- Zaleca się **szczotkowanie zębów** przez 2-3 minuty po każdym posiłku lub co najmniej dwa razy dziennie, aby mechanicznie usunąć płytkę nazębną i cząsteczki jedzenia.
- **Pasta do zębów z fluorem** pomaga remineralizować szkliwo, wzmacniając zęby i eliminując szkodliwe bakterie dla zdrowej jamy ustnej.
- Ponadto stosowanie **płynu do płukania jamy ustnej o działaniu zwalczającym płytkę** po każdym szczotkowaniu pozwala dotrzeć do miejsc niedostępnych dla szczoteczki do zębów.

Q10




GUM ActiVital Pasta do zębów

- Wielofunkcyjny produkt zaprojektowany w celu promowania zdrowia zębów i dziąseł przez całe życie
- Zawiera koenzym Q10 i wyciąg z granatu, dobrze znane przeciwutleniacze
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed powstawaniem płytki nazębnej i próchnicy dzięki:
 - Innowacyjnemu systemowi przeciwplakowemu PlakClear™, który pochłania bakterie z płytki nazębnej
 - Połączeniu fluorku (1'450 ppm) i izomaltu które pomagają remineralizować szkliwo i chronić przed ubytkami
- Wzmacnia dziąsła i zęby dzięki zawartości imbiru i bisabololu (wyciąg z rumianku)
- Delikatna formuła
- Świeży smak mięty pieprzowej

GUM ActiVital Płyn do płukania jamy ustnej

- Wielofunkcyjny produkt zaprojektowany w celu promowania zdrowia zębów i dziąseł przez całe życie
- Zawiera koenzym Q10 i wyciąg z granatu, dobrze znane przeciwutleniacze
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed powstawaniem płytki nazębnej i próchnicy dzięki:
 - Systemu przeciwplakowemu LAE (Ethyl Lauroyl Arginate), który tworzy warstwę ochronną zapobiegającą ponownemu przyleganiu mikroorganizmów do powierzchni zębów
 - Połączeniu fluorku (248 ppm) i izomaltu które pomagają remineralizować szkliwo i chronić przed ubytkami
- Wzmacnia dziąsła i zęby dzięki zawartości imbiru i bisabololu (wyciąg z rumianku)
- Delikatna formuła
- Bezalkoholowy
- Świeży smak mięty pieprzowej



Soniczne wibracje pomagają usunąć płytkę nazębną



Wymienne główki



W zestawie 3 kolorowe pierścienie



Zdobywca 4 nagród konsumenckich*



GUM SONIC DAILY Szczoteczka do zębów na baterie

- Zapewnia wyjątkowo dogłębne, delikatne czyszczenie
- Miękkie, dwupoziomowe, stożkowe włosie zapewnia o 50% większą skuteczność czyszczenia pomiędzy zębami i usuwa 47 razy więcej płytki nazębnej pod linią dziąseł⁴
- Zdobywca 4 nagród konsumenckich we Francji, Włoszech, Polsce i Hiszpanii
- Smukła, kompaktowa i bez kabla
- Do 3 miesięcy użytkowania na 1 baterii AAA**
- Szczoteczka do zębów dostępna w 2 kolorach: białym i czarnym
- W zestawie nasadka na szczoteczkę i 3 kolorowe pierścienie do personalizacji szczoteczki
- Wymienna główka zmniejsza ilość odpadów plastikowych
- Kompatybilna z główkami GUM SONIC SENSITIVE i GUM SONIC ORTHO

NO: 4100 GUM SONIC DAILY Szczoteczka do zębów
NO: 4110 Główki GUM SONIC DAILY (2 szt.)

Kompaktowa
Kompaktowa

Miękka
Soft

[*] Nagrody konsumenckie zdobyte we Francji (Les Victoires de la Beauté 2018-2019), Włoszech (Prodotto dell'anno 2019), Polsce (Influencer's Top 2019) i Hiszpanii (Producto del Año 2020)

[**] w oparciu o 2-minutową sesję szczotkowania dwa razy dziennie



Pasta do zębów GUM BIO

- Certyfikat COSMOS ORGANIC wydany przez ECOCERT i COSMEBIO: 99% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego, a 22% pochodzi z upraw ekologicznych
- Fluorek (1'450 ppm) chroni i wzmacnia zęby oraz umożliwia skuteczne zapobieganie próchnicy i remineralizację szkliwa
- Delikatna formuła bez barwników, parabenów, dwutlenku tytanu, SLS, alkoholu, silikonów
- Z aloesem znanym ze swoich właściwości kojących
- Chroni i wzmacnia dziąsła*
- Certyfikat wegański

Płyn do płukania jamy ustnej GUM BIO

- Certyfikat COSMOS ORGANIC wydany przez ECOCERT i COSMEBIO: 99% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego, a 12% pochodzi z upraw ekologicznych
- Fluorek (250 ppm) chroni i wzmacnia zęby oraz umożliwia skuteczne zapobieganie próchnicy i remineralizację szkliwa
- Zapobiega osadzaniu się płytki nazębnej oraz chroni i wzmacnia dziąsła w połączeniu z pastą do zębów GUM BIO
- Delikatna formuła bez barwników, parabenów, dwutlenku tytanu, SLS, alkoholu, silikonów
- Z aloesem i rumiankiem znanymi ze swoich właściwości kojących
- Odświeża oddech dzięki atrakcyjnemu i świeżemu miętowemu smakowi*
- Certyfikat wegański

NO: 7020

GUM BIO Pasta do zębów

75 ml

NO: 7031

GUM BIO Płyn do płukania jamy ustnej

500ml



Dłuższe włosie na końcówce

Włosie w kształcie kopuły



Ergonomiczna rączka z intuicyjnym chwytem



GUM Technique+ Szczoteczka do zębów

- Dla optymalnej codziennej pielęgnacji zębów i dziąseł
- Włosie w kształcie kopuły skutecznie czyści przestrzenie międzyzębowe i pod linią dziąseł^{2,3}
- Uniesiona końcówka ułatwiająca dostęp do tylnych zębów
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy, naturalnie ustawiający dłoń pod kątem 45° dla optymalnych rezultatów szczotkowania
- Nasadka ochronna zapewniająca czystość szczoteczki w podróży
- Dostępne w 4 kolorach (żółtym, różowym, zielonym i niebieskim)

NO: 490
NO: 491
NO: 492
NR: 493

GUM Technique+
GUM Technique+
GUM Technique+
GUM Technique+

Regular
Compact
Regular
Compact

Miękka
Miękka
Średnia
Średnia

It's a feel-good thing

NOWOŚĆ



Włosie Dome-Trim



Rączka z materiału
pochodzenia
biologicznego



Szczoteczka do zębów GUM CLASSIC

- Do codziennej pielęgnacji zębów i dziąseł. Unikatowe połączenie skuteczności i zrównoważonego rozwoju (produkt i opakowanie)
- Włosie Dome-Trim® skutecznie czyści miejsca styku dziąseł i zębów, w których gromadzi się płytką nazębną^{2, 3}
- Materiał rączki pochodzenia biologicznego - 100% biopochodne tworzywo sztuczne z certyfikatem ISCC (bilans masowy)
- Ulepszona podkładka pod kciuk z antypoślizgowym uchwytem dla kontrolowanego szczotkowania
- Opakowanie niezawierające plastiku z celulozowym przezroczystym okienkiem. Opakowanie nadające się do recyklingu
- Zaprojektowana i wyprodukowana w Niemczech

NO: 409
NO: 411

GUM CLASSIC
GUM CLASSIC

Compact
Regular

Miękka
Miękka



Szczoteczka do zębów GUM EASY-CLEAN

- Wielopoziomowe włosie o średniej twardości zapewnia dokładne czyszczenie
- Końcówka z wydłużonym włosiem do czyszczenia trudno dostępnych tylnych zębów
- Kompaktowa główka dla łatwiejszego manewrowania podczas szczotkowania.
- Z czyścikiem do języka dla świeżego oddechu
- Ergonomiczna rączka



GUM FINE FLOSS

- Odporna na strzępienie i cienka nić dentystyczna, idealna do czyszczenia wąskich przestrzeni międzyzębowych i poniżej linii dziąseł
- Specjalne włókna skręcone w literę "S" zapewniają trwałość i duże pokrycie zębów w celu skutecznego usuwania płytki nazębnej
- Pojemnik z kółkiem do nawijania zapobiega marnowaniu nici dentystycznej

GUM EASY FLOSS

- Odporna na strzępienie nić monofilamentowa
- Czyści przestrzenie międzyzębowe i poniżej linii dziąseł
- Wykonana ze specjalnego materiału (PTFE), który ułatwia wślizgiwanie się nawet w najciaśniejsze miejsca
- Miękka i delikatna dla dziąseł



GUM EASY-FLOSSERS

- Nowa konstrukcja z -20% plastiku!
- Błyskawicznie usuwa resztki jedzenia i płytkę nazębną spomiędzy zębów
- Ergonomiczny uchwyt
- Woskowana i wyjątkowo wytrzymała nić dentystyczna z powłoką z fluorem i witaminą E
- Orzeźwiający miętowy smak
- Praktyczne etui podróżne



NO: 1555
NR: 890
NR: 2000

GUM Fine Floss
GUM EASY-FLOSSERS
GUM Easy Floss


55 m
30 szt
30 m

SERIA GUM SOFT-PICKS



Preferowane przez pacjentów

Pacjenci preferują miękkie gumowe czyściki, ponieważ są one łatwiejsze i wygodniejsze w użyciu oraz powodują mniejszy dyskomfort (Hennequin-... Hoenderdos, 2018)



Sprawdzona skuteczność

Zaprojektowane, aby stymulować przepływ krwi w dziąstach i usuwać płytkę nazębną (Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015)



GUM SOFT-PICKS ORIGINAL

Delikatne gumowe czyściki do przestrzeni międzyzębowych

- Delikatny czyścik do przestrzeni międzyzębowych z miękkim gumowym włosiem o niewielkim i nieinwazyjnym kształcie. Łatwe do użycia nie tylko w łazience
- Idealne po każdym posiłku - pozostawia uczucie pewności i czystości
- Tak delikatny, że masuje dziąsła
- Opakowanie wykonane w 80% z przetworzonego kartonu i PET



NO 632	SOFT-PICKS Original Medium	50 szt.
NO 634	SOFT-PICKS Original Large	50 szt.
NO 636	SOFT-PICKS Original X-Large	40 szt.



Codzienna pielęgnacja międzyzębowa

Implanty, mosty lub korony



Ortodoncja



TWÓJ PARTNER W KOMPLEKSOWEJ PIELĘGNACJI: POMAGA CZYŚCIĆ TAM, GDZIE SAMA SZCZOTECZKA NIE JEST W STANIE, MIĘDZY ZĘBAMI GDZIE PŁYTKA NAZĘBNA I JEDZENIE MAJĄ TENDENCJĘ DO GROMADZENIA SIĘ.



Delikatne dla dziąseł

Nasze miękkie gumowe czyściki masują dziąsła i czyszczą przestrzenie międzyzębowe nie powodując podrażnień. Nie zawierają lateksu i są bezpieczne nawet dla wrażliwych pacjentów



Zwiększają motywację

Mniej wymagające metody czyszczenia przestrzeni międzyzębowych zwiększają motywację pacjentów i przestrzeganie zaleceń (Needleman, 2005; Wilder, 2016)



GUM SOFT-PICKS PRO

Międzyzębówka nowej generacji inspirowana szczoteczką międzyzębową:

- Niezwykle miękkie i wyjątkowo łatwe w użyciu
- +50% efektywności*: główka została zaprojektowana od nowa i ma teraz 152 delikatne włókna zapewniające doskonałe czyszczenie.
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający dostęp do tylnych zębów
- Dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L



*W porównaniu do GUM SOFT-PICKS ADVANCED

NO 689	SOFT-PICKS PRO Small	30 szt.
NO 690	SOFT-PICKS PRO Medium	30 szt.
NO 691	SOFT-PICKS PRO Large	30 szt.

GUM SOFT-PICKS MINTY

Wypełniona smakiem gumowa końcówka, która zachwyca eksplozją miętowego aromatu przed szczotkowaniem lub w podróży

- Miękkie i elastyczne gumowe włosie o przyjemnym zapachu świeżej mięty wygodnie przesuwają się między zębami, usuwając płytkę nazębną i resztki jedzenia
- Komfort i kontrola: Szerszy, zginany uchwyt ułatwiający chwyt i manewrowanie we wszystkich obszarach jamy ustnej
- Idealny po każdym posiłku, pozostawia uczucie pewności siebie, świeżości i czystości
- Tak delikatna, że masuje dziąsła. Bez lateksu, bez drewna, bez metalu



NO 669	SOFT-PICKS MINTY Small	40 szt
NO 670	SOFT-PICKS MINTY Medium	40 szt
NO 671	SOFT-PICKS MINTY Large	40 szt



PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ W PODRÓŻY



Składana do wygodnego rozmiaru podróznego



Wbudowany czyścik do języka



Wygodne etui w zestawie



Idealny do użytku w podróży



GUM TRAVEL Szczoteczka do zębów

- Szczoteczka do zębów o regularnym rozmiarze łatwo składa się do kompaktowego, wygodnego w podróży rozmiaru
- Miękkie włosie zapewnia delikatne czyszczenie
- Z czyścikiem do języka na główce szczoteczki, który pomaga zapewnić świeży oddech
- Otwory wentylacyjne w uchwycie
- Dostępne w 4 kolorach (czerwonym, fioletowym, niebieskim i zielonym)

GUM ZESTAW PODRÓŻNY

- Wygodny zestaw zapewniający świeżość i czystość jamy ustnej w podróży. Zawiera następujące produkty:
- GUM TRAVEL manualna szczoteczka do zębów
- Nić GUM Original White 3,6 m
- Pasta do zębów GUM Original White w rozmiarze podróznym 12 ml
- GUM SOFT-PICKS ORIGINAL gumowe czyściki międzyzębowe 2 szt.



PRZEBARWIENIA

Utrata bieli lub pojawienie się przebarwień na powierzchni zębów często ma swoje źródło w naszych codziennych nawykach. Istnieją 2 rodzaje przebarwień:

Plamy zewnętrzne: zlokalizowane na powierzchni zęba, mogą być spowodowane kamieniem nazębnym, spożywaniem niektórych pokarmów i napojów (kawa, herbata, czerwone wino i napoje gazowane), ale także paleniem tytoniu. Plamy te są związane z kolorowymi cząsteczkami, które przyczepiają się do powierzchni szkliwa.

Plamy wewnętrzne: plamy te znajdują się pod powierzchnią zęba, w części zwanej zębiną. Mogą być spowodowane wiekiem, nadmiernym stosowaniem fluoru lub niektórych rodzajów leków. Leczenie przebarwień wewnętrznych jest wykonywane przez dentystę.



Pasta do zębów GUM Original White

Przywraca naturalną biel zębów, łagodna dla dziąseł

- Działanie fizyczne: delikatnie usuwa plamy powierzchniowe bez uszkodzania szkliwa dzięki wysokiej zawartości czyszczącej krzemionki
- Działanie chemiczne: Rozpuszcza plamy i zapobiega ich przyleganiu dzięki unikalnemu środkowi StainClear
- Mikropęcherzykowa piana powstająca podczas szczotkowania pozwala na kontakt dużej ilości środka Stain Clear z powierzchnią zębów, co usprawnia usuwanie przebarwień
- Połączenie fluoru (1'490 ppm) i izomaltu zapewnia wzmocnioną remineralizację szkliwa zębów
- Witamina E i prowitamina B5 pomagają odżywiać i rewitalizować tkanki dziąseł



GUM Original White szczoteczka do zębów

- Dla naturalnie białych zębów, każdego dnia
- Łosie o kwadratowej geometrii delikatnie i skutecznie usuwa plamy
- Elegancki wygląd. Rączka z podkładką pod kciuk dla dobrego chwytu
- Nakładka ochronna zapewniająca optymalną higienę w podróży
- Dostępne w 4 kolorach (biały, różowy, jasnoniebieski i ciemnoniebieski)
- Opakowanie wykonane w 80% z przetworzonego kartonu i PET



GUM Original White nić

- Zaprojektowana do usuwania przebarwień między zębami
- Usuwa przebarwienia między zębami w znacznie większym stopniu niż inne nici wybielające⁶
- Zapewnia skuteczną kontrolę płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych i poniżej linii dziąseł
- Z mikronizowaną krzemionką i fluorem

NO: 1745	GUM Original White Pasta do zębów	75 ml
NO: 561	GUM Original White Szczoteczka do zębów	Miękka
NO: 563	GUM Original White Szczoteczka do zębów	Średnia
NO: 2040	GUM Original White Nić	30 m



NADWRAŻLIWOŚĆ

Okolo 1/3 światowej populacji cierpi z powodu wrażliwych zębów. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, istnieje kilka kierunków działania.

Zapobieganie rozpoczyna się w domu poprzez utrzymanie podstawowej higieny jamy ustnej i stosowanie produktów przeciw nadwrażliwości zaprojektowanych specjalnie dla pacjentów cierpiących na wrażliwe zęby. Produkty GUM dla wrażliwych zębów pomagają uzyskać szybką i długotrwałą ulgę od wrażliwych zębów i dbać o zdrowie jamy ustnej poprzez: zapobieganie ubytkom i próchnicy korzeni oraz dalszym uszkodzeniom szkliwa, skuteczne radzenie sobie z płytką nazębną i zapewnienie dodatkowej delikatnej pielęgnacji wrażliwych zębów, tkanek jamy ustnej i flory jamy ustnej.

Gdy sama profilaktyka domowa nie jest wystarczająca, dentysta może nałożyć lakier lub powłokę na ząb, aby natychmiast zmniejszyć ból/wrażliwość poprzez zamknięcie kanalików zębinowych i/lub zapobiec bezpośredniej ekspozycji na bodźce powodujące ból.



GUM SensiVital+ Pasta do zębów

- Skuteczna formuła o podwójnym działaniu, która zapewnia szybką i długotrwałą ulgę dla wrażliwych zębów:
 - Chroni szkliwo i zębinę: zatykając (cząsteczkami hydroksyapatytu) i uszczelniając (polimerem) otwarte kanaliki zębinowe, zawierające wrażliwe zakończenia nerwowe,
 - Wzmacnia powierzchnię zęba (szkliwo i odsłoniętą zębinę) poprzez remineralizację szkliwa
 - Znieczula zakończenia nerwowe (dzięki azotanowi potasu)
- Chroni przed płytką nazębną dzięki systemowi przeciwpłytkowemu (CPC)
- Dbą o zdrowie jamy ustnej:
 - Zawiera fluor (1'450 ppm), izomalt i ekstrakty ze skórki pomarańczy, aby skutecznie zapobiegać ubytkom i próchnicy korzeni (częstemu następstwu cofania się dziąseł)
 - Wyjątkowo delikatna dla wrażliwych zębów i flory jamy ustnej
- Ponad 70% osób, które stosowały pastę do zębów i płyn do płukania jamy ustnej, zgłasza szybkie złagodzenie nadwrażliwości zębów i długotrwały efekt

NO: 6070

GUM SensiVital+ Pasta do zębów

75 ml



GUM SensiVital+ Płyn do płukania jamy ustnej

- Zapewnia skuteczne działanie, które zapewnia szybką i długotrwałą ulgę dla wrażliwych zębów:
 - Zapewnia długotrwałą ulgę dla wrażliwych zębów (dzięki azotanowi potasu)
 - Remineralizuje szkliwo za pomocą wapnia i kombinacji fluorku (250 ppm) + izomaltu
 - Chroni przed płytką nazębną dzięki skutecznemu systemowi przeciwpłytkowemu (CPC)
- Wyjątkowo delikatny dla wrażliwych zębów i flory jamy ustnej
- Ponad 70% osób, które stosowały pastę do zębów i płyn do płukania jamy ustnej, zgłasza szybkie złagodzenie nadwrażliwości zębów i długotrwały efekt



NR: 6081

GUM SensiVital+ Płyn do płukania jamy ustnej

300 ml

Wrażliwe zęby



Usuwa płytkę nazębną
o 88% głębiej



Wymienne główki



Kolorowe pierścienie w
zestawie



Lekka i przenośna



GUM SONIC SENSITIVE Szczoteczka do zębów na baterie

- Zapewnia wyjątkowo delikatne i głębokie czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł
- Ultra miękkie, dwupoziomowe włosie, usuwa płytkę nazębną o 88% głębiej w trudno dostępnych miejscach*
- Elegancka, kompaktowa i bez kabla - idealna do użytku w podróży
- Do 3 miesięcy użytkowania na 1 baterii AAA**
- W zestawie nasadka na szczoteczkę i 3 kolorowe pierścienie do personalizacji szczoteczki
- Wymienna główka zmniejsza ilość odpadów plastikowych
- Kompatybilna z końcówkami GUM SONIC DAILY i GUM SONIC ORTHO

NO: 4101

GUM SONIC SENSITIVE Szczoteczka

Compact

Ultra-miękka

NO: 4111

GUM SONIC SENSITIVE Końcówki (2 szt.)

Compact

Ultra-miękkie

[*] vs delikatna manualna szczoteczka do zębów z płaskim włosiem

[**] w oparciu o 2-minutową sesję szczotkowania dwa razy dziennie



Intuicyjny uchwyt pod kątem 45 stopni

Wyjątkowo miękkie włosie

Ultracienkie końcówki włosia

Dociera o 40% głębiej* pod linię dziąseł



Szczoteczka do zębów GUM PRO SENSITIVE

- Wyjątkowo delikatne i dogłębne oczyszczenie dla doskonałej* codziennej pielęgnacji wrażliwych zębów i dziąseł
- Ultracienkie, dwupoziomowe włosie dociera 40% głębiej* pod linię dziąseł
- Bardzo miękkie włosie i kompaktowa główka zapewniają łatwy dostęp do wszystkich obszarów jamy ustnej
- Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy, naturalnie ustawiający dłoń pod kątem 45° dla optymalnych rezultatów szczotkowania
- Nakładka ochronna zapewniająca optymalną higienę w podróży
- Dostępna w 4 kolorach

NO: 510 GUM PRO SENSITIVE Szczoteczka do zębów

Compact

Ultra-soft

*w porównaniu ze zwykłą, delikatną szczoteczką manualną



ORTODONCJA

Nastolatki i dorośli poddawani leczeniu ortodontycznemu są bardziej narażeni na takie problemy jamy ustnej, jak zwiększone odkładanie się płytki nazębnej, białe plamki, zapalenie dziąseł i owrzodzenia jamy ustnej.

Problemy tych można uniknąć poprzez profilaktykę, która rozpoczyna się w domu : szczotkowanie zębów, płukanie jamy ustnej i czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, stosowanie wosku w celu zapobiegania podrażnień. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego dentysta zwykle przeprowadza profesjonalną profilaktykę.

Nasza linia GUM ORTHO została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu czystości i zdrowia jamy ustnej podczas noszenia aparatu ortodontycznego, retainera lub aparatu nakładkowego. Asortyment obejmuje specjalnie dostosowane rozwiązania do szczotkowania i nitkowania zębów, a także wosk ochronny zapobiegający podrażnieniom spowodowanym zamkami i drutami.



GUM ORTHO Pasta do zębów

- Łagodzi podrażnione dziąsła i remineralizuje szkliwo
- Specjalnie opracowana, aby lepiej zapobiegać próchnicy zębów i chronić dziąsła
- Zawiera fluorek sodu + izomalt dla silnej remineralizacji szkliwa, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania powstawaniu białych plam
- Zmniejsza odkładanie się płytki nazębnej dzięki chlorkowi cetylopirydyniowemu
- Z aloesem, ekstraktem z imbiru i witaminą E
- Aromat mięty zapewnia świeży smak
- Żelowa konsystencja ułatwia rozprowadzanie pasty wokół elementów aparatu
- Zawiera 0,33% fluorku sodu (1490 ppm jonów fluorkowych)

NO: 3080

GUM ORTHO Pasta do zębów

75 ml



GUM ORTHO Płyn do płukania jamy ustnej

- Łagodzi podrażnione dziąsła i remineralizuje szkliwo
- Wyższa zawartość fluorku (400 ppm) niż w zwykłych płynach do płukania jamy ustnej zapewnia doskonałe działanie remineralizujące
- Działanie przeciwpłytkowe dzięki zawartości 0,05% chlorku cetylopirydyniowego
- Z aloesem, ekstraktem z imbiru i witaminą E
- Delikatny miętowy smak zapewnia przyjemną świeżość
- Delikatna formuła bez alkoholu, który może wysuszać błonę śluzową jamy ustnej



NO: 3090

GUM ORTHO Płyn do płukania ust

300 ml



**Wycięta
w kształt
liter V**

GUM ORTHO Wosk

- Chroni przed zmianami i łagodzi podrażnienia policzków i dziąseł spowodowane ostrymi drutami i zamkami
- Wstępnie przycięte kawałki dla bardziej higienicznego i wygodnego nakładania przezroczystego wosku na aparat

NR: 723
NR: 724

GUM ORTHO Wosk - Bezsmakowy
GUM ORTHO Wosk - Miętowy



GUM ORTHO Nić

- Nić posiada puszystą, gąbczastą część zaprojektowaną specjalnie w celu skutecznego czyszczenia pomiędzy zębami oraz wokół elementów aparatu ortodontycznego
- Szywne przewlecжки po obu stronach części czyszczącej ułatwia przeprowadzenie nici przez przestrzeń
- Pojemnik z kółkiem do nawijania zapobiegającym marnowaniu nici



GUM ORTHO Szczoteczka do zębów

- Zaprojektowana do czyszczenia wokół aparatów ortodontycznych - włosie wycięte w literę "V"
- Miękkie włosie zapewnia delikatne czyszczenie
- Ergonomiczna rączka z antypoślizgowym uchwytem zapewnia wygodę i kontrolę podczas szczotkowania
- Nakładka ochronna zapewniająca optymalną higienę w podróży
- Dostępne w 4 kolorach (fioletowym, niebieskim, czerwonym i zielonym)



**Wycięta
w kształt
liter V**

NOWOŚĆ




GUM ORTHO Szczoteczka podróżna

- Zaprojektowana, aby utrzymać aparaty ortodontyczne i jamę ustną w czystości i świeżości podczas podróży
- Szczoteczkę do zębów o regularnych rozmiarach można łatwo złożyć do kompaktowego rozmiaru podróznego
- Miękkie włosie w kształcie litery V dopasowane do drutu i zamków
- Dostępne w 4 kolorach (fioletowym, czerwonym, zielonym i niebieskim)



**Wycięta
w kształt
liter U**



**Wymienna
główka**

GUM SONIC ORTHO Szczoteczka bateryjna

- Specjalnie zaprojektowana dla osób noszących aparaty ortodontyczne
- 45% lepsze czyszczenie* dzięki delikatnym wibracjom sonicznym i unikalnej konstrukcji główek
- Ultracienkie, dłuższe włosie skutecznie czyści trudno dostępne przestrzenie. Zaokrąglone, krótsze włosie umożliwia skuteczne czyszczenie powierzchni zębów i okolic zamków
- Elegancka, kompaktowa i bez kabla - idealna do użytku w podróży
- Do 3 miesięcy użytkowania na 1 baterii AAA**
- Nasadka na szczoteczkę w zestawie
- Wymienna główka zmniejsza ilość odpadów plastikowych
- Kompatybilna z końcówkami GUM SONIC DAILY i GUM SONIC SENSITIVE

NO: 125

GUM ORTHO Szczoteczka podróżna

Compact

Miękka

NO: 4102

GUM SONIC ORTHO Szczoteczka

Compact

Miękka

NO: 4112

GUM SONIC ORTHO końcówki

Compact

Miękka

*testowana in-vitro w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów ortho ** przy szczotkowaniu 2x dziennie, przy użyciu dołączonej baterii



PRODUKTY DLA DZIECI

Szkliwo stanowi naturalną ochronę zębów. Jednak szkliwo zębów mlecznych dzieci jest cienkie i bardziej podatne na próchnicę.

W połączeniu ze złymi nawykami żywieniowymi dzieci (częstsze spożywanie słodkich pokarmów) i komplikacjami wynikającymi ze stłoczenia zębów z powodu wyrzynania się zębów stałych, podczas gdy zęby mleczne są nadal obecne, dzieci mogą cierpieć z powodu próchnicy w wielu miejscach.



Rozwiązanie problemu próchnicy zębów u dzieci:

- **Pierwsza linia działania:** Zapobieganie rozpoczyna się w domu od usuwania płytki nazębnej poprzez regularne (dwa razy dziennie) utrzymywanie podstawowej higieny jamy ustnej. Rodzice zwykle muszą dyscyplinować dzieci w zakresie znaczenia regularnej higieny jamy ustnej, takiej jak szczotkowanie zębów i płukanie jamy ustnej.
- **Druga linia działania:** Gdy sama profilaktyka domowa nie wystarcza, dentysta może usunąć próchnicę za pomocą wiertła w klinice i umieścić uzupełnienie, aby wypełnić ubytek. W niektórych przypadkach dzieci mogą cierpieć z powodu rozległej próchnicy zębów, gdzie może być wymagane bardziej rozległe leczenie.



GUM KIDS Pasta do zębów (3+)

- Dostosowana do specyficznych wymagań zębów mlecznych
- Połączenie fluorku i izomaltu zapewnia dwukrotnie większą remineralizację niż sam fluorek
- Zmniejszone stężenie fluorku (1000 ppm) specjalnie dla dzieci poniżej 6 roku życia
- Bardzo delikatna formuła dla najlepszej ochrony i pielęgnacji zębów mlecznych - warunek zdrowych zębów stałych
- **98% składników pochodzenia naturalnego**
- Smak truskawkowy
- Tekstura żelu



NO: 3000

GUM KIDS Pasta do zębów (3+)

50ml

GUM JUNIOR Pasta do zębów (6+)

- Dostosowana do specyficznych wymagań nowych zębów stałych
- Połączenie fluorku i izomaltu zwiększa remineralizację szkliwa, wzmacniając zęby stałe
- Zwiększony poziom fluorku (1'450 ppm) dla zaawansowanej ochrony przed próchnicą
- Bardzo delikatna formuła eliminująca ryzyko uszkodzenia wciąż miękkiego szkliwa nowych zębów stałych
- **98% składników pochodzenia naturalnego**
- Smak truskawkowy
- Tekstura żelu



NO: 3004

GUM JUNIOR Pasta do zębów (6+)

50 ml



Bardzo mała główka i miękkie włosie



Dłuższy uchwyt dla rodziców



Miękkie włosie zapewnia delikatne czyszczenie



Wskaźnik ilości pasty do zębów




GUM KIDS Szczoteczka do zębów (2+)

- Główna szczoteczki dostosowana do wieku, pokryta miękką gumą chroniącą dziąsła podczas szczotkowania
- Miękkie włosie w kształcie kopuły zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie zębów mlecznych
- Antypoślizgowa rączka w rozmiarze odpowiednim dla małych rącek
- Kolorowe włosie wskazuje prawidłową ilość pasty do zębów
- Poręczna przyssawka na spodzie rączki sprawia, że szczoteczka stoi pionowo, utrzymując włosie w czystości
- Dostępna w 4 kolorach (niebieskim, różowym, fioletowym i zielonym)

GUM BABY Szczoteczka do zębów (0+)

- Pomaga wczesnie budować dobre nawyki higieny jamy ustnej
- Bardzo mała główka, która z łatwością mieści się w buzi dziecka
- Miękkie włosie zapewnia delikatne czyszczenie
- Dłuższa rączka pomaga rodzicom trzymać szczoteczkę
- Dostępne w 4 kolorach (żółtym, niebieskim, zielonym i różowym)




Konstrukcja wolnostojąca



Antypoślizgowy uchwyt



Świetlny timer



Miękkie włosie



GUM JUNIOR Szczoteczka do zębów (6+)

- Główka szczoteczki dostosowana do wieku, pokryta miękką gumą chroniącą dziąsła podczas szczotkowania
- Miękkie włosie w kształcie kopuły zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie zębów stałych
- Łatwa do trzymania rączka w rozmiarze odpowiednim dla starszych dzieci
- Poręczna przyssawka na spodzie rączki sprawia, że szczoteczka stoi pionowo, utrzymując włosie w czystości
- Nakładka ochronna zapewniająca optymalną higienę w podróży
- Dostępna w 4 kolorach (żółtym, różowym, niebieskim i zielonym)

NO: 902 GUM JUNIOR Szczoteczka do zębów(6+)



GUM LIGHT-UP (6+) Szczoteczka do zębów

- Światło timera miga przez 1 minutę - dzieci mogą po prostu szczotkować górne zęby, aż światło przestanie migać, a następnie powtórzyć czynność dla dolnych zębów
- Miękkie włosie w kształcie kopuły zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie zębów dziecka
- Łatwa do trzymania rączka, idealna dla dziecięcych rącek
- Wolnostojąca konstrukcja: poręczna przyssawka na spodzie rączki sprawia, że szczoteczka stoi pionowo, utrzymując włosie w czystości
- Dostępna w 4 kolorach (fioletowy, różowy, zielony i niebieski)

NO: 903

GUM LIGHT-UP Szczoteczka do zębów



GUM JUNIOR (6+) Płyn do płukania

- Dostosowana ilość fluoru (226 ppm) dla skutecznej ochrony przed próchnicą
- Połączenie fluoru i izomaltu zwiększa remineralizację szkliwa, wzmacniając nowe zęby stałe
- Zapobieganie odkładaniu się płytki nazębnej dzięki CPC
- Delikatna formuła z naturalnym ekstraktem z kwiatu rumianku i bez alkoholu
- 93% składników pochodzenia naturalnego
- Smak truskawkowy

NO: 3022 GUM JUNIOR Płyn do płukania (6+) 300 ml



GUM RED-COTE Tabletki

- Tabletki barwiące płytkę nazębną
- Uwidacznia szkodliwą płytkę bakteryjną na powierzchniach zębów i pokazuje obszary, w których konieczne jest częstsze szczotkowanie i nitkowanie
- Smak wiśniowy

NO: 824 Tabletki GUM RED-COTE (7+)



SUCHOŚĆ W JAMIE USTNEJ (KSEROSTOMIA)

Uważa się, że suchość w jamie ustnej, znana również jako kserostomia, dotyka około 1 na 4 osoby dorosłe i ponad połowę osób starszych i często jest pomijana. Wiele czynników (stres, nadużywanie kawy lub alkoholu), schorzenia (cukrzyca, choroby gruczołów ślinowych), terapie (chemioterapia, radioterapia) i niektóre powszechnie stosowane leki mogą zmniejszać przepływ śliny, powodując suchość w ustach, która może być niewygodna, irytująca i szkodliwa dla zdrowia jamy ustnej.

Silna suchość w jamie ustnej może prowadzić do innych problemów związanych z higieną jamy ustnej, takich jak zwiększona liczba ubytków i infekcji jamy ustnej (zapalenie dziąseł, nieświeży oddech itp.).

Seria GUM HYDRAL została specjalnie opracowana, aby zapewnić natychmiastową i długotrwałą ulgę w objawach suchości w ustach, jednocześnie chroniąc jamę ustną przed uszkodzeniami spowodowanymi suchością.



GUM HYDRAL Pasta do zębów

- Nawilża suche tkanki jamy ustnej
- Delikatna pasta do zębów do codziennej higieny delikatnej jamy ustnej i suchej błony śluzowej
- Zapobiega powstawaniu ubytków i wspomaga remineralizację szkliwa dzięki zawartości fluoru (1'450 ppm)
- Do stosowania do 3 razy dziennie lub po każdym posiłku

GUM HYDRAL Spray

- Nawilża i łagodzi suchość tkanek jamy ustnej
- Natychmiastowa i długotrwała ulga w suchości jamy ustnej
- Idealny do użytku w podróży dzięki wygodnemu, małemu opakowaniu
- Do stosowania do 10 razy dziennie



GUM HYDRAL Żel

- Nawilża i łagodzi suchość tkanek jamy ustnej
- Natychmiastowa i długotrwała ulga w suchości jamy ustnej
- Jego żelowa konsystencja zapewnia ulgę potrzebną do radzenia sobie z podrażniającą i potencjalnie szkodliwą suchością
- Do stosowania na dziąsła, język i błonę śluzową jamy ustnej, szczególnie przed pójściem spać i w nocy
- Do stosowania do 10 razy dziennie



NO: 6020
NO: 6000
NO: 6010

GUM HYDRAL Pasta do zębów
GUM HYDRAL Żel
GUM HYDRAL Spray

75 ml
50 ml
50 ml



AFTY

Afty to bolesne owrzodzenia, które pojawiają się na języku, dziąsłach, podniebieniu lub po wewnętrznej stronie warg lub policzków. Są one bardzo powszechne: szacuje się, że 20% populacji będzie cierpieć na afty w pewnym momencie swojego życia.

Afty usuwają wierzchnią warstwę błony śluzowej, przez co komórki nerwowe zostają odsłonięte.

Jedzenie, picie, powietrze i ślina mogą podrażniać te odsłonięte zakończenia nerwowe, powodując jeszcze większy ból i spowalniając gojenie się afty. Z tego powodu afty mogą wpływać na zdolność pacjenta do koncentracji, jedzenia, picia, a nawet normalnego mówienia. Bariera chroniąca odsłonięte zakończenia nerwowe może wspomóc gojenie i przynieść natychmiastową ulgę.

GUM AftaClear

- Zapewnia skuteczną ulgę od pierwszego zastosowania
- Zapewnia długotrwałą i natychmiastową ulgę w bólu
- Wspomaga szybkie gojenie
- Nie podrażnia i nie szczypie, nie piecze, nie powoduje drętwienia



GUM AftaClear Spray

- Idealny do miejscowego stosowania oraz do intensywnego leczenia i łagodzenia bólu aft, otarć od aparatu ortodontycznego, podrażnień od protez, drobnych oparzeń i innych niewielkich uszkodzeń w jamie ustnej.
- Idealny do stosowania w podróży i do trudno dostępnych miejsc, takich jak tylna część jamy ustnej.
- Łatwa w użyciu pompka gwarantuje ukierunkowaną aplikację przy zachowaniu maksymalnej higieny
- Nie zawiera alkoholu
- Odpowiedni dla dorosłych i dzieci (od 2 lat lub 10+ kg, pod nadzorem osoby dorosłej)

GUM AftaClear Żel

- Idealny do intensywnego leczenia i łagodzenia bólu aft, otarć od aparatu ortodontycznego, podrażnień od protez, drobnych oparzeń lub innych niewielkich uszkodzeń w jamie ustnej
- Nadaje się głównie do miejscowego stosowania na pojedyncze zmiany
- Łatwa aplikacja dzięki długiemu dozownikowi
- Nie zawiera alkoholu
- Odpowiedni dla dorosłych i dzieci (od 2 lat lub 10+ kg, pod nadzorem osoby dorosłej)



GUM AftaClear Płyn do płukania jamy ustnej

- Idealny do zapobiegania progresji i łagodzenia bólu aft lub innych zmian w jamie ustnej
- Łatwa aplikacja pomaga leczyć liczne, nawracające i trudno dostępne afte
- Wygodna miarka ułatwiająca aplikację
- Bez alkoholu
- Odpowiedni dla dorosłych i dzieci (od 6 lat, pod nadzorem osoby dorosłej)

NO: 2420
NO: 2400
NO: 2410

GUM AftaClear Spray
GUM AftaClear Gel
GUM AftaClear Płyn do płukania ust

15 ml
10 ml

120 ml



DODATKOWE AKCESORIA



Podwójna konstrukcja



Antypoślizgowy uchwyt



GUM Szczoteczka do protez

- Zaprojektowany do codziennej pielęgnacji protez ruchomych
- Podwójna konstrukcja: duża główka szczoteczki do skutecznego czyszczenia powierzchni protezy i mała stożkowa główka do trudno dostępnych miejsc
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia wygodę i kontrolę podczas użytkowania
- Dostępne w 2 kolorach



Antypoślizgowy uchwyt



Wyjątkowo miękkie włosie



Antypoślizgowy uchwyt



Mała stożkowa główka



GUM Szczoteczka pooperacyjna

- Zaprojektowana do wyjątkowo delikatnego szczotkowania po zabiegach stomatologicznych, takich jak chirurgia, ekstrakcje, implanty i przeszczepy
- Wyjątkowo miękkie włosie zapewnia delikatne czyszczenie
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia pewny chwyt
- Dostępne w 4 kolorach (niebieskim, pomarańczowym, różowym i czerwonym)




GUM End-Tuft Szczoteczka

- Mała stożkowa główka dociera do trudno dostępnych miejsc, zapewniając dokładne czyszczenie
- Idealna do implantów, ortodoncji i czyszczenia tylnych zębów
- Miękkie włosie zapewnia delikatne czyszczenie
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia pewny chwyt
- Dostępna w 4 kolorach (czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym)



Narzędzie 2 w 1



Antypoślizgowa rączka



Strona "szczotkowa"
usuwa płytkę
bakteryjną



Strona "skrobakowa"
ostrożnie usuwa
pozostałe bakterie

GUM Szczoteczka do języka

- Narzędzie 2 w 1 (szczoteczka i skrobak) dla czystszej jamy ustnej
- Usuwa płytkę bakteryjną powodującą nieświeży oddech
- Antypoślizgowa rączka zapewnia pewny chwyt i wygodę podczas użytkowania
- Używaj po szczotkowaniu, aby uzyskać czystsza jamę ustną i świeży oddech
- Dostępna w 2 kolorach

1. Yankell, S., Barnes, C., Shi X., Cwik, J. (2011). Laboratoryjna skuteczność trzech kompaktowych szczoteczek do zębów w redukcji sztucznej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach. American Journal of Dentistry, 24(4),195-199.
2. Mikrobiologiczne i kliniczne zmiany wynikające z używania szczoteczek do zębów Butler GUM. Reynolds, H. S., & , J. J. Zambon. J Dent Res, Vol. 76, pp. 1753-1753 (IADR Abstracts) 1997.
3. Szczoteczki do zębów Butler "GUM" - badanie mikrobiologiczne i kliniczne. Reynolds, H. S., Andreana, S., & , J. J. Zambon. J Dent Res, Vol. 77, pp. 287-287 (IADR Abstracts) 1998.
4. S. L. Yankell, X. Shi, C. M. Spirgel, (2017) Subgingival Access Efficacy of Four Toothbrush Products. Badanie in vitro.
5. 4-tygodniowe badanie skuteczności usuwania płytki nazębnej i redukcji zapalenia dziąseł przy użyciu 3 szczoteczek do zębów: Y Li, SS Lee i J Stephens - Loma Linda University, Loma Linda, CA - IADR, 2009 r
6. Raport wewnętrzny - Usuwanie plam przy użyciu nici dentystycznej Ora2 Stain Clear Floss: K Fujisawa, Badania i Rozwój Produktu, Sunstar Japonia - luty 2003 r

SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW

Codzienna pielęgnacja

	GUM SONIC DAILY	GUM SONIC SENSITIVE	GUM SONIC ORTHO	GUM PRO	GUMA PRO SENSITIVE	GUM Technique +	GUM Original White	GUM CLASSIC
Zdjęcie								
Typ	Bateryjna	Bateryjna	Bateryjna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna
Rozmiar główki	Compact	Compact	Compact	Compact i Regular	Compact	Compact i Regular	Compact	Compact i Regular
Rodzaj włosia	Stożkowe	Stożkowe	Stożkowe i zaokrąglone	Stożkowe	Stożkowe	Zaokrąglone	Kwadratowe	Zaokrąglone
Miękkość włosia	Miękkie	Bardzo miękkie	Miękkie	Miękkie i średnie	Bardzo miękkie	Miękkie i średnie	Miękkie i średnie	Miękkie
Typ włosia	Dwu-poziomowe	Dwu-poziomowe	U-trim	Dwu-poziomowe	Dwu-poziomowe	Kopuła	Wielo-poziomowe	Kopuła
Quad-Grip	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Nakładka ochronna	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie

Podróżne

	GUM Travel	GUM Travel ORTHO
Zdjęcie		
Typ	Manualna	Manualna
Rozmiar główki	Compact	Compact
Rodzaje włosia	Zaokrąglone	Zaokrąglone
Miękkość włosia	Miękkie	Miękkie
Typ włosia	Wielo-poziomowe	V-trim
Czyścik do języka	Tak	Tak

Dziecięce

	GUM BABY	GUM KIDS	GUM JUNIOR	GUM LIGHT-UP
Zdjęcie				
Typ	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna
Rozmiar główki	Bardzo mała	Mała	Mała	Mała
Rodzaj włosia	Zaokrąglone	Zaokrąglone	Zaokrąglone	Zaokrąglone
Miękkość włosia	Miękki	Miękki	Miękki	Miękki
Przysawka	Nie	Tak	Tak	Tak
Nakładka ochronna	Nie	Tak	Tak	Nie

Specjalne

	GUM ORTHO	GUM pooperacyjna	GUM End-Tuft	GUM Do języka	GUM Szczoteczka do protez
Zdjęcie					
Typ szczoteczki do zębów	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna
Rozmiar główki	Compact	Compact	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Rodzaj włosia	Zaokrąglone	Zaokrąglone	Zaokrąglone	Nie dot.	Zaokrąglone
Miękkość włosia	Miękkie	Extra Miękkie	Miękkie	Nie dot.	Nie dot.
Typ włosia	V-trim	Płaski	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Nakładka ochronna	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie

SYSTEMY MIĘDZYZĘBOWE

Czyściki

	GUM SOFT-PICKS ORIGINAL	GUM SOFT-PICKS MINTY	GUM SOFT-PICKS PRO
Zdjęcie			
Materiał końcówki	Miękkie gumowe włosie (TPE)		
Materiał uchwytu	Polipropylen (PP)		
Właściwości uchwytu	Prosty	Prosty z elastyczną szyjką dla dodatkowego komfortu i kontroli	Ergonomiczny zakrzywiony kształt dla łatwego dostępu do tylnych zębów
Smak	Nie	Orzeźwiająca mięta	Nie
Rozmiary	M (ISO 2-4) L (ISO 3-5) XL (ISO 4-6)	S (ISO 1-4) M (ISO 2-4) L (ISO 3-5)	S (ISO 1-4) M (ISO 2-4) L (ISO 3-5)

Szczoteczki

	GUM TRAV-LER	GUM BI-DIRECTION
Zdjęcie		
Rozmiar przestrzeni	ISO 0 / 0,6 mm ISO 1 / 0,8 mm ISO 2 / 0,9 mm ISO 3 / 1,1 mm ISO 3 / 1,2 mm ISO 4 / 1,3 mm ISO 4 / 1,4 mm ISO 5 / 1,6 mm ISO 6 / 2,0 mm ISO 7 / 2,6 mm	ISO 0 / 0,6 mm ISO 1 / 0,7 mm ISO 2 / 0,9 mm ISO 3 / 1,2 mm ISO 4 / 1,4 mm
Włosie	Trójkątny kształt (do +25% usuwania płytki nazębnej w porównaniu ze standardowym włosiem)	
Właściwości drutu	Zaokrąglona końcówka pokryta nylonem w celu ochrony dziąseł	
Ochrona włosów	Chlorheksydyna (z wyjątkiem TRAV-LER ISO 7, tam jony srebra i cynku)	
Ochronna nasadka	Tak	
Właściwości uchwytu	Prosty i giętki	Dwukierunkowy (2 pozycje: prosta i 90°)

NICI DENTYSTYCZNE

	Codzienne czyszczenie					Głębokie czyszczenie			Specjalne	
	GUM ButlerWeave®	GUM ButlerWeave® Miętowa	GUM FINE FLOSS	GUM Original White	GUM EASY- FLOSSERS	GUM EASY FLOSS	GUM EXPANDING FLOSS	GUM TWISTED FLOSS	GUM ACCESS	GUM ORTHO
Zdjęcie										
Właściwości nici	Płaska nić	Płaska nić	Bardzo cienka nić	Wybielająca nić	Niść z uchwytem	Śliska taśma	Pęczniąca	2 skręcone nici	Puchata nić z przewłóknem	
Materiał	Nylon				UHMWPE	PTFE	Nylon	UHMWPE	Nylon	Nylon
Długość	55m	55m	55m	30m	30 szt.	30m	30m	30m	50 odcinków	50 odcinków
Woskowana	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
Specjalny smak	Nie	Miętą	Nie	Nie	Miętą	Nie	Nie	Miętowa zielona herbata	Nie	Nie
Pojemnik	Tak, w tym kółko do nawijania, aby zapobiec marnowaniu nici dentystycznej			Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak, w tym kółko do nawijania, aby zapobiec marnowaniu nici dentystycznej	
Dodatkowa powłoka	Nie	Nie	Nie	Fluor	Fluor i witamina E	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Pasty do zębów

	PAROEX 0,12%	PAROEX 0,06%	ActiVital	Original White	SensiVital+	ORTHO	KIDS	JUNIOR	HYDRAL	BIO
Zdjęcie										
Wskazanie	Zaawansowana ochrona dziąseł	Zaawansowana ochrona dziąseł	Codzienna pielęgnacja	Przebarwienia	Wrażliwe zęby	Ortodoncja	Dla dzieci	Dla dzieci	Suchość w jamie ustnej	Organiczna pielęgnacja
Kluczowe korzyści	Profesjonalna kontrola płytki nazębnej dla optymalnego zdrowia dziąseł - Intensywne działanie	Profesjonalna kontrola płytki nazębnej dla optymalnego zdrowia dziąseł - Codzienna pielęgnacja	Zdrowe dziąsła i zęby każdego dnia	Dla naturalnie białych zębów	Szybko łagodzi nadwrażliwość zębów	Lepsza profilaktyka próchnicy i ochrona dziąseł	Pomaga zapobiegać ubytkom i wzmacnia szkliwo	Pomaga zapobiegać ubytkom i wzmacnia szkliwo	Byskawiczna i długotrwała ulga w suchości jamy ustnej	Organiczna pasta do zębów z certyfikatem COSMOS
Ilość fluorku	0 ppm	1450 ppm	1450 ppm	1490 ppm	1450 ppm	1490 ppm	1000 ppm	1450 ppm	1450 ppm	1450 ppm
Smak	Mentol + eukaliptus + anyż	Mentol + eukaliptus + anyż	Świeża mięta pieprzowa	Anyż, mięta pieprzowa, mięta zielona, eukaliptus	Świeża mięta pieprzowa	Mięta	Truskawka	Truskawka	Mięta i zioła	Świeża mięta
Wiek	Dorośli	Dorośli	Dorośli i dzieci 7+	Dorośli i dzieci 7+	Dorośli i dzieci 7+	Dorośli i dzieci 7+	3+	7+	Dorośli i dzieci w wieku 7+ (pod nadzorem osoby dorosłej)	Dorośli i dzieci 7+
Objętość	75 ml	75 ml	75 ml	75 ml	75 ml	75 ml	50 ml	50 ml	75 ml	75 ml

Spraye

	AftaClear	HYDRAL
Zdjęcie		
Wskazanie	Afty	Suchość w ustach
Kluczowe korzyści	Długotrwała i natychmiastowa ulga w bólu Szybkie gojenie Idealny w podróży	Natychmiastowa i długotrwała ulga w suchości jamy ustnej Idealny w podróży
Smak	Jabłko-gruszka	Mięta i zioła
Objętość	10 ml	50 ml

Płyny do płukania jamy ustnej

	PAROEX 0,12%	PAROEX 0,06%	ActiVital	SensiVital+	ORTHO	JUNIOR	AftaClear	BIO
Zdjęcie								
Wskazanie	Zaawansowana ochrona dziąseł	Zaawansowana ochrona dziąseł	Codzienna pielęgnacja	Wrażliwe zęby	Ortodoncja	Dla dzieci	Afty	Organiczna pielęgnacja
Kluczowe korzyści	Profesjonalna kontrola płytki nazębnej dla optymalnego zdrowia dziąseł - Intensywne działanie	Profesjonalna kontrola płytki nazębnej dla optymalnego zdrowia dziąseł - Codzienna pielęgnacja	Zdrowe dziąsła i zęby każdego dnia	Długotrwałe łagodzenie nadwrażliwości zębów	Łagodzi dziąsła i remineralizuje szkliwo	Zapobieganie próchnicy	Długotrwała i natychmiastowa ulga w bólu Szybkie leczenie	Organiczny płyn do płukania jamy ustnej z certyfikatem COSMOS
Ilość fluorku	0 ppm	0 ppm	248 ppm	250 ppm	400 ppm	226 ppm	0 ppm	250 ppm
Smak	Świeża mięta pieprzowa	Świeża mięta pieprzowa	Świeża mięta pieprzowa	Świeża mięta pieprzowa	Mięta	Truskawka	Jabłko-gruszka	Świeża mięta
Wiek	Dorośli	Dorośli	Dorośli i dzieci 10+	Dorośli i dzieci w wieku 6+ (chyba że dentysta zaleci inaczej)	Dorośli i dzieci 7+	6+	Dorośli i dzieci w wieku 6+ (pod nadzorem osoby dorosłej)	Dorośli i dzieci 7+
Objętość	300 ml	500 ml	500 ml	300 ml	300 ml	300 ml	120 ml	500ml

Żele

	AftaClear	HYDRAL
Zdjęcie		
Wskazanie	Afty	Suchość w ustach
Kluczowe korzyści	Długotrwała i natychmiastowa ulga w bólu Szybkie gojenie Łatwa aplikacja	Natychmiastowa i długotrwała ulga w suchości jamy ustnej Łatwa aplikacja
Smak	Jabłko-gruszka	Mięta i zioła
Objętość	10 ml	50 ml

SunstarGUM.pl

Sunstar Europe SA Oddział w Polsce
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
Tel. +48 790 444 128
biuro@pl.sunstar.com



GUM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SUNSTAR Suisse S.A.