



QUELLE BROSSER CONSEILLER À MON PATIENT ?



Références	POST-OPERATOIRE 317	PRO SENSITIVE 510	SensiVital® 509	SONIC SENSITIVE 4101	PRO 525 528	SONIC DAILY Noire : 4100BK Blanche : 4100WH	ActiVital® 585	ORTHO 124 Ambulatoire : 125	Monotouffe 308
Situations	<ul style="list-style-type: none"> POST-CHIRURGIE POST-RADIOTHÉRAPIE IRRITATIONS BUCCALES 	<ul style="list-style-type: none"> TRAITEMENT ou MAINTENANCE PARODONTALE SENSIBILITÉ DENTAIRE 	<ul style="list-style-type: none"> TRAITEMENT ou MAINTENANCE PARODONTALE SENSIBILITÉ DENTAIRE 	<ul style="list-style-type: none"> SENSIBILITÉ DENTAIRE 	<ul style="list-style-type: none"> MAINTENANCE ou PREVENTION PARODONTALE 	<ul style="list-style-type: none"> PROTECTION QUOTIDIENNE 	<ul style="list-style-type: none"> NETTOYAGE PRECIS FACILITE (zones postérieures) 	<ul style="list-style-type: none"> TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 	<ul style="list-style-type: none"> NETTOYAGE des ZONES SPÉCIFIQUES (en ortho, malpositions, piliers, implants...)
Ø des brins	10/100° Ultra-souple	1-15/100° Ultra-souple	1-15/100° Ultra-souple	1-15/100° Ultra-souple	1-18/100° Souple 1-20/100° Medium	1-18/100° Souple	15-20/100° Souple	18/100° Souple	20/100° Medium
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Manche bi-matière 	<ul style="list-style-type: none"> Brins effilés à 1/100° Manche Quad-Grip pour un brossage à 45° 	<ul style="list-style-type: none"> Brins effilés à 1/100° 	<ul style="list-style-type: none"> Vibrations soniques Brins effilés à 1/100° Tête et pile remplaçables 	<ul style="list-style-type: none"> Brins effilés à 1/100° Manche Quad-Grip pour un brossage à 45° 	<ul style="list-style-type: none"> Vibrations soniques Brins effilés à 1/100° Tête et pile remplaçables 	<ul style="list-style-type: none"> Tête ultra compacte Long cou fin 	<ul style="list-style-type: none"> Coupe des brins en V pour faciliter le nettoyage autour des appareils 	<ul style="list-style-type: none"> Extrémités biseautées Brossage précis des zones difficiles d'accès
Associé avec les gammes									

COMMENT OPTIMISER LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DE MON PATIENT SELON SON RITUEL QUOTIDIEN ET SA MOTIVATION ?




N°1 de l'interdentaire*


	RITUEL DU PATIENT	MOTIVATION	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2
GENCIVES SAINES	Brosse à dents uniquement	Basse	GUM Cool Mint	GUM Cool Mint OU GUM Cool Mint
	Brosse à dents uniquement	Normale	GUM Cool Mint	GUM Cool Mint OU GUM Cool Mint
PROBLÈMES DE GENCIVES	Brosse à dents uniquement	Basse	GUM Cool Mint OU GUM Cool Mint	GUM + GUM
	Brosse à dents uniquement	Normale à élevée	GUM	GUM + GUM
	Brosse à dents uniquement + nettoyage interdentaire irrégulier	Normale à élevée	GUM	GUM + GUM
	Brosse à dents uniquement + nettoyage interdentaire irrégulier	Normale à élevée avec problème de dextérité	GUM	GUM + GUM

SOFT-PICKS®

COMFORT FLEX MINT



PRO



TRAV-LER®

UNE LARGE GAMME POUR CHAQUE MORPHOLOGIE DENTAIRE

Disponible en 10 tailles et en 2 formes de brosettes différentes : conique et cylindrique



BI-DIRECTION

Disponible en 5 tailles



N°Azur 0 810 00 12 14
PRIX APPEL LOCAL

SUNSTAR FRANCE - 105 rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS PERRET
Fax : 01 41 06 64 65 - E-mail : contact@fr.sunstar.com

Professional.SunstarGUM.fr

