


Prescription destinée à
M. _____




TRAV-LER® Protection anti-bactérienne des brins - Blister de 4



	1312	520 341 7		0,6 mm	ISO 0	
	1314	478 864 0		0,8 mm	ISO 1	
	1412	767 750 4		0,9 mm	ISO 2	
	1414	767 751 0		1,1 mm	ISO 3	
	1512	767 752 7		1,2 mm	ISO 3	
	1514	767 753 3		1,3 mm	ISO 4	
	1612	767 755 6		1,4 mm	ISO 4	
	1614	767 756 2		1,6 mm	ISO 5	
	1618	478 865 7		2,0 mm	ISO 6	
	1619	624 371 0		2,6 mm	ISO 7	


1699 627 429 6 *Multipack*
(10 brosselettes)



BI-DIRECTION® Orientable en 2 positions - Blister de 6 Simple d'utilisation

	2014	628 083 5		0,6 mm	ISO 0	
	2114	450 734 5		0,7 mm	ISO 1	
	2314	435 688 6		0,9 mm	ISO 2	
	2614	435 689 2		1,2 mm	ISO 3	
	2714	628 083 4		1,4 mm	ISO 4	

SOFT-PICKS® Bâtonnet caoutchouc



	689	634 570 9	PRO Small	
	690	634 571 5	PRO Medium	
	691	634 571 2	PRO Large	
	669	632 672 1	MINTY Small	
	670	621 489 3	MINTY Medium	
	671	632 672 0	MINTY Large	

PerioBalance®

à base de *Limosilactobacillus reuteri* Prodentis®

7010 462 624 5 *Probiotiques*
30 comprimés



GUM® PAROEX®

1770 720 843 6 *Gel dentifrice*
75 ml




BROSSETTES INTERDENTAIRES

MODE D'UTILISATION

- 1 Utiliser une brosse interdentaire avant le brossage des dents.
- 2 Glisser délicatement la brosse dans l'espace interdentaire et effectuer au moins 6 mouvements de va-et-vient.
Ne pas «forcer» l'insertion d'une brosse si l'espace est trop étroit.
- 3 Rincer la brosse sous l'eau après utilisation.
Jeter la brosse dès usure (entre 7 et 10 jours après la première utilisation).

TRAV-LER


Plier la brosse au niveau du manche pour un meilleur accès au secteur postérieur.
Ne pas plier la tige métallique au risque de la casser.



BI-DIRECTION

Faire glisser le poussoir vers l'avant ou l'arrière pour orienter la tête de la brosse.


(180° : secteur antérieur - 90° : secteur postérieur)



NOTE / PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

La marque GUM est disponible **exclusivement en pharmacies et parapharmacies**.
Liste de points de vente et informations complémentaires sur SunstarGUM.fr

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ



Brossettes à taille réelle