



# QUELLE BROSSER CONSEILLER À MON PATIENT ?



Références	<b>POST-OPERATION</b> 317	<b>PRO SENSITIVE</b> 510	<b>SensiVital®</b> 509	<b>SONIC SENSITIVE</b> 4101	<b>PRO</b> 525 528	<b>SONIC DAILY</b> Noire : 4100BK Blanche : 4100WH	<b>ActiVital®</b> 585	<b>ORTHO</b> 124 <i>Ambulatoire : 125</i>	<b>MONOTOUFFE</b> 308
Situations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POST-CHIRURGIE</li> <li>• POST-RADIOTHÉRAPIE</li> <li>• IRRITATIONS BUCCALES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRAITEMENT ou MAINTENANCE PARODONTALE</li> <li>• SENSIBILITÉ DENTAIRE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRAITEMENT ou MAINTENANCE PARODONTALE</li> <li>• SENSIBILITÉ DENTAIRE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENSIBILITÉ DENTAIRE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAINTENANCE OU PREVENTION PARODONTALE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROTECTION QUOTIDIENNE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NETTOYAGE PRECIS FACILITE (zones postérieures)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRAITEMENT ORTHODONTIQUE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NETTOYAGE des ZONES SPÉCIFIQUES (en ortho, malpositions, piliers, implants...)</li> </ul>
Ø des brins	10/100° Ultra-souple	1-15/100° Ultra-souple	1-15/100° Ultra-souple	1-15/100° Ultra-souple	1-18/100° 1-20/100° Souple Medium	1-18/100° Souple	15-20/100° Souple	18/100° Souple	20/100° Medium
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manche bi-matière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brins effilés à 1/100°</li> <li>• Manche Quad-Grip pour un brossage à 45°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brins effilés à 1/100°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibrations soniques</li> <li>• Brins effilés à 1/100°</li> <li>• Tête et pile remplaçables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brins effilés à 1/100°</li> <li>• Manche Quad-Grip pour un brossage à 45°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibrations soniques</li> <li>• Brins effilés à 1/100°</li> <li>• Tête et pile remplaçables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tête ultra compacte</li> <li>• Long cou fin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe des brins en V pour faciliter le nettoyage autour des appareils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrémités biseautées</li> <li>• Brossage précis des zones difficiles d'accès</li> </ul>
Associé avec les gammes	<b>GUM PAROEX®</b> 	<b>GINGIDEX®</b> 	<b>SensiVital®+</b> 			<b>BIO</b> 	<b>ActiVital®</b> 	<b>ORTHO</b> 	

# COMMENT OPTIMISER LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DE MON PATIENT SELON SON RITUEL QUOTIDIEN ET SA MOTIVATION ?




N°1 de l'interdentaire\*


	RITUEL DU PATIENT	MOTIVATION	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2
GENCIVES SAINES	Brosse à dents uniquement	Basse	G.U.M. COOL MINT	G.U.M. COOL MINT OU G.U.M. COOL MINT
	Brosse à dents uniquement	Normale	G.U.M. COOL MINT OU G.U.M. COOL MINT	G.U.M. COOL MINT
PROBLÈMES DE GENCIVES	Brosse à dents uniquement	Basse	G.U.M. COOL MINT OU G.U.M. COOL MINT	G.U.M. + G.U.M.
	Brosse à dents uniquement	Normale à élevée	G.U.M. + G.U.M.	G.U.M. + G.U.M.
	Brosse à dents uniquement + nettoyage interdentaire	Normale à élevée	G.U.M. + G.U.M.	G.U.M. + G.U.M.
	Brosse à dents uniquement + nettoyage interdentaire irrégulier	Normale à élevée avec problème de dextérité	G.U.M. + G.U.M.	G.U.M. + G.U.M.

## SOFT-PICKS®

MINTY



PRO



## TRAV-LER®

UNE LARGE GAMME

POUR CHAQUE MORPHOLOGIE DENTAIRE

Disponible en 10 tailles et en 2 formes de brosettes différentes : conique et cylindrique



## BI-DIRECTION

Disponible en 5 tailles



N°Azur 0 810 00 12 14  
PRIX APPEL LOCAL

SUNSTAR FRANCE - 105 rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS PERRET  
Fax : 01 41 06 64 65 - E-mail : contact@fr.sunstar.com

Professional.SunstarGUM.fr

