



Prescription destinée

à _____



G·U·M®

ENFANTS

BROSSES À DENTS & DENTIFRICE KIDS

Dès l'apparition des premières dents de lait

GUM BABY Souple

213 968 552 5 Micro-brins ultra soyeux
Tête ultra-compacte et manche allongé



Facilite l'apprentissage du brossage dès l'âge de 2 ans

GUM KIDS Souple

901 601 526 2 Brins soyeux
Manche ergonomique avec ventouse



GEL DENTIFRICE KIDS 50 ml

3000 634 740 9 Goût fraise
Fluor (1000 ppm) + isomalt

3+



APHTES

GEL Lésions*

GUM AftaClear 10 ml

2400 827 760 0 Acide hyaluronique
Sans alcool - Goût pomme-poire
Soulage dès la 1^{ère} application - Favorise la cicatrisation
Dès 2 ans ou 10 kg



*CC Dispositifs médicaux de classe IIA. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CC. Lire attentivement la notice. N'hésitez pas à demander conseil à votre dentiste ou à votre pharmacien.

Notes :

BROSSES À DENTS & DENTIFRICE JUNIOR

GUM JUNIOR Souple

902 601 526 3 Brins soyeux
Manche ergonomique avec ventouse



GUM TIMER-LIGHT Souple

903 601 526 4 Brins soyeux
Manche ergonomique avec ventouse



GEL DENTIFRICE JUNIOR 50 ml

3004 968 965 8 Goût fraise
Fluor (1450 ppm) + isomalt

6+



MÉTHODE DE BROSSAGE

Brosse tes dents **deux fois par jour, pendant 2 minutes**,
le **matin** après le petit-déjeuner et le **soir** avant d'aller te coucher.



1 Applique une quantité de dentifrice de la **taille d'un petit pois**, directement sur la brosse à dents.



2 Nettoie les **surfaces extérieures** des dents en plaçant la brosse sur la ligne entre la dent et la gencive, et en réalisant des petits **mouvements circulaires**.

Il est important de nettoyer le sillon (zone entre la dent et la gencive), où les bactéries s'accablent facilement.



3 Effectue de brefs **mouvements d'aller-retour** pour nettoyer les surfaces de mastication. Brosse 2 à 3 dents à la fois.



4 Nettoie les surfaces intérieures des dents en plaçant la brosse **verticalement** et en brossant du rose vers le blanc.

Brosse tes dents toujours dans le même ordre, afin de t'assurer qu'aucune dent n'a été oubliée.



La marque GUM est disponible **exclusivement** en pharmacies et parapharmacies.

Liste des points de vente et informations complémentaires sur SunstarGUM.fr

BJ2505 - Mai 2025





Prescription destinée

à _____



BROSSES A DENTS

SONIC ORTHO - ÉLECTRIQUE À PILE **NOUVEAU**

4102 639 478 5 Technologie sonore

4112 639 478 4 Recharge - x2 têtes



ORTHO

124 724 724 1



ORTHO Ambulatoire

125 702 861 6



Coupe en V

MONOTOUFFE

308 622 642 6 Extrémité biseautée



DENTIFRICES & BAINS DE BOUCHE

GUM® ORTHO

GEL DENTIFRICE 75 ml

3080 993 057 4

CPC 0,05% + fluorure de sodium (1490 ppm)



BAIN DE BOUCHE 300 ml

3090 993 058 0

CPC 0,05% + fluorure de sodium et olaflur (400 ppm), sans alcool

GUM PAREX® 0,12% CHX GEL DENTIFRICE 75 ml

1770 720 843 6 Traitement d'attaque



GUM BIO GEL DENTIFRICE 75 ml

7020 624 991 9

Aloe vera et menthe bio + fluorure de sodium (1450ppm)




ÉTAPE 1



Utiliser la brosse à dents **GUM ORTHO** qui facilite le brossage autour des appareils orthodontiques grâce à la «coupe en V» de ses brins.

Utiliser le **gel dentifrice** et le **bain de bouche GUM ORTHO** spécifiquement formulés pour renforcer l'émail des dents et protéger les gencives. Ils favorisent la prévention des taches blanches de l'émail, réduisent la formation de la plaque et contribuent à apaiser les gencives grâce à leurs actifs d'origine naturelle. Pour le rinçage, utiliser 10ml (bouchon doseur) de solution pure afin de prolonger l'effet antiplaque.

ÉTAPE 2



Compléter le brossage par l'utilisation de **brossettes interdentaires GUM TRAV-LER** ou **BI-DIRECTION** autour des arcs et des brackets.

INTERDENTAIRE

SOFT-PICKS® PRO

690 634 571 5 Bâtonnet caoutchouc - MEDIUM



SOFT-PICKS® MINTY

670 621 489 3 Bâtonnet caoutchouc - MEDIUM



TRAV-LER®

1614 767 756 2 Blister de 4



BI-DIRECTION

2614 435 689 2 Simple à utiliser - Orientable en 2 positions



RÉVÉLATEUR DE PLAQUE

RED-COTE®

824 745 659 4 Comprimés révélateurs de plaque



PROTECTION

CIRE DE PROTECTION*

723 664 292 3 Translucide



724 607 114 2 Translucide et mentholée



GEL Lésions**

GUM AftaClear 10 ml

2400 827 760 0 Acide hyaluronique

Sans alcool - Goût pomme-poire

Soulage dès la 1^{ère} application - Favorise la cicatrisation



*CÉ Dispositifs médicaux de classe I **CÉ Dispositif médical de classe IIA. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. N'hésitez pas à demander conseil à votre dentiste ou à votre pharmacien.

ÉTAPE 3

Contrôler l'élimination de la plaque dentaire grâce aux comprimés **révélateurs de plaque GUM RED-COTE**.

ÉTAPE 4



Protéger les muqueuses en appliquant la **cire GUM ORTHO** sur l'appareil. Transparente et prédécoupée, elle prend la teinte des dents et reste invisible.

ÉTAPE 5

En cas de lésion, appliquer le **gel GUM AftaClear** directement sur la zone concernée.

La marque GUM est disponible **exclusivement en pharmacies et parapharmacies.**



Liste des points de vente et informations complémentaires sur SunstarGUM.fr