

SUNSTAR

G·U·M®

TRAV-LER®

La sfida maggiore per una  
bocca davvero pulita:

# COMPLIANCE

nella pulizia interdentale



#1 brand in  
interdentals

Promuovere la compliance

## PRENDIAMOCI CURA DEL PAZIENTE non solo del suo cavo orale

La prevenzione e il controllo della salute orale sono un impegno per tutta la vita: le malattie gengivali possono essere gestite solo con una buona compliance.

EFP/ORCA workshop in Jepsen S, J Clin Periodontol, 2017

Il rispetto di una corretta routine quotidiana di igiene orale a casa è uno dei maggiori problemi nella cura dei denti.

Wilder RS, Periodontol 2000, 2016; Poklepovic T, Cochrane Database Syst Rev, 2013



Un ottimo **FILO INTERDENTALE** può essere efficace ma non tutti hanno una buona manualità nell'utilizzarlo

Asadoorian J, J Dent Educ, 2006; Ng E, Dent J (Basel), 2019

Gli **SCOVOLINI INTERDENTALI** e i **PICKS IN GOMMA** sono più facili da usare e spesso sono associati a maggiore compliance ed efficacia e risultati migliori

Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018; Graziani F, Int J Dent Hyg 2018; Needleman I, J Clin Periodontol 2005; Wilder RS, Periodontol 2000, 2016



# LA FACILITÀ D'USO GARANTISCE LA COMPLIANCE



## SCOVOLINI INTERDENTALI

### PIÙ FACILI DA USARE

del filo interdentale: i pazienti sono più propensi ad utilizzarli  
Christou V, J Periodontol 1998; Imai P, Can J Dent Hygiene 2010

Sono in grado di scorrere tra gli spazi interdentali e rimuovono più placca rispetto al filo interdentale

Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015



## PICKS IN GOMMA PREFERITI DAI PAZIENTI

particolarmente facili da usare e causano meno abrasioni gengivali

Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018

Progettati per stimolare il flusso sanguigno gengivale e rimuovere la placca interdentale

Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015



# SCOVOLINI GUM® TRAV-LER®

Migliorano la compliance del paziente grazie al maggior comfort e alla facilità di utilizzo

### BUON CONTROLLO DEL PAZIENTE

Collo flessibile fino a 90° (senza bisogno di piegare il filo) per raggiungere facilmente i denti posteriori

### COMFORT E PRATICITÀ SUPERIORI PER IL PAZIENTE\*

- Impugnatura ergonomica in gomma morbida
- Creste antiscivolo per una migliore presa
- Tappo igienico incluso, utilizzabile per allungare il manico
- Lunghezza preferita dal consumatore

### SENSAZIONE DELICATA NELLA BOCCA DEL PAZIENTE

- Punta arrotondata, rivestita e delicata
- Riduzione del rischio di traumi gengivali, danneggiamento dello smalto o degli impianti

### PROTEZIONE ANTIBATTERICA DELLE SETOLE

- CHX e setole rivestite in argento-zinco

### RIMUOVE PIÙ PLACCA GRAZIE ALLE SETOLE TRIANGOLARI BREVETTATE

Fino al 25% in più di rimozione\*\* della placca (rispetto a un normale filamento di nylon)

### % RIMOZIONE DELLA PLACCA IN VITRO

73%

FILAMENTO REGOLARE



93%

FILAMENTO GUM® TRAV-LER®



\* Sunstar, test per uso domestico USA 2012, dati in archivio.

\*\* Sunstar, studio in vitro sulla rimozione della placca 2012, dati in archivio.

# ORA UNA GAMMA PIÙ AMPIA PER OGNI MORFOLOGIA

NUOVO



Aiutare i pazienti ad attuare una corretta pulizia interdentale

## QUALE MISURA CONSIGLIARE?

**MORFOLOGIA**  
MISURA DEGLI SPAZI  
INTERDENTALI



**PSICOMETRIA E**  
COMPORAMENTO  
DI ACQUISTO

### FACILITÀ D'USO

Facile da usare ed efficace

### MOTIVAZIONE

Tempo e impegno dedicati alla salute orale

### ACCETTABILITÀ

Adattamento previsto con comportamenti consolidati

### MANUALITÀ

Capacità di usare efficacemente



# UNA TABELLA PER AIUTARE I TUOI PAZIENTI A FARE UN PASSO AVANTI NELLA LORO ROUTINE DI IGIENE ORALE

- Abbina la scelta interdentale allo stato di salute del paziente, al suo comportamento, grado di motivazione e manualità
- Incoraggia la compliance tra i più titubanti, con gli strumenti preferiti dal paziente
- Promuovi la cura completa della bocca, includendo la pulizia degli spazi interdentali



SUNSTAR <b>G.U.M.</b>		<b>COMPORAMENTO ATTUALE DEL PAZIENTE</b>	<b>MOTIVAZIONE DEL PAZIENTE</b>	<b>STEP 1</b>	<b>STEP 2</b>
<b>Gengive sane</b>	Solo spazzolino	Bassa			
	Solo spazzolino	Normale			
<b>A rischio parodontite</b>	Solo spazzolino	Bassa			
	Solo spazzolino	Da normale a elevata			
	Spazzolino + pulizia interdentale irregolare	Da normale a elevata			
	Spazzolino + pulizia interdentale irregolare	Da normale a elevata Problemi di manualità			

# TECNICHE EFFICACI PER GUIDARE I PAZIENTI



Asimakopoulou K. British Dental Journal, 2016  
Alberta Dental Association "Patient Communications: A Guide for Dentists" 2020

## CONTIENI IL RISCHIO

Fagli sapere che tutti possono essere a rischio

- Respingi l'ottimismo irrealistico e informalo del fatto che, senza pulizia interdentale, svilupperà gengiviti

## INFORMATI E VALUTA

Informati sulle aspettative del paziente e valuta il suo livello di motivazione

**Informati sulle aspettative e sulle esperienze di utilizzo:**

- Ricorda che parlare del primo utilizzo può essere imbarazzante
- Rassicura il paziente sui benefici futuri di una pulizia interdentale profonda

**Suggerisci una routine di igiene orale che promuova la compliance domiciliare:**

- Aiutalo a rendere le prime esperienze con il prodotto semplici e piacevoli
- Raccomanda visite regolari e fissa il prossimo appuntamento

## DIMOSTRA

Come utilizzare gli strumenti consigliati

- Fornisci le opportune informazioni e strumenti per rivedere le tecniche di pulizia a casa
- Usa suggerimenti visivi: aumentano la comprensione del paziente

# SUGGERIMENTI



Ascolta i pazienti con empatia, inquadra il rischio con indicazioni di facile comprensione e fai sapere loro che **"la perdita dei denti non è inevitabile"**



**Il tuo paziente te ne sarà grato.**

I pazienti saranno felici di rimuovere efficacemente i residui di cibo dagli spazi interdentali. L'utilizzo dello scovolino dopo i pasti può essere un buon punto di partenza.



**Il tuo paziente cerca la tua approvazione.**

Fagli sapere che non vedi l'ora di sentire le sue esperienze con la pulizia interdentale durante la prossima visita.

Sappiamo quanto sia importante rendere il primo acquisto del tuo paziente davvero FACILE.

**Per questo, gli scovolini interdentali Sunstar GUM® sono disponibili in farmacia, parafarmacia e ora anche su Amazon®!**



In farmacia e parafarmacia



Disponibile su amazon