

Voor een volledig schone mond:

DAGELIJKSE interdentale reiniging



Motivatie vergroten

BEHANDEL EEN PATIËNT, NIET ALLEEN EEN MOND

De preventie en controle van tandvleesaandoeningen vraagt om een levenslange inzet: tandvleesaandoeningen kunnen alleen met een goede opvolging onder controle worden gehouden.

EFP/ORCA workshop in Jepsen S, J Clin Periodontol, 2017


Motivatie voor een dagelijkse mondverzorgingsroutine is één van de grootste uitdagingen in mondverzorging.

Wilder RS, Periodontol 2000, 2016; Poklepovic T, Cochrane Database Syst Rev, 2013



Gebruiksvriendelijke interdentale raggers en rubberen tandenstokers worden met betere opvolging, efficiëntie en resultaten geassocieerd

Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018; Graziani F, Int J Dent Hyg 2018; Needleman I, J Clin Periodontol 2005; Wilder RS, Periodontol 2000, 2016



*Nielsen, Interdental Accessories, Value Share, Total Netherlands, 2016-2020.

GEBRUIKSGEMAK VERGROOT DE MOTIVATIE



INTERDENTALE RAGERS

GEMAKKELIJKER IN GEBRUIK dan floss: patiënten zijn **EERDER BEREID OM ZE TE GEBRUIKEN**

Christou V, J Periodontol 1998; Imai P, Can J Dent Hygiene 2010

Zijn beter in staat om de interdentale ruimte op te vullen en tandplak te verwijderen dan floss

Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015



RUBBEREN TANDENSTOKERS

PATIËNTEN-VOORKEUR Bijzonder gemakkelijk in gebruik en veroorzaken minder beschadiging aan het tandvlees

Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018

Ontworpen om de gingivale doorbloeding te stimuleren en interdentale tandplak te verwijderen

Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015



GUM® INTERDENTALE RAGERS

Verbeter de opvolging met comfort en gebruiksgemak



90°

BETERE CONTROLE

Buigbare nek tot 90 graden (zonder dat het draard gebogen hoeft te worden) om gemakkelijk bij de achterste kiezen te komen

BETER COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK*

Zachte rubberen grip
Ergonomische vorm voor comfortabele plaatsing van de vingers
Antislip handvat
Lengte die de voorkeur heeft van consumenten
Inclusief hygiëne cap

ZACHT MONDGEVOEL

Zachte afgeronde tip
Zacht gecoat draad
Vermindert de kans op beschadiging aan tandvlees, tandglazuur of implantaten

ANTIBACTERIËLE BORSTEL BESCHERMING TUSSEN GEBRUIKSMOMENTEN

CHX & zilver-zink gecoate borstelharen

VERWIJDERT MEER TANDPLAK MET DRIEHOEKIG GEVORMDE BORSTELHAREN

Verwijdert tot wel 25%** meer tandplak (Vergeleken met normaal nylon filament)


* Sunstar, In home-use test USA 2012, data on file.

** Sunstar, Plaque removal in-vitro study 2012, data on file.

% IN VITRO TANDPLAKVERWIJDERING

73%

NORMAAL FILAMENT



93%

GUM® FILAMENT




Help patiënten om hen interdentale reiniging eigen te maken

WELK INTERDENTAAL PRODUCT ADVISEERT U AAN UW PATIËNT?

BI-DIRECTION OF TRAV-LER

NIEUW				NIEUW
ISO 0 1,8 - 2,0 Cilindrisch	ISO 1 2,0 - 2,1 Cilindrisch	ISO 2 2,1 - 2,5 Cilindrisch	ISO 3 2,9 - 4,8 Conisch	ISO 4 2,9 - 5,5 Conisch
0,6	0,7	0,9	1,2	1,4

NU EEN NOG UITGEBREIDER ASSORTIMENT



MOTIVEER UW PATIËNTEN DE MONDGEZONDHEID TE VERBETEREN

- Kies een interdentaal product dat past bij een patiënt, qua gezondheid, gedrag, motivatie en motoriek
- Stimuleer de opvolging bij patiënten die twifelen, met gebruiksvriendelijke producten
- Bevorder complete mondverzorging: interdentale reiniging thuis en onderweg

SUNSTAR G·U·M		HUDIG GEDRAG VAN DE PATIËNT	BEORDEELDE MOTIVATIE	STAP 1	STAP 2
PARODONTALE GEZONDHEID	Alleen tandenborstel	Lage motivatie			
		Normaal			
PARODONTALE PROBLEMEN	Alleen tandenborstel	Lage motivatie			
	Alleen tandenborstel	Normale tot hoge motivatie			
	Tandenborstel + onregelmatige interdentale reiniging	Normale tot hoge motivatie			
	Tandenborstel + onregelmatige interdentale reiniging	Normale tot hoge motivatie Motorische beperkingen			

EFFECTIEVE TECHNIEKEN OM UW PATIËNT TE MOTIVEREN

KADER HET RISICO IN Laat ze weten dat het iedereen betreft

- Laat onrealistisch optimisme achterwege en laat ze weten dat ze zonder interdentale reiniging gingivitis kunnen ontwikkelen

ONDERZOEK & STEM AF Vraag de patiënt naar de verwachtingen en beoordeel de motivatie

Stem de verwachtingen af met hun mogelijke motivatie.

- Geef toe dat een eerste gebruik vreemd kan zijn.
- Stel de patiënt gerust dat hij/zij interdentale reiniging en het gevoel van een volledig schone mond spoedig leuk zal gaan vinden

Stem jouw aanbeveling af met hun motivatie:


- Adviseer een routine die de opvolging bevordert
- Maak de eerste ervaring met het product zo gemakkelijk mogelijk
- Beveel frequent tandartsbezoek aan en maak alvast een nieuwe afspraak

DEMONSTREER Hoe gebruik je het aanbevolen product

- Beperk de hoeveelheid informatie en zorg ervoor dat de patiënt thuis nog een en ander kan nalezen
- Gebruik afbeeldingen, dat verhoogt het begrip van patiënten

Asimakopoulou K. British Dental Journal, 2016
Alberta Dental Association "Patient Communications: A Guide for Dentists" 2020

TIPS EN TRUCS OM UW PATIËNTEN TE MOTIVEREN



Luister met empathie naar patiënten, kader risico's in gemakkelijk te begrijpen manieren en laat uw patiënten weten dat **'tanden verliezen niet onvermijdelijk is'**.



Denk aan de beloning voor de patiënt:

We weten dat patiënten het fijn vinden om te zien hoeveel voedselresten zij tussen de tanden vandaan halen. Het gebruik van rubberen tandenstokers na de maaltijd, kan een goed begin zijn.



Uw patiënt zoekt naar uw goedkeuring.

Laat ze weten dat u ernaar uitkijkt om hun ervaringen met interdentale reiniging bij de volgende afspraak te horen.

We weten hoe belangrijk HET GEMAK van een eerste aankoop is.

De interdentale producten van Sunstar GUM zijn verkrijgbaar bij:



apotheek, drogist en supermarkt



online

WILT U MEER WETEN?

@ gum.nl

f gumbenelux

gumbenelux

in SUNSTAR Benelux B.V.

Linda Bergman
2500 - 3999


Joan van Tricht
1000-2499
9000-9999

Ymke Kruijssen
4000-5499
7000-7999

Claire van Pinxteren
5500-6999
8000-8999

Anka Tierens
Vlaanderen

Bertrand Kaisin
Wallonie



Onze vertegenwoordigers

Linda Bergman
linda.bergman@nl.sunstar.com • +31 6 43 06 60 99

Joan van Tricht
joan.vantricht@nl.sunstar.com • +31 6 13 34 20 26

Claire van Pinxteren
claire.vanpinxteren@nl.sunstar.com • +31 6 12 67 46 96

Ymke Kruijssen
ymke.kruijssen@nl.sunstar.com • +31 6 16 71 47 44

Anka Tierens
anka.tierens@be.sunstar.com • +32 498 93 56 25

Bertrand Kaisin
bertrand.kaisin@be.sunstar.com • +32 470 41 53 05

Verantwoordelijke Benelux

Joan Nuyts
joan.nuyts@be.sunstar.com • +32 476 85 17 28

SUNSTAR

Sunstar Benelux B.V. • Hogeweyse 221 • Weesp
info@nl.sunstar.com • info@be.sunstar.com • +31 294 48 42 44