

# G·U·M SONIC

**Borsta som vanligt  
- få ovanligt rent!**



Art. nr:  
4100MBK GUM® SONIC DAILY svart  
4100MWH GUM® SONIC DAILY vit



- 

**Djupare rengöring** tack vare **12 000 soniska vibrationer** per minut och **mjuka** borststrån
- 

När **50% mer effektivt** in mellan tänderna<sup>1</sup> och tar bort **47 gånger** mer plack under tandköttsskanten\*
- 

**Masserar tandkötet**, tack vare de mjuka borststråna och soniska vibrationer
- 

**Utbytbart** borsthuvud & batteri

<sup>1</sup>vs. en vanlig manuell tandborste (intern rapport)

## SONIC DAILY

**Batteritandborste med soniska vibrationer och mjuka borststrån**



**MJUKA BORSTSTRÅN**  
2-delade och extra tunna i ENA ÄNDAN



## SONIC SENSITIVE


**Sonisk batteritandborste med ultra-mjuka borststrån**



För **känsliga** tänder och tandkött med **ultra-mjuka** borststrån



**Djupare rengöring** tack vare **12 000 soniska vibrationer** per minut och ultra-mjuka, extra tunna borststrån i bägge ändarna, som når svåråtkomliga områden lättare



När **88%** djupare mellan tänderna och **121%** djupare under tandköttsskanten<sup>2</sup>



**Masserar tandkötet**, tack vare **ultra-mjuka** borststrån och soniska vibrationer



**Utbytbart** borsthuvud & batteri

<sup>2</sup>vs. en vanlig manuell tandborste för känsliga tänder (intern rapport)

**NYHET!**



**ULTRA-MJUKA BORSTSTRÅN**  
2-delade och extra tunna i BÄGGE ÄNDARNA



Art. nr:  
4101M GUM® SONIC SENSITIVE



12 000 soniska vibrationer per minut för en mer effektiv rengöring mellan tänderna och under tandköttsskanten\*



Ultra-mjuka borststrån, extra tunna i ändarna, som når svåråtkomliga områden lättare



Mindre plastavfall med refillpaket



3 färgade ringar för att göra borsten personligare



Långt batteriliv - upp till 3 månaders användning



Kabelfri, kompakt och lätt att ta med

\*vs. en vanlig manuell tandborste (intern rapport)





“GUM® SONIC har mjuka strån, är lätt att använda och ger samma renhetskänsla som en elektrisk tandborste. Vibrationen i tandborsten är behaglig och effektiv. Snugg form och perfekt med två olika färger.”

**Behnoosh Safari-Tehrani**

Leg. Tandhygienist  
Handentandvården Praktikertjänst AB, Stockholm

”GUM® SONIC är en prisvärd och effektiv tandborste. Jag rekommenderar den till mina patienter som tycker om att borsta manuellt och gnugga med tandborsten. Jag använder den själv och är mycket nöjd.”

**Torkel Carlström**

Tandläkare  
Mjuka Händer, Göteborg



“Jag använder GUM® SONIC varje dag. Den ger mig en bättre munhygien genom vibrationerna och de långa stråna. Jag ser ett mycket bättre resultat på många av våra patienter och mindre blödningar i tandkötet. Jag rekommenderar den gärna till alla åldrar.”

**Anita Hammarström**

Leg. Tandhygienist  
Tandhälsan, Eskilstuna

**G·U·M**

PROUD TO CARE

**EN KOMPLETT PRODUKTSERIE**  
för en god munhälsa!



GUM® TANDBORSTAR



GUM® SOFT-PICKS®



GUM® PAROEX® - vid tandköttsproblem



GUM® SensiVital® - för känsliga tänder & tandkött



GUM® HYDRAL®  
- mot muntorrhet



GUM® Afta Clear  
- mot sår och blåsor i munnen

[professional.sunstargum.com/se](http://professional.sunstargum.com/se)

**MALIN ÖSTEDT**  
Södra Stockholm, Karlskoga, Sörmland,  
Östergötland, Dalarna samt Gotland  
malin.ostedt@se.sunstar.com  
0733-01 08 20

**JENNY BJÖRKÉN**  
Centrala Stockholm (na Stockholm & Gästrikland),  
Uppland, Västmanland samt Norrland  
jenny.bjorken@se.sunstar.com  
0709-20 16 88

**PERNILLA BOOK**  
Västra Götaland, Värmland, Halland,  
Jönköping samt Västervik  
pernilla.book@se.sunstar.com  
0709-10 62 02

**SHILAN MADJID**  
Skåne, Blekinge, Kronobergs län samt  
Kalmar län  
shilan.madjid@se.sunstar.com  
0709-26 70 01



**Borsta som vanligt**  
- få ovanligt rent!



**G·U·M**  
SONIC

**TANDVÅRDEN rekommenderar**  
GUM® SONIC batteritandborste



“Från början var min rekommendation av GUM® SONIC DAILY tandborste ett prisvärt alternativ till en elttandborste. Efter uppföljning av munhygien var både patienterna och jag som behandlare, nöjda med resultaten som var klart över förväntan!

Jag kommer fortsätta rekommendera GUM® SONIC DAILY för att den är absolut min favoritprodukt.”

**Irena Sehic**

Leg. Tandhygienist  
Spångatans Tandläkare, Malmö

**G·U·M**  
PROUD TO CARE